

Массажные столы Lojer 110-115 серии Capre

Исключительная функциональность

Модульная конструкция, широкий диапазон регулировок, бесшумность и прочная конструкция делают эти столы функциональными и комфортными. Легкие в эксплуатации опоры для рук, боковые опоры, бесступенчато регулируемая ножная секция создают эргономичное и безопасное пространство для работы. Все массажные столы Lojer в качестве обивки имеют высококачественный кожзаменитель SKAI.

Стол series Capre – несомненные лидеры на рынке. Великолепный дизайн и безопасность



Lojer 110 Capre



Lojer 115 Capre

| Массажные столы Lojer серии Capre | Lojer 110E | Lojer 110H | Lojer 115E | Lojer 115H |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Количество секций | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ширина (см) | 55,65,75 | 55,65,75 | 55,65,75 | 55,65,75 |
| Кожзаменитель SKAI Fashion (16 цветов) | • | • | • | • |
| Кожзаменитель SKAI Clinica (3 цвета) | опция | опция | опция | опция |
| Анатомический дизайн ложа | опция | опция | опция | опция |
| Регулируемые опоры для рук (пневмопривод) | - | - | • | • |
| Боковые опоры | опция | опция | опция | опция |
| Регулируемая головная секция (пневмопривод) | • | • | • | • |
| Головная секция с двойной артикуляцией | - | - | опция | опция |
| Подъем ножной секции вверх (пневмопривод) | +70°/-12° | +70°/-12° | +70°/-12° | +70°/-12° |
| Позиция дренаж (пневмопривод) | опция | опция | опция | опция |
| Позиция дренаж (электропривод) | опция | - | опция | - |
| Центрально-регулирующиеся колеса (Ø75мм.) | опция | опция | опция | опция |
| Упор для регулировки на неровной поверхности | • | • | • | • |
| Диапазон регулировки высоты | 45-92 | 49-90 | 45-92 | 49-90 |
| Электропривод высоты | • | - | • | - |
| Гидропривод высоты | - | • | - | • |
| Дополнительный ручной или ножной пульт управления | опция | - | опция | - |
| Педаль в виде рамы для регулировки высоты стола | опция | - | опция | - |
| Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см.) | option | опция | опция | опция |
| Аккумуляторная батарея | опция | - | опция | - |
| Безопасная рабочая нагрузка | 210 кг. | 210 кг. | 210 кг. | 210 кг. |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | • | • | • | • |
| Гарантия (лет) | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
| Страна производства | Финляндия | Финляндия | Финляндия | Финляндия |

• =стандарт - =недоступно



Lojer 115E с регулируемыми опорами для рук



Lojer 110/115 регулируемая ножная секция



Позиция дренаж (пневмопривод или электропривод)



Боковые опоры



Варианты формы ложа

