

Кресла медицинские Lojer серии 6900

Смотровые поворотные кресла для профессионального использования

Кресла серии Lojer 6900 надежны, удобны в применении и долговечны. Три разные модели позволяют выбрать вариант, наиболее пригодный для каждого применения. Имеется также целый ряд дополнительных принадлежностей.

“Надежные и
качественные кресла”

6900 – Электропривод высоты, спинной и ножной секции, механический поворот сиденья на 200°

6910 - Электропривод высоты, спинной и ножной секции, механический поворот сиденья на 200°, опоры для рук для взятия крови

6920 - Фиксированная высота, электропривод спинной и ножной секции, механический поворот сиденья на 200°, откидывающиеся опоры для рук.



Кресло медицинское смотровое
Lojer 6900 (для ЛОР исследований)

LOJER® For easy care

Healthcare | Senior Care | Medical Wellness

Кресла медицинские смотровые	6900	6910	6920
Ширина, 67 см	X	X	X
Вес, 70 кг	X	X	X
Регулировка высоты, электрическая 56-78 см	X	X	-
Фиксированная высота 47 см	-	-	X
Ширина сиденья (между подлокотниками) 48 см	X	X	X
Глубина сиденья 47 см	X	X	X
Поворот кресла 200°	X	X	X
Электрическая система, 24V	X	X	X
Опоры для рук для взятия крови	-	X	-
Головная секция для ЛОР	X	X	X
Ручной пульт управления	X	X	X
Ножной пульт управления высотой и приводом в гориз. положение	•	•	-
Ножной пульт управления высотой	-	-	•
Подставка для ног	X	X	X
Колеса для перемещения	X	X	X
Кожзаменитель Future (14 цветов)	X	X	X
Кожзаменитель Nature (3 цвета)	X	X	X
Регистрация в МЗ России и Украины	X	X	X
Гарантия 2 года	X	X	X
Страна производства	Финляндия	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X, Опция = •, Недоступно = -




Аксессуары



Опоры для рук для взятия крови



Педаль



ЛОР Секция