

Смотровые столы серии Capre

Модельный ряд смотровых столов Lojer Capre составляет отдельную категорию, если рассматривать эти модели с точки зрения дизайна и функциональности.

В подавляющем большинстве смотровые столы располагаются в смотровых комнатах без необходимости в их перемещении – следовательно, оснащение их большими колесами нецелесообразно.

Смотровой стол Lojer Capre E1 спроектирован как стол общего применения с односекционным ложем. Его исключительно малая минимальная высота и бесшумный электродвигатель способствуют привлекательности его применения в небольших смотровых помещениях, таких как медицинский кабинет на производстве.

Смотровой стол Lojer Capre E2 спроектирован как стол общего применения с двухсекционным ложем. Его исключительно малая минимальная высота и бесшумный электродвигатель способствуют привлекательности его применения в небольших смотровых помещениях.


Смотровой стол Lojer Capre EG спроектирован как стол общего гинекологического применения с двухсекционным ложем.

Стандартные принадлежности для этой модели – пяточные упоры и гинекологическая емкость.

Внимание! На фото изображены столы с опциональной педалью регулировки высоты в виде рамы

”Исключительно широкий диапазон высоты, пожалуй, лучшие смотровые столы в своем сегменте на рынке”.

Смотровой стол Capre EG с опорами по Гопелю, колесами и педалью регулировки высоты в виде рамы



Стол смотровой Capre E2 с колесами и педалью регулировки высоты в виде рамы



Стол смотровой Capre E1 с педалью регулировки высоты в виде рамы

LOJER® For easy care

Смотровые столы серии Capre	Capre E1	Capre E2	Capre EG
Ширина	68 см.	68 см.	67 см.
Длина	196 см.	196 см.	196 см.
Вес	95 кг.	96 кг.	99 кг.
Диапазон регулировки высоты, электропривод	45 - 92 см.	45 - 92 см.	45 - 92 см.
Длина спинной секции	-	68 см.	68 см.
Диапазон регулировки спиной секции, электропривод	-	0..78°	0..78°
Безопасная рабочая нагрузка	210 кг.	210 кг.	210 кг.
Электрическая система, 24V	X	X	X
Выдвижные упоры для ступней	-	-	X
Емкость гинекологическая	-	-	X
Ножной пульт управления	-	•	•
Ручной пульт управления	•	-	-
Увеличение ширины до 80 см.	•	•	-
Аккумуляторная батарея	•	•	•
Педаль 360° в виде рамы по периметру стола, для регулировки высоты	•	•	•
Держатель одноразовых простыней	•	•	•
Резчик для одноразовых простыней	•	•	•
Подушка под голову	•	•	•
Боковые ограждения	•	•	•
Опора для руки	•	•	•
Рельс для принадлежностей	•	•	•
Возможность установки держателей для инфузионной стойки – 2 шт.	•	•	•
Инфузионная стойка	•	•	•
Обивка FUTURE (4 стандартных цвета, 10 - опциональных)	X	X	X
Обивка NATURE (5 цветов)	•	•	•
Обивка SKAI Conductive (1 цвет)	•	•	•
Центрально-блокирующиеся колеса ø75 мм.	•	•	•
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	X	X	X
Гарантия 2 года	X	X	X
Страна производства	Финляндия	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X, Опция = •, Недоступно = -

Аксессуары



Педаль 360° в виде рамы по периметру стола, для регулировки высоты



Инфузионная стойка