

Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор

maccura

i800

Маленький гений больших решений



Универсальный штатив для любого формата пробирок

STAT-образцы быстрый анализ

Современные лаборатории сталкиваются с необходимостью сочетать высокую производительность, надежность, компактность и удобство эксплуатации оборудования в условиях растущих объемов исследований и ограниченных ресурсов.

Maccura® i800 — передовое решение для иммунохимических исследований. На анализаторе используется технология на основе метки акридинового эфира.

200 Тестов/час

50 Образцов
одновременно
на борту

20 Охлаждаемых
позиций
для реагентов



Встроенный сенсорный дисплей

С ПО на русском языке



Зона загрузки реакционных кювет

Одиночные кюветы в планшетах



Контейнер для утилизации отходов

Разделение жидких
и твердых отходов



Зона загрузки системных растворов

Уникальная форма флаконов для
корректной загрузки субстратов



Карусель реагентов

С поддержанием постоянной
температуры 2–4 °C



Зона загрузки образцов

Дозагрузка проб
в режиме работы



STAT-образцы

Отдельная позиция
для срочных исследований



Ежедневная
самодиагностика

RFID-метка
на реагентах

Простое
программное обеспечение



Хемилюминесцентный субстрат

Substrate Buffer A&B
кат. IM4402451

Набор используется для активации метки эфира акридина, чтобы получить хемилюминесцентный сигнал.

- Две емкости по 500 мл в одном наборе
- Уникальная форма флакона

WS промывочный буфер

WS Wash Buffer
кат. IM4202465

Используется для ежедневной очистки дозаторов (программа «Обслуживание при выключении»).

- 2 флакона по 60 мл в одном наборе

Реакционные кюветы

Reaction Cuvettes
кат. EIM4402465

Используются для проведения иммунной реакции, разведения, промывки.

- 24 планшета по 104 шт. в упаковке

Промывочный буфер

CLIA Wash buffer
кат. IM4409452

Используется для промывки системы в процессе исследований и для разведения образцов, если необходимо.

- 2 емкости по 250 мл в одном наборе

Меню тестов

Репродуктивная система	Надпочечники	Костный метаболизм
АМГ	IGFBP-3	25-ОН Витамин Д
Общий бета-ХГЧ		
ФСГ	Щитовидная железа	Инфекции
ЛГ	ТТГ	HBsAg*
Пролактин	Т3 общий	HIV Ag/Ab*
Эстрадиол	Т4 общий	Anti-HCV*
Прогестерон	Т3 свободный	
Тестостерон	Т4 свободный	Anti-TP*
Маркеры воспаления		
Прокальцитонин		



Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

**www.stormoff.ru
lab@stormoff.ru**

**+7 (495) 780-07-95
+7 (495) 956-05-57**