

Стол для кинезотерапии Enraf-Nonius, Нидерланды


Профессиональный стол для кинезотерапии и занятий ЛФК для медицинских центров, клиник, госпиталей, врачебно-физкультурных диспансеров и реабилитационных центров. Столы сконструированы таким образом, чтобы во время выполнения упражнений терапевт мог находиться рядом с пациентом.



Manumed Special Exercise

✓ Ключевые особенности:

- Выбор вариантов высоты стола: фиксированная высота опор, гидравлическая или электрическая регулировка высоты
- Компенсация неровностей пола на ножках
- Выбор типа регулирующего устройства – ножная педаль, ручной пульт
- Износоустойчивое покрытие
- Большое количество валиков и подушек опционально
- Выдвигаемые ролики для перемещения стола внутри помещения ЛП



технические возможности	Тип 500	Тип 510	Тип 520	Тип 511	Тип 521
Количество секций	1	1	2	2	2
Высота рабочей поверхности, см	55	44-97	44-97	44-97	44-97
Размер рабочей поверхности, см	200x100	203x120	203x120	203x120	203x120
Максимальный вес пациента, кг	135	200	200	250	250
Количество цветов покрытия, шт.	16	16	16	16	16
Время изменения высоты от мин. до макс., сек	18	18	18	18	18