

## Массажные столы Enraf-Nonius, Нидерланды

Надежные и комфортабельные массажные столы для оснащения кабинетов массажа, неврологии, физиотерапии, реабилитации, а также санаториев и курортных медицинских учреждений.



Manumed Optimal

### ✓ Ключевые особенности:

- Электрический или гидравлический привод регулировки высоты рабочей поверхности
- Износоустойчивое покрытие
- Отсутствие горизонтального перемещения рабочей поверхности в процессе регулировки высоты
- Несколько вариантов типов пультов управления высотой кушетки
- Выдвигаемые ролики



Manumed Osteo



Manuselect


Функциональные и технические возможности	Manumed Optimal	Manumed Osteo	Manuselect
Изменение высоты рабочей поверхности,	45-95	48-98	48-105
Время изменения высоты кушетки от мин до макс, сек	25	25	35
Размер рабочей поверхности, см	200 x 67	200 x 67	200 x 67
Максимальный вес пациента, кг	150	150	150 (250)

## Массажные кушетки Enraf-Nonius, Нидерланды

Массажные столы с регулируемой высотой отлично подойдут как для массажных, так и для смотровых и процедурных кабинетов. Низкое положение позволяет разместить малоподвижных пациентов, а в поднятом положении облегчается работа медицинских специалистов.

### ✓ Ключевые особенности:

- Бюджетный вариант для осмотра, медицинских процедур или массажа
- Грузоподъемность до 150 кг
- Устойчивая конструкция
- Покрытие рассчитано на долгий срок эксплуатации и большой поток пациентов



Manumed Basic



Manumed ST

### Функциональные и технические возможности

	Manumed Basic	Manumed ST
Количество секций	2	2/3
Треугольное отверстие для лица		•
Пульт для регулировки высоты для врача		•
Электрический или гидравлический привод		•
Высота рабочей поверхности, см	83	45-101
Размер рабочей поверхности, см	193 (195) x 67	207 x 67

## Массажная кушетка МАДИН, Россия

Специализированная кушетка для проведения массажа в сидячем положении и терапии по методикам Бобат, Войта, ПНФ.



Кинезо Эксперт

### ✓ Ключевые особенности:

- Возможность проводить терапию пациенту на столе вместе с врачом
- Разработана специально для пациентов с травмами и заболеваниями ЦНС, сопровождающихся нарушением двигательных функций

### ⚙️ Функциональные возможности:

- Большая по площади рабочая поверхность
- Высокая прочность силовой конструкции
- Электропривод
- Выдвижные колесики с функцией блокировки
- Грузоподъемность до 180 кг



## Массажный стол Орторент, Россия

Удобный 3-секционный стол для массажа, кинезотерапии, механотерапии, мануальной терапии, ЛФК на выдвигающих колесиках, который подходит для оснащения отделений неврологии, физиотерапии, реабилитации, а также санаториев и курортных медицинских учреждений.



Кинезо

### ✓ Ключевые особенности:

- 3 секции
- Отверстие для лица с заглушкой для удобства пациента в положении лежа на животе
- Рассчитан на клиентов до 150 кг
- Ножки стола регулируются для компенсации неровностей пола
- Выдвигающие колесики позволяют удобно переместить стол, а потом заблокировать их одним движением

### ⚙️ Функциональные возможности:

- Электропривод плавно опускает и поднимает стол, высоту можно регулировать с любой стороны
- Рамный переключатель позволяет специалисту поднимать и опускать стол движением ноги с любой стороны, не отвлекаясь от проведения процедуры
- Газовые лифты регулируют угол наклона головной и ножной секции



## Массажный стол (БОБАТ) Орторент, Россия

Специализирован для проведения массажа в сидячем положении и терапии по методике доктора Войта. Основное отличие от других моделей – возможность проводить терапию врачу на столе вместе с пациентом благодаря большой ширине ложа.



Бобат-1

### ✓ Ключевые особенности:

- Рассчитан на проведение занятий по методикам Бобат, Войта, ПНФ
- Отдельно регулируемые по высоте ножки могут скомпенсировать неровности пола
- Закругленные углы поверхности стола страхуют пациента и врача от непредвиденных ударов
- Подходит для детей и взрослых

### ⚙️ Функциональные возможности:

- Ширина 120 см
- Отдельно регулируемые по высоте ножки могут скомпенсировать неровности пола
- Электропривод для регулировки по высоте
- Выдвижные колесики
- Устойчивое к истиранию покрытие

