

Циркулярный душ Unbescheiden, Германия

Профессиональный медицинский циркулярный душ со встроенным дождевым душем.



✓ Ключевые особенности:

- Все видимые части циркулярного душа хромированы и отполированы
- 4 горизонтальных кольца душа со сверленными дюзами Ø 2мм,(в каждом кольце по 76 сверленных дюз)
- Проем для входа шириной 600 мм
- Проведение отдельной и сочетанной терапии циркулярного и дождевого душей

⚙️ Функциональные возможности:

- Общая высота 235 см
- Уровни расположения колец душа: 690 / 940 / 1190 / 1440 мм от уровня пола
- 1 встроенный дождевой душ Ø 120 мм, расположен по центру
- Термостат открытого монтажа отводными уголками, S-соединениями и розетками, с 2-мя вентилями, стопором, термометром



Душ Виши с кушеткой Unbescheiden, Германия

Горизонтальный душ Виши с настенной опорой, обливным шлангом и 5 душевыми головками.



Душ Виши Prestige

✓ Ключевые особенности:

- Брызгозащитный экран
- Шланг для ополаскивания
- 5 душевых головок
- Настенная комплектация (опционально)



Душ Виши Classic



Душ Виши

Функциональные и технические возможности	Душ Виши Prestige	Душ Виши Classic	Душ Виши
Антикоррозийная душевая рейка белого цвета	•	•	•
5 индивидуально регулируемых и перекрываемых душевых головки	•	•	•
150 встроенных светодиодов	•		
Стандартная рабочая высота, см	175	135	173
Термостатный смеситель для регулировки температуры воды, включая внутреннюю трубоувязку и запорный вентиль	•	•	•

Душ Шарко Unbescheiden, Германия

Душ Шарко для пресной, минеральной воды в пультовом исполнении – свободностоящая кафедра для проведения процедур: струйного, обливного и веерного душей, а так же классического контрастного душа.



✓ Ключевые особенности:

- Корпус из акрилового стекла методом глубокого бесшовного вытяжения
- Обшивка из влагостойкого ПВХ – пластика белого цвета
- Встроенный двойной шарнирный держатель для шланга с фиксатором для проведения процедур в горизонтальной и вертикальной плоскостях

⚙️ Функциональные возможности:

- Специальный однорычажный смеситель для установки и фиксации точного смешения воды, быстрой смены температуры (контрастный душ)
- Встроенный термометр и ограничитель максимальной температуры горячей воды
- 3 регулирующих и запорных вентиля, 2 запорных вентиля (от сети питания)



Каскадный душ Unbescheiden, Германия

Медиальное расположение распылительных дюз каскадного душа позволяет проводить процедуру, массируя всё тело одновременно или включая каждый уровень/параллельную группу дюз отдельно.

- 1 дождевой душ (Ø 120 мм), с регулировкой расхода
- 6-12 боковых распылительных веерных дюз открытого монтажа, с розетками, с регулировкой направления струи, расхода воды и антиизвестковой системой



Душевая кафедра Unbescheiden, Германия

Душевая кафедра состоит из пульта кафедры душа Шарко и 3-х периферийных душей: циркулярного, восходящего и дождевого.

- Встроенный насос повышения давления воды до 3,5 атм
- Брызгозащитный экран с поручнями для пациента (200x100x50 см)
- Напольная решетка с металлическим Т-образным профилем (100 x 50 см)

