

Система переноса срезов MEDITE, Германия



Ключевые особенности:

- LED-подсветка
- Сенсорный дисплей с индикацией текущих параметров
- Встроенная система расправления срезов



Функциональные и технические возможности

Температура водяной бани	До 50 °С
Объем водяной бани	750 мл
Общий объем	1,3 л
Скорость циркуляции	0–500 мл/мин

Ротационные микротомы MEDITE, Германия

Meditome M 530, Полуавтоматический

- Моторизованная подача образца
- Толщина среза до 100 мкм
- Отключение системы ретракции
- Функция памяти
- LCD-дисплей



Meditome A 550, Автоматический

- Моторизованная резка
- 4 типа резки с управляемой скоростью
- Многофункциональная панель управления с LCD-дисплеем
- Автоматическая отключаемая функция ретракции
- Совместимость с системой переноса срезов

