

Уникальные технологии термостатирования, Memmert (Германия)



Уникальная система поддержания температуры

- Нагревательные элементы защищены и находятся в непосредственной близости к внутренней поверхности камеры.
- Прямой контакт между нагревательными ребрами и полками гарантирует отличную теплопередачу и приводит к однородности температуры.
- Равномерное расположение нагревательных элементов по периметру камеры обеспечивает однородность температуры во всей камере (даже если она полностью загружена).
- Алюминиевый слой, расположенный с наружной поверхности камеры и обладающий отличной теплопроводностью, дополнительно оптимизирует однородность температуры и может выступать в качестве аккумулятора тепла в случае временного отключения электроэнергии.

Memmert – эксперты в термостатировании

60 лет постоянного развития, а также многочисленные отзывы конечных пользователей нашли воплощение в каждом из приборов компании Memmert.

- Модульная концепция производства в соответствии с принципом идентичности производимых деталей позволяет создавать широкую гамму современных приборов при экономически эффективном серийном производстве.
- Только высококачественная, стойкая к коррозии и легко очищаемая нержавеющая сталь идет на производство рабочей камеры и корпуса.
- Широкий диапазон возможностей для программирования и документирования с использованием различных интерфейсов, журналов регистрации и карт памяти.
- Стерилизаторы Memmert прошли испытания на безопасность с присвоением соответствующих знаков качества.