

Микроскопы Optika, Италия



Серия B-500



Серия B-300



Серия B-200

Итальянская компания Optika — одна из ведущих компаний по производству учебного и лабораторного оборудования. Пользователи всего мира полагаются на микроскопы Optika для повседневной работы в ЛПУ, школе и институте, а также для проведения разнообразных научно-исследовательских экспериментов.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Литой металлический штатив для особой устойчивости и износостойкости
- Эргономичный дизайн и современный функционал
- Светодиодное освещение
- Бесконечная оптика
- Методы контрастирования: светлое поле, поляризация, флуоресценция, фазовый контраст, темное поле и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Серия B-500	Серия B-300	Серия B-200
Планахроматические объективы 4x, 10x, 40x, 100x; дополнительно 20x, 60x	•	•	•
Автоматический контроль света		•	
Поле зрения, мм	22	20	20
Револьвер объективов	5-позиционный	5-позиционный	4-позиционный
Настройка по Келлеру	Полный Келлер	Фикс. Келлер	Фикс. Келлер
Системы документирования	•	•	•