

Многофункциональный дефибриллятор-монитор

Bene Heart D3 — это компактный, надежный и легкий бифазный дефибриллятор со встроенными функциями мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической наружной дефибрилляции и кардиостимуляции.



Bene Heart D3

✓ Ключевые особенности:

- Сочетание монитора, кардиостимулятора, ручного дефибриллятора и автоматического наружного дефибриллятора
- Бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс (ВТЕ) с компенсацией входного сопротивления с минимальной подачей энергии и малой нагрузкой на сердце

⚙️ Функциональные возможности:

- 7" TFT-дисплей высокого разрешения
- Система защиты от пыли и влаги, а также падения с высоты 0,75 м
- Быстрая зарядка (до 5 сек)
- Отображение 3 кривых на дисплее
- Просмотр данных пациента, передача их на ПК, а также их редактирование и печать



Бифазный дефибриллятор-монитор

BeneHeart D6 представляет собой дефибриллятор-монитор двухфазного типа с возможностью неинвазивной кардиостимуляции и режимом автоматического анализа сердечного ритма.



Bene Heart D6

✓ Ключевые особенности:

- Работа в нестандартных условиях — соответствие классу IP34 и защита при падении с высоты до 0,75 м, оказание помощи вне стационара
- Диагностические измерения, включая ЭКГ в 3/5/12-отведениях, SpO₂ (Mindray/ Masimo/ Nellcor), НИАД, температуру, дыхание, ИАД и EtCO₂ (в микропотоке и боковом потоке)
- Термопринтер 50 мм или 80 мм

⚙️ Функциональные возможности:

- 8,4" TFT-дисплей с отображением 4 кривых
- Конструкция «4 в 1»: монитор, ручной дефибриллятор, автоматический наружный дефибриллятор (АНД) и кардиостимулятор
- Увеличение энергии разряда от 1 до 360 Дж
- Быстрая зарядка — менее 5 секунд (200 Дж)
- Дефибрилляция, синхронизированная кардиоверсия и бифазная АНД



Автоматические и полуавтоматические наружные дефибрилляторы

BeneHeart C Series предназначены для экстренного оказания медицинской помощи сердцу и подходят для использования в общественных местах, в стоматологических клиниках, тренажёрных залах, общеобразовательных учреждениях.



BeneHeart C Series

✓ Ключевые особенности:

- Кривая дефибрилляции: бифазная усечённая экспоненциальная кривая с автоматической компенсацией в зависимости от импеданса пациента
- Подходит для взрослых и детей
- Голосовые подсказки по проведению реанимационных действий на русском языке
- Алгоритм анализа шокового ритма

⚙️ Функциональные возможности:

- Диапазон энергии разряда от 10 до 360 Дж, автоматическое выставление энергии в зависимости от типа пациента и его импеданса
- Степень защиты от пыли и влаги IP55
- Неперезаряжаемая батарея емкостью до 200 разрядов с макс. энергией 360 Дж или до 300 разрядов с энергией 200 Дж
- C1 – без экрана, C2 – с экраном 7"

