



HyLED 9600

Хирургический
светодиодный светильник



mindray
healthcare within reach

HyLED 9600

Хирургический светодиодный светильник

Благодаря появлению малоинвазивных хирургических методик становится все более распространенной амбулаторная хирургия, не требующая пребывания пациента в стационаре после операции.

Хирургический светодиодный светильник HyLED 9600 был разработан специально для малых хирургических вмешательств. Он обеспечивает высокое качество освещения операционного поля для лучшей дифференциации тканей и комфортной работы хирурга.

- Центральная освещенность 130 000 Люкс
- Индекс цветопередачи (Ra и R9) 96 для лучшей дифференциации тканей
- Эндоскопический режим



Удобство использования и гибкое позиционирование

С помощью кнопок управления на куполе светильника осуществляется регулировка следующих функций:

- Включение\Выключение
- Эндоскопический режим
- 10 уровней яркости



Технические характеристики

Центральная освещенность (на расстоянии 1 м)	130 000 люкс
Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м)	220 мм
Глубина освещения (20%)	1200 мм
Цветовая температура	4350 К
Индекс цветопередачи Ra	96
Индекс цветопередачи R9	96
Срок службы светодиодов	60 000 часов
Количество светодиодов	18