

Модульные мониторы PHILIPS, Германия

МОДУЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА



	IntelliVue MX400	IntelliVue MX450	IntelliVue MX500	IntelliVue MX550	IntelliVue MX700	IntelliVue MX800	IntelliVue X3	IntelliVue MX40	IntelliVue MP5
Модульный	•	•	•	•	•	•			
Носимый								•	
Дисплей	9"	12"	12"	15"	15"	19"	6.1"	2.8"	8.4"
Сенсорный	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Максимальное число отображений	5	6	8	8	8	12	5	2	4
Стандартные 5 параметров ЭКГ в 12 отведениях	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Каналы ИАД	до 3	до 3	до 4	до 4	до 4	до 10	до 2		до 2
Капнометрия (основной, боковой, микропоток)	•	•	•	•	•	•	•		•
SpO2, плетизмограмма, ЧП	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Расчет доз препаратов	•	•	•	•	•	•			
Nellcor/Masimo SpO2	•	•	•	•	•	•			
Сердечный выброс	•	•	•	•	•	•			
Неинвазивный PICCO	•	•	•	•	•	•			
Количество доп. слотов			3	3	до 8	до 8			
Мультигазовый блок			•	•	•	•			
Нервно-мышечная передача			•	•	•	•			
ЭЭГ			•	•	•	•			
Модуль глубины анестезии (биспектральный индекс)			•	•	•	•			•
Модуль насыщения венозной крови кислородом			•	•	•	•			
Возможность подключения к ЦСМ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Встроенный принтер	•	•	•	•	•	•			•
Встроенная ручка	•	•	•				•		
Встроенное крепление на кровать	•	•	•	•	•	•			
Встроенная батарея	•	•	•	•			•	•	•

• опция

Stormoff®

info@stormoff.ru

www.stormoff.ru

+7 (495) 185- 19- 34