

# Модульный монитор DIXION, Россия



## МОДУЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА И ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ



Storm D8

Дисплей	17"
Разрешение дисплея 1280 x 1024	•
Сенсорный дисплей	•
Слот модуля основных 5-ти параметров	•
Модуль основных параметров с ИАД, 12 ЭКГ, Nellcor SpO2	•
Количество доп. слотов	4
Модули дополнительных параметров мониторинга: Модуль ИКГ + Masimo + Nellcor SpO2 + SpCO + или SpMetHb + Сердечный выброс + Модуль ИАД + Мультигаз + Модуль измерения глубины анестезии + Модуль капнографии + Механика дыхания	○
USB разъемы	6
DVI и VGA видеовыходы	•
Аналоговый выход (ЭКГ или ИАД) опция	•
SD карта памяти	•
Термопринтер	
Кол-во каналов: 3	
Режимы записи: в момент измерений, периодическая запись, запись тревог	○

○- опция