

Мониторы пациента PHILIPS, США

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА ДЛЯ МРТ



	Invivo Expression MR200	Invivo Expression MR400
Мониторинг всех категорий пациентов	•	•
Передвижной	•	•
Дисплей, дюймы	12,1	15
Сенсорный		•
Совместимость с МР-томографами	До 1 500 Гаусс	До 5 000 Гаусс
Датчик интенсивности магнитного поля со звуковым	•	•
Индикатор тревог		•
SpO2	•	•
ЭКГ	•	•
Температура		○
НИАД	•	•
Каналы ИАД		2
Капнометрия (боковой поток)	○	○
Концентрация анестетиков		○
Совместимость с информационным порталом	•	•
Expression IP5		•
Встроенная батарея	•	•

○- опция