

Мониторы пациента Dixon, Россия

Проверенные временем надежные приборы для слежения за состоянием пациента в различных отделениях лечебного учреждения.



Сторм-5800



Сторм-5500



Сторм-ДС5

✓ Ключевые особенности

- Комплектация для новорожденных
- Подключение к станции мониторинга
- Встроенный аккумулятор
- Гарантия 24 месяца

Функциональные возможности

	Сторм-5500	Сторм-5800	Сторм-ДС5
Модульный			•
Сенсорный дисплей, дюймы	8,4	15	12,1
ЭКГ	•	•	•
Дыхание	•	•	•
НИАД	•	•	•
Masimo SpO2			•
Nellcor SpO2	•	•	
Температура -2 канала	•	•	•

Системы мониторинга физиологических показателей Dixon, Россия

Портативные приборы мониторинга с сенсорным дисплеем для продолжительного неинвазивного измерения основных показателей жизнедеятельности новорожденного.

✓ Ключевые особенности

- Отображение на дисплее кривых и числовых значений
- Длительная автономная работа при любых условиях
- Система аудиовизуальных тревог



Капнограф Сторм-Д1



Пульсоксиметр Сторм-ДС1

Функциональные возможности	Сторм-Д1	Сторм-ДС1
Дисплей, дюймы	TFT 4,3	OLED 2,4
EtCO2	•	
Частота дыхания	•	
SpO2	○	•
Частота пульса	○	
ЧСС		•
Индекс перфузии	○	•
ЭКГ-3		○
Nellcor SpO2	○	○

○ - опция