

# Мониторы пациента DIXION, Россия



## МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА



	Storm 5300	Storm 5900	Storm 5500	Storm 5800
Дисплей	5,7"	10,4"	8,4"	15"
Разрешение дисплея	320×240	800×600	800×600	1024×768
Сенсорный			•	•
SpO2, плет-ма, ЧП	•	•	•	•
Nellcor SpO2	○		○	○
Температура	○	•	•	•
Максимальное число отображений		до 8	до 8	до 13
Режим крупных цифр	•	•	•	•
Расчет доз препаратов		•	•	•
Определение пейсмейкера		•	•	•
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям		•	•	•
Анализ ЭКГ по 12 отведениям				○
72 ч. трендов, 300 тыс. НИАД, 800 тревог	•			
96 ч. трендов, 500 НИАД, 60 тревог		•		
120 ч. трендов, 1200 НИАД, 70 тревог			•	•
Стандартные 5 параметров		•	•	•
ИАД		○	○	○
Сердечный выброс				○
Капнометрия	○	○	○	○
Мультигаз				○
Объединение в ЦС мониторинга	•	•	•	•
Встроенное крепление на кровать			•	
Встроенный принтер	○	○	○	○
USB, Ethernet, 12В DC	•	•	•	•
VGA, синхронизация с дефибриллятором			•	•

○ - опция