

Мониторы пациента GE Healthcare, США

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА



| | B105 | B125 | Carescape B450 | Carescape B650 | Carescape B850 |
|------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Сенсорный дисплей | • | • | • | • | • |
| Диагональ, дюймов | 10.1 | 12 | 12 | 15 | 15/19 |
| SpO2 | • | • | • | • | • |
| 2 канала температуры | • | • | • | • | • |
| Максимальное число отображений | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| Определение пейсмекера | • | • | • | • | • |
| Анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Анализ ЭКГ по 12 отведениям | | | • | • | • |
| 72 ч. трендов | | | • | • | • |
| 168 ч. трендов | • | • | | | |
| Стандартные 5 параметров | • | • | • | • | • |
| ИАД | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Сердечный выброс | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Капнометрия | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Мультигаз | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Доп. кол-во слотов | 2 | 2 | 1 | 2 | 5/7 |
| Объединение в ЦС мониторинга | • | • | • | • | • |
| Встроенное крепление на кровать | • | • | • | • | • |
| Ручка для переноски | • | • | • | • | • |
| Встроенный принтер | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB, Ethernet, 12В DC | • | • | • | • | • |
| VGA, синхронизация с дефибриллятором | • | • | • | • | • |

○- опция