


# Мониторы пациента PHILIPS, США

## МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА



	Efficia CM10	Efficia CM12	Efficia CM100	Efficia CM120	Efficia CM150
Дисплей	10"	12"	10"	12"	15"
Сенсорный	○	○	•	•	•
SpO2, плет-ма, ЧП	○	○	○	○	○
Masimo SpO2	○	○	○	○	○
2 канала температуры	•	•	•	•	•
Максимальное число отображений	8	12	8	8	12
Ночной режим	•	•	•	•	•
Тренды 240 ч	•	•	•	•	•
Отображение мини-трендов, 8 часов		•		•	•
Анализ аритмий, ST-сегмента по всем	•	•	•	•	•
Карта сегмента ST, Philips		○		•	•
Анализ ЭКГ по 12 отведениям		○		○	○
Стандартные 5 параметров	•	•	•	•	•
2 канала ИАД	○	○	○	○	○
Сердечный выброс		○		○	○
Капнометрия	○	○	○	○	○
Объединение в ЦС мониторинга	•	•	•	•	•
Встроенное крепление на кровать	○	○	○	○	
Встроенный аккумулятор	○	○	•	○	○
Встроенный принтер	○	○	○	○	○
USB, Ethernet, 12B DC	•	•	•	•	•

○- опция