

## Моторная система Nouvag AG, Швейцария



HighSurg 30	
Частота вращения до 80000 об/мин	•
Большой дисплей	•
Педаля с выбором программы, старта/окончания, направления движения	•
Низкий уровень шума работы инфльтрационного насоса	•
Простая смена и установка трубок в инфльтрационном насосе	•
Подключение одновременно двух моторов для работы	•
Области применения:	
ЛОП-хирургия (FESS)	Шейвер и фрезы
Микрохирургия уха	Алмазные борыи фрезы
Челюстно-лицевая хирургия	Осцилляторные пилы
Нейрохирургия	Трепан и краниотом
Травматология мелких суставов	Сверла
Электрический дерматом	Механизированная рукоятка дерматома и кожный пресс
Артроскопия	Шейвер и фрезы

## Морцеллятор Nouvag AG, Швейцария



TCM3000BL		
Троакар или защитная трубка, мм	12	15
Максимальный крутящий момент, Н × см	80	
Частота вращения, об/мин	50-1000	
Предустановленные программы скорости вращения лезвия	•	•
Реверс	•	•