

Общелабораторное оборудование




Простые надежные решения

NEUATION



Модель		Характеристики	Варианты роторов	
Микроцентрифуги				
	iFUGE M08/M08VT/BL08VT Умная персональная центрифуга	• до 6 000 об/мин • 8×1,5/2 мл • 2×8×0,5 мл ПЦР стрипы	 8×1,5 / 2 мл	 ПЦР стрип
	iFUGE M5K Combi Комбинированная центрифуга	• до 5 500 об/мин (2 048 g) • 12×1,5/2 мл + 4×8×0,2 мл • Микропробирки и ПЦР стрипы		 микропробирки и ПЦР комб. ротор 12×1,5/2 мл+4×8×0,2 мл
 	iFUGE M15K Высокоскоростная персональная центрифуга	• до 15 000 об/мин (15 596 g) • 12×1,5/2 мл • 2×8×0,1/0,2 мл ПЦР стрипы	 2 ПЦР стрипа	 12×1,5/2 мл
 	iFUGE M12P Высокоскоростная микроцентрифуга	• до 15 000 об/мин (15 596 g) • 12×1,2 мл	 12×1,5/2 мл (пробирка)	 2×8×0,1/0,2 мл (ПЦР стрип)
 	iFUGE M24PR Комбинированная центрифуга с охлаждением	• до 15 000 об/мин (22 388 g) • 44×1,5/2 мл • охлаждение до -20 °C	 24×2 мл (21 420 g)	 44×2 мл (22 388 g)
 	iFUGE M24 NXT Высокоскоростная микроцентрифуга	• до 13 400 об/мин (17 040 g) • 24×1,5/2 мл	 24×1,5/2 мл	
Центрифуги малых объемов				
 	iFUGE D06 Медицинская центрифуга	• до 6 500 об/мин • 6×15 мл (3 684 g) • 8×15 мл (3 873 g)	 6×15 мл	 8×15 мл
 	iFUGE D08 Медицинская центрифуга	• до 4 500 об/мин (1 985 g) • 4×50+4×15 мл или 8×15 мл	 8×15 мл	 4×50 мл

Модель	Характеристики	Варианты роторов
Центрифуги для микропланшетов		
	iFUGE FX2P Центрифуга для микропланшетов с фиксированным углом	 2-местный ротор с фиксированным углом для ПЦР
	iFUGE CS2P NXT Центрифуга для микропланшетов	 2 микропланшета: на 96 и 384 лунок
Центрифуги для малых и средних объемов (для клиник)		
 	iFUGE C4000 NXT Центрифуга клиническая	 6×10 мл (2 270 g, бакет-ротор)  8×15 мл (1 950 g, ротор с фиксированным углом)  16×10 мл (2 180 g, ротор с фиксированным углом)
Универсальные центрифуги		
	iFUGE L400 NXT Универсальная лабораторная центрифуга	Бакет-ротор (до 3 334 g): 32×6 мл/16×15 мл/24×15 мл/4×50 мл Ротор с фиксированным углом (до 2 766 g): 32×6 мл/16×15 мл/24×15 мл/4×50 мл
 	iFUGE L400P Универсальная лабораторная центрифуга	Бакет-роторы: 32×6 мл/16×15 мл/4×50 мл/4×100 мл/2 микропланшета Роторы с фиксированным углом: 16×15 мл/24×15 мл/4×50 мл/4×100 мл
 	iFUGE UC02/UC02R Универсальная лабораторная центрифуга с охлаждением / без охлаждения	Бакет-роторы: 4×100 мл/4×50 мл/16×15 мл/32×6 мл/2 микропланшета Роторы с фиксированным углом: 24×2 мл/4×8×0,2 ПЦР/8×5 мл/44×2 мл/4×100 мл/4×50 мл/6×50 мл/16×15 мл/24×15 мл

	Модель	Характеристики	Аксессуары
Роллеры, ротаторы			
	iROLL RNR6 Цифровой роллер для пробирок	• до 80 об/мин • 15×5 мл	
	iROLL DR24 Цифровой дисковый ротатор	• до 80 об/мин • 12×50 мл • 24×15 мл • 44×2 мл	   12×50 мл 24×15 мл 44×2 мл
	iROLL PR35 Цифровой плащечный ротатор	• до 80 об/мин • 16×50 мл • 35×15 мл • 55×2 мл	   16×50 мл 35×15 мл 55×2 мл
Шейкеры			
	iSHAK TS4 NXT 4-плащечный шейкер-инкубатор	• до 1 200 об/мин • Ø3 мм, 70 °С	
	iSHAK 3D-5 NXT Цифровой 3D-шейкер	• до 120 об/мин, 5 кг • подходит для разных пробирок: 20×15 и 16×50 мл	
	iSHAK PS 10/20 Универсальный шейкер на платформе	• до 500 об/мин, Ø10 мм (PS10), • до 300 об/мин, Ø20 мм (PS20) • до 300 об/мин, Ø70 мм (US15) • загрузка до 7,5 / 15 кг	     
	iSHAK US15 Универсальный шейкер на платформе	• до 300 об/мин, Ø70 мм • загрузка до 15 кг	  
Сухие бани			
	iTHERM D150-1/4 Сухая баня	• диапазон температур: от 5 до 120 °С	   Вставки под пробирки разных размеров от 0,2 до 50 мл
Инкубаторы			
	iTHERM CH25 Инкубатор: нагрев и охлаждение	• диапазон температур: <15 до 60 °С, 22 л • внутренний разъем для небольших шейкеров и др. приборов	