

Наркозные аппараты DIXION, Россия

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



	Practice 3000	Practice 3100	Practice 3700
Пневмопривод	•	•	•
Внешний компрессор	○	○	○
Полуоткрытый и полужакрытый контур	•	•	•
Проведение низкотоочной анестезии	•	•	•
Механическая и ручная вентиляция	•	•	•
Предохранительный клапан	•	•	•
Испарители галотана, изофлюрана, севофлюрана	•	•	•
Капнометрия в прямом потоке		○	○
Анализ анестетиков		○	○
Аккумуляторная батарея	•	•	•

○- опция