

Наркозные аппараты GE Healthcare, США

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



	Carestation 30	Carestation 620	Carestation 650	Avance CS2	Aisys CS2
Пневмопривод	•	•	•	•	•
Полуоткрытый и полузакрытый контур	•	•	•	•	•
Проведение низкочастотной анестезии	•	•	•	•	•
Механическая и ручная вентиляция	•	•	•	•	•
Предохранительный клапан	•	•	•	•	•
Графики и числовые значения мониторинга	•	•	•	•	•
Функция EcoFlow			○	•	•
Электронные флоуметры				•	•
Электронные испарители					•
Капнометрия в прямом потоке		○	•	•	•
Анализ анестетиков		○	•	•	•
Аккумуляторная батарея	•	•	•	•	•

○- опция