


# Stormoff®

## NEUSOFT

СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ




# NEUVIZ 64 LN

## Преимущества по всем основным критериям выбора КТ

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая скорость получения изображения снижает динамические искажения и необходимость повторных исследований. Исследования легких в среднем занимают не более 4 с
- Матрица получения изображения 1024x1024 дает существенное улучшение качества визуализации даже по сравнению с моделями топ уровня
- Мощность генератора и теплоемкость трубки позволяет проводить до 150 исследований в день не опасаясь быстрого износа
- В 64-срезовом варианте Neuviz установлен базовый кардиопакет расширяя диапазон предоставляемых услуг
- Специальный педиатрический протокол позволяет выбрать оптимальные параметры для минимизации дозовой нагрузки без ущерба для качества исследования



Апертура гентри 72 см

### ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Исследование легких
- Сосудистый пакет
- Кардио-пакет
- Неврология
- Перфузия головного мозга
- Онкология
- Виртуальная эндоскопия и колоноскопия
- Перфузия печени



Эргономичная мобильная консоль

# NEUVIZ PRIME. 128 СРЕЗОВ

## Блестящие результаты в области, где скорость имеет особое значение

### РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Благодаря детектору шириной 4 см система позволяет получать до 128 срезов за один оборот гентри за 0,32 с
- Генератор 100 кВт и высокопроизводительная трубка обеспечивает надежную работу при интенсивном использовании
- Функциональное исследование сердца предоставляет возможности автоматической и ручной сегментации, выделение коронарных артерий
- Технологии ИИ облегчают планирование замены сердечного клапана





На консоли отображается наклон гентри и высота деки стола

### ОПЦИИ ДЛЯ КТ 64/128:

- Дентальный пакет
- Анализ содержания и сегментация жира
- КТ-анализ печени
- Денситометрия
- Мульти-модальный просмотр



Аппараты серии Neuviz – победители престижных конкурсов промышленного дизайна RedDot и iF Design Award





**Stormoff<sup>®</sup>**

**[info@stormoff.com](mailto:info@stormoff.com)**

**[www.stormoff.ru](http://www.stormoff.ru)**

**+7 (495) 956-05-57**