

Рабочее место New Simplex, Frastema, Италия

Рабочее место New Simplex — одно из самых популярных рабочих мест офтальмолога. Благодаря своей компактности идеально подходит для использования в небольших помещениях, при этом позволяет разместить два диагностических прибора.

В комплект входит полка для установки проектора знаков, карманы для хранения ручных диагностических приборов или зарядных устройств, а также опционально поставляется механический кронштейн для крепления фороптора.

Имеется широкая цветовая гамма отделки кресла пациента и корпуса.

Рабочее место
New Simplex



HRT-7000

New Line

New Simplex

New Omega

	HRT-7000	New Line	New Simplex	New Omega
Производитель	Huvitz	Frastema	Frastema	Frastema
Страна	Южная Корея	Италия	Италия	Италия
Панель управления рабочим местом	+	+	+	+
Поворотный подвижный стол с ручным фиксатором	+	+	+	+
Магнитный замок приборного стола		+		+
Высота стола, мм	876	826	910	870
Максимальная нагрузка на стол, кг	50	45	50	50
Максимальное количество приборов на столе	1/2	2	2	2
Лампа общего освещения	+		+	+
Ящик для пробных линз	+	+		+
Кронштейн проектора знаков	+	+	+	+
Кронштейн фороптора	Опция	Опция	Опция	Опция
Кресло пациента	+	+	+	+
Регулировка кресла пациента по высоте	+	+	+	+

Цветовая гамма отделки кресла пациента

