



Giraffe Warmer



Panda iRes Warmer



Lullaby Warmer

Реанимационные системы GE Healthcare, США

Данное оборудование является идеальным решением для сложных случаев. Благодаря высоким тепловым характеристикам и бесперебойной работе, эти модели обеспечивают комфортную среду, которая способствует правильному развитию новорожденного.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Держатель для рентгеновских кассет
- Разные режимы подсветки
- Возможность подключения фототерапевтического оборудования
- Встроенный реанимационный блок

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Giraffe	Panda iRes	Lullaby
Встроенный ИВЛ (CPAP)	○	○	
Отсос	•	•	
Держатель рентген кассет	•	○	•
Фототерапия	○	○	○
2 режима подсветки: ночь/день	•	•	
Встроенные веса	•	○	

○ - опция



Resuscitaire RW



Babytherm 8010



Babytherm 8004

Реанимационные системы Dräger, Германия

Новый стандарт системы выхаживания младенцев от ведущего немецкого производителя. Создавая оптимальную температурную среду для ребенка, ОРС является идеальным помощником при принятии родов и дальнейшем уходе за новорожденным.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кварцевый обогреватель
- Автоматический режим подогрева
- Легкость эксплуатации

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Resuscitaire RW	Babytherm 8010	Babytherm 8004
Встроенный ИВЛ (СРАР)	•		
Отсос	•		
Держатель рентген кассет			•
Фототерапия	○	○	○
2 режима подсветки: ночь/день		•	•
Встроенные веса	○	○	○

○ - опция



BabyGuard 1140



BabyGuard 1139



BabyGuard 1138

Реанимационные системы Dixon, Россия

Золотой стандарт качества для базовых открытых реанимационных систем: надежное, функциональное и удобные в работе оборудование.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность подключения кислородного смесителя
- Поворот верхнего блока
- Полки для дополнительного оборудования

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1138	1139	1140
Сервоконтроль t кожи	•	•	•
Держатель рентген кассет		•	•
Фототерапия			•
Подача кислорода	○	○	○
Индикаторы	•	•	•
Весы			○

○ - опция



Реанимационные системы Dixon, Россия

Надежное и функциональное оборудование для обогрева младенца, обследования, проведения реанимационных мероприятий и контроля новорождённых детей. Идеальное соотношение цена-качество.

BabyGuard 1145



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Сервоконтроль t кожи
- Фототерапия
- Обогреватель «лучистое тепло»
- Подача кислорода (опция)
- Гелевый матрас с подогревом
- Выдвижные ящики



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кислородный смеситель
- Обогрев ложа сверху и снизу: источник лучистого тепла с возможностью поворота в двух плоскостях и встроенный снизу нагревательный элемент
- Быстро откидывающиеся стенки с силиконовыми портами для подведения датчиков





Кислородные палатки DIXION, Россия

Данное оборудование повышает эффективность лечения при поражениях головного мозга, выраженных изменениях метаболизма, нарушениях легочного кровотока, а также лечении дыхательной недостаточности у детей с первых месяцев жизни.



YZ – 130/160/200



YZ – 260/300



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Закрытая конструкция
- Отсутствие утечки кислорода
- Прозрачный материал, обеспечивающий постоянное наблюдение за малышом

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	YZ - 130	160	200	260	300
Прозрачные стенки	•	•	•	•	•
Регулятор концентрации кислорода	•	•	•	•	•
Съемная крышка для доступа к младенцу	•	•	•		
Открывающиеся окна с двух сторон				•	•

Кислородные смесители Dixon, КНР



КУ 20 В



КУ 10 В

Удобный в использовании кислородный смеситель для открытых реанимационных систем.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность выбора количества флоуметров и емкостей увлажнения
- Настраиваемый диапазон подачи концентрации кислорода

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	КУ 10 В	КУ 20 В
Настраиваемый диапазон подачи концентрации O_2 , %	21-100	21-100
Флоуметр, шт	1	2
Емкость, шт	1	2
Силиконовая трубка	•	•
Держатель	•	•
Выпускной воздушный клапан	•	•