

## Операционный стол Dixion, Китай

Современный многофункциональный операционный стол с широким диапазоном регулировок станет надежным решением оснащения операционного блока для проведения общих и специализированных хирургических вмешательств.



ET800

### ✓ Ключевые особенности

- Модульная конструкция стола с механизмом быстрого защелкивания секций
- Функция программирования положений операционного стола
- Адаптирован для интраоперационных методов диагностики с использованием С-дуги
- Большие углы изменения положений секций стола и диапазон изменения высоты обеспечивают необходимое физиологичное положение пациента при проведении операции

### ⚙️ Функциональные возможности

- Высокопроизводительный электрогидравлический привод
- 8 секций операционного стола
- Грузоподъемность 350 кг
- Функция выравнивания положения столешницы «0»
- Аккумуляторная батарея
- Пульт управления с дисплеем



## Операционные столы Dixon, Китай

Операционные столы, которые могут применяться для выполнения различных видов операций: общая хирургия, гинекология, офтальмология, оториноларингология и тд. Модельный ряд позволяет подобрать операционный стол в соответствии с необходимым функционалом и требуемыми характеристиками.

### ✓ Ключевые особенности

- В базовый комплект входит стандартный универсальный набор принадлежностей
- Модели ET700S и ET500 адаптированы для работы с С-дугой
- Модель ET200 – специализированный стол для офтальмологических операций



ET700S



ET500



ET200

### Технические возможности

	ET700S	ET500	ET200
Электрогидравлический привод	•		
Электромеханический привод		•	•
Продольный сдвиг стола	•	•	
Позиция «0»	•	•	
Пульт дистанционного управления	•	•	
Подголовник для офтальмологических операций			○


○ – опция

## Операционные столы Dixon, Россия

Недорогие и надежные операционные столы с необходимыми функциями для проведения большинства видов операций. Простые в эксплуатации и монтаже.

### ✓ Ключевые особенности

- Основные регулировки:  
Тренделенбург/Антитренделенбург, высота, боковые наклоны, спинная секция, ножная и головная секции
- Колеса и стопоры для перемещения и ограничения подвижности стола соответственно



Surgery 8600



Surgery 8500

### Технические возможности

Электрический привод

Продольный сдвиг стола

Матрас с эффектом памяти

Рентгенопрозрачность

Опоры для фиксации стола

Разделенная ножная секция

Дублирующая панель управления

### Surgery 8600

### Surgery 8500

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## Операционные столы Lojer, Финляндия

Надежное и удобное в использовании решение для операционных, рассчитанное на перспективу. Модульное ложе стола спроектировано таким образом, чтобы соответствовать анатомии человеческого тела, обеспечивая оптимальную опору при любом хирургическом вмешательстве.

### ✓ Ключевые особенности

- Рентгенопрозрачное ложе стола
- Продольный сдвиг ложа (адаптирован для работы с С-дугой)
- Раздельная ножная секция (при некоторых конфигурациях)



Scandia SC440 Prime



Scandia SC330



Scandia 310H

### Технические возможности

Электромеханический привод

Электрогидравлический привод

Гидравлический привод

Встроенные аккумуляторы

Съемные секции стола

Беспроводной пульт управления (Bluetooth)

### SC440 Prime

### SC330

### 310H

•

•

•

•

•

•

•

○

○

○