


Ультразвуковая система VuPad, Sonomed, США

Ультразвуковая система VuPad включает в себя все доступные виды ультразвуковых офтальмологических исследований, при этом для пользователя есть возможность комбинации только тех, которые ему необходимы.

Благодаря уникальному механизму обработки Enchanced Focus Rendering™ прибор позволяет получить отчетливые виде-офайлы, которые можно воспроизвести кадр за кадром. VuPad имеет компактный и эргономичный дизайн и может быть размещенна любом столе или кронштейне в небольших кабинетах.

Ультразвуковая система VuPad



PacScan Plus

VuPad

VuMax HD

Производитель	Sonomed		
Страна	США		
Диагональ экрана	6,5"	10,1"	21,5"
Разрешение экрана	640x480	1280x800	1920x1080
Типы сканирования			
А-сканирование/биометрия	+	+	+
В-сканирование		+	+
Биомикроскопия/UBM		+	+
Пахиметрия	+	+	Опция
Диагностическое А-сканирование		+	+
Дополнительные функции			
Расчет ИОЛ	+	+	+
В-сканирование пациентов с силиконовым маслом		+	+
Биометрия и расчет ИОЛ в режиме В-сканирования			+
Количественный анализ угла передней камеры в режиме UBM		+	+
Eye Tracking в режиме UBM			+
Расчет скорректированного ВГД	+	+	Опция