

## Отзыв

на гибкий видеоларингоскоп iS3-C58, Shenzhen Insighters Medical Technology, Китай

С 20 по 26 августа 20205 года в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на апробации находился гибкий видеоларингоскоп iS3-C58, Shenzhen Insighters Medical Technology, производства КНР.

В практической работе в операционной данный видеоларингоскоп (бронхоскоп) мы не использовали вследствие опасений случайного повреждения аппарата.

Аппарат был использован на фантоме для отработки навыков интубации трахеи.


Заключение по апробации: Аппарат достаточно хороший, изображение четкое. Уровень освещения средний (лучше, чем у ряда моделей, что мы смотрели), что характерно для всех аппаратов, использующих аккумуляторы. Кончик бронхоскопа подвижный и самостоятельно возвращается в исходное положение после его отклонения от нейтрального положения (у некоторых бронхоскопов этого не происходит).

Аппарат вполне может быть использован для интубации пациента по бронхоскопу в сознании с случае трудной интубации, контроля положения интубационной трубки или трахеостомы, контроля при выполнении дилатационной трахеостомии и т.д.

Достоинством аппарата является его мобильность и независимость от источника света.

Зав. отд. анестезиологии-реанимации

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, дмн



В.И.Загреков