

Министерство здравоохранения Курской области
Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Железнодорожная городская больница»
(ОБУЗ «ЖГБ»)

307171, Курская область

г. Железнодорожск ул. Гагарина, 21
ИНН 4633004377
КПП 463301001

телефон: 8 (47148) 2-03-00
т/факс: 8 (47148) 2-03-01

E-mail: priemnay@gelgb2.ru

Отзыв о двухнедельном использовании аппарата круговой фототерапии Dixon
XNZ-200, находящегося на апробации

Предоставленным образцом аппарата круговой фототерапии, в нашем отделении за 14 дней, было пролечено 3 ребёнка с гипербилирубинемией. По сравнению с другими аппаратами фототерапии (открытого типа), сотрудники отметили следующие преимущества:

- в данном аппарате ребёнок получает терапию большими лампами, по всей длине и с 2-х сторон одновременно;
- тепловая безопасность ребёнка обеспечивается легко;
- защитные экраны на больших окнах позволяют непрерывно мониторировать поведение ребёнка;
- панель управления с монитором находится на удобной высоте;
- устойчивость и лёгкая манёвренность при перемещении аппарата в палате;
- доступность санитарной обработки;
- регулировку по высоте при помощи ножных педалей оценили медсёстры.

Вывод:

Аппарат эффективен, удобен, безопасен. Хорошее решение в лечении тяжёлых гипербилирубинемий. Есть потребность в обеспечении неонатальных отделений в рамках федеральной программы.

Пожелание:

Создать круговой аналог системы Bilisoft 2.0. – системы, позволяющей проводить фототерапию, не прерывая процесс грудного вскармливания.

Главный врач



Руднев И.М