

# ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ


Фетальные мониторы DIXION Overtone — это оптимальное сочетание качества и функциональности.

Возможность использования в дородовой диагностике, во время и по окончании родов, делает приборы универсальными и максимально используемыми во врачебной практике.

- Встроенный принтер
- Водонепроницаемые УЗ-датчики
- Высокая точность сигнала



## АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ



	Overtone 6900-01	Overtone 6900-02	Overtone 6900-03	Overtone 6200-00	Overtone 6200-01	Overtone 6200-02	Overtone 6200-03
LCD - дисплей	•	•	•				
ЖК - дисплей				ч/б	•	•	•
ЧСС одного плода	•	•	•	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•	•	•	•	•	•	•
Токотонометрия	•	•	•	•	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•	•	•	•	•
ЭКГ - плода (DECG)			•				•
Внутриматочное давление (IUP)			•				
ЭКГ матери		•					
НИАД матери		•					
SpO <sub>2</sub> матери		•					
Температура матери		•					•
Расшифровка КТГ	•	•	•	•	•	•	•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•	•	•	•
Встроенный термо-принтер	•	•	•	•	•	•	•
Мобильность	•	•	•	•	•	•	•
Аккумулятор	•	•	•	•	•	•	•