



Octopus 900 Pro

Octopus 600 Pro

PTS 920

PTS 2000

	Haag-Streit	Haag-Streit	Optopol	Optopol
Производитель	Haag-Streit	Haag-Streit	Optopol	Optopol
Страна	Швейцария	Швейцария	Польша	Польша
Тип генерации стимулов	проекторный	TFT-монитор	встроенные диоды	проекторный
Полное поле зрения	+			+
Видеокамера для контроля фиксации	+	+	+	+
Виды периметрии				
Статическая	+	+	+	+
Кинетическая	+			+
Стандартная автоматизированная/SAP	+	+	+	+
Коротковолновая/SWAP	+		+	+
Flicker	+		+	+
Pulsar		+		
Программы				
Пороговые схемы центра и периферии	+	+	+	+
G-Program, кластерный анализ, полярный анализ	+	+		
Анализ прогрессии	+	+	+	+
Low Vision	+			
Водительский тест Эстермана	+			+
Стратегии				
TOP, динамическая, пороговая	+	+	+	+
Возможность представления данных в виде протокола Хамффри (HFA)	+	+	+	+