

Автоматический периметр PTS 2000, Ортопол, Польша

Автоматизированный периметр PTS 2000 — новый стандарт для многофункциональных проекционных периметров полного поля зрения.

В этом красивом недорогом приборе имеется полный набор современных программ и стратегий — от скрининговых до пороговых. Польские разработчики сделали прибор поистине универсальным, периметр PTS 2000 удобен как для пользователей Ostorus, так и для пользователей Хамффри. Полученные результаты исследования могут быть представлены в виде привычных протоколов HFA или «7 в 1» от Ostorus. Также по желанию врач может использовать обе скрининговые программы SITA и TOP.

Автоматический периметр PTS 2000



Octopus 900 Pro

Octopus 600 Pro

PTS 920

PTS 2000

	Octopus 900 Pro	Octopus 600 Pro	PTS 920	PTS 2000
Производитель	Haag-Streit	Haag-Streit	Optopol	Optopol
Страна	Швейцария	Швейцария	Польша	Польша
Тип генерации стимулов	проекционный	TFT-монитор	встроенные диоды	проекционный
Полное поле зрения	+			+
Видеокамера для контроля фиксации	+	+	+	+
Виды периметрии				
Статическая	+	+	+	+
Кинетическая	+			+
Стандартная автоматизированная/SAP	+	+	+	+
Коротковолновая/SWAP	+		+	+
Flicker	+		+	+
Pulsar		+		
Программы				
Пороговые схемы центра и периферии	+	+	+	+
G-Program, кластерный анализ, полярный анализ	+	+		
Анализ прогрессии	+	+	+	+
Low Vision	+			
Водительский тест Эстермана	+			+
Стратегии				
TOP, динамическая, пороговая	+	+	+	+
Возможность представления данных в виде протокола Хамффри (HFA)	+	+	+	+