




PENTAX
MEDICAL

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Stormoff®

СОДЕРЖАНИЕ

БРОНХОСКОПЫ	2
ВИДЕОГАСТРОСКОПЫ	4
ФИБРОГАСТРОСКОПЫ	8
ДУОДЕНОСКОПЫ	9
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭНДОСКОПЫ	10
КОЛОНОСКОПЫ	11
НАЗОФАРИНГОЛАРИНГОСКОПЫ	15
ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	17
ЦИСТОСКОПЫ	18
ВИДЕОПРОЦЕССОРЫ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА	20
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	22



Видеобронхоскопы

Относятся к новой модернизированной линейке с учетом новейших разработок. Благодаря высококачественному эндоскопическому изображению и хорошему освещению обеспечивают отличные возможности в ориентировании, маневренности и обнаружении патологий во время исследований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	EB15 – J10	EB19 – J10
Диаметр вводимой трубки, мм	5,2	6,4
Диаметр инструментального канала, мм	2	2,8
Длина рабочей части, мм	600	600
Общая длина, мм	875	875
Поле зрения, град	120°	120°
Глубина резкости, мм	3 – 100	3 – 100
Изгиб дистального конца:		
- вверх	210°	180°
- вниз	130°	130°
Стандартный	•	•
Терапевтический		•



Бронхофиброскопы

Фиброоптические приборы с оптикой высокого качества, применяемые в пульмонологии для осмотра трахеи и бронхов, а также в неотложной медицине. Являются лидером в классе волоконно-оптических бронхоскопов по функциональности и надежности в сочетании с доступной ценой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Серия V				Серия RBS	
	FB – 8V	FB – 15V	FB – 18V	FB – 19TV	FB – 15RBS	FB – 18RBS
Диаметр вводимой трубки, мм	2,8	4,9	6	6,2	4,9	6
Диаметр рабочего канала, мм	1,15	2,1	2,7	3	1,95	2,55
Длина рабочей части, мм	600	600	600	600	600	600
Общая длина, мм	900	900	900	900	880	880
Поле зрения, град	100°	120°	120°	120°	100°	100°
Глубина резкости, мм	2 – 50	3 – 50	3 – 50	3 – 50	3 – 50	3 – 50
Изгиб дистального конца:						
- вверх	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вниз	130°	130°	130°	130°	130°	130°
Ультратонкий	•					
Тонкий		•				
Стандартный			•	•	•	•
Терапевтический			•	•		•
Встроенный источник света батарейного типа					•	•
Портативный					•	•



Видеогастроскопы

Широкая глубина резкости, близкий рабочий фокус для быстрой и комфортной ориентации в полости и широкие терапевтические возможности за счет оптимального соотношения внешнего диаметра вводимой трубки и диаметра инструментального канала открывают новые возможности в эндоскопической визуализации при проведении операций на верхних отделах ЖКТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Серия i10	
	EG27-i10	EG29-i10
Диаметр вводимой трубки, мм	9	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,8	3,2
Длина рабочей части, мм	1050	1050
Общая длина, мм	1366	1366
Поле зрения, град	140°	140°
Глубина резкости, мм	2 – 100	2 – 100
Изгиб дистального конца:		
- вверх	210°	210°
- вниз	120°	120°
- вправо	120°	120°
- влево	120°	120°
Тонкий	•	
Стандартный		•
Изображение высокой четкости HD+	•	•
Расширенная глубина резкости с близким фокусом	•	•
Функция подачи воды под давлением		•



Трансназальный видеогастроскоп

Ультратонкий видеогастроскоп с ПЗС-матрицей высокой четкости для детальной визуализации поверхностных структур слизистой и увеличенным полем зрения в сочетании с большой глубиной фокусного расстояния идеально подходит для трансназального доступа и обеспечивает хороший доступ через узкие структуры, что увеличивает комфорт для пациента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

EG16 – K10

Диаметр вводимой трубки, мм	5,4
Диаметр рабочего канала, мм	2
Длина рабочей части, мм	1100
Общая длина, мм	1416
Поле зрения, град	140°
Глубина резкости, мм	4 – 100
Изгиб дистального конца:	
- вверх	210°
- вниз	120°
- вправо	120°
- влево	120°



Видеогастроскопы

Новые высокочеткие гастроскопы с ПЗС-матрицей высокого разрешения и хорошая обзорность эндоскопического изображения за счет поля широкого поля зрения и глубокого фокуса задают новые стандарты в оснащении эндоскопического отделения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Серия 90K				
	EG – 2490K	EG – 2790K	EG – 2990K	EG – 3490K	EG – 3890TK
Диаметр вводимой трубки, мм	8	9	9,8	11,6	12,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,4	2,8	2,8	3,8	3,8/2,8
Длина рабочей части, мм	1050	1050	1050	1050	1050
Общая длина, мм	1373	1373	1373	1373	1383
Поле зрения, град	140°	140°	140°	140°	140°
Глубина резкости, мм	4 – 100	4 – 100	4 – 100	4 – 100	4 – 100
Изгиб дистального конца:					
- вверх	210°	210°	210°	210°	180°
- вниз	120°	120°	120°	120°	120°
- вправо	120°	120°	120°	120°	120°
- влево	120°	120°	120°	120°	120°
Тонкий	•	•			
Стандартный			•	•	•
Терапевтический					•
Функция подачи воды под давлением			•	•	•
Два инструментальных канала					•



Видеогастроскопы

Высокотехнологичные видеогастроскопы с интегрированной системой высокого разрешения HD+ при использовании видеопроцессоров серии ЕРК-і обеспечивают детальную прорисовку слизистой и строения тканей, дают четкое детализованное изображение без шумов и искажений. Большая обзорность эндоскопа в сочетании с широким диапазоном глубины фокуса позволяют легко осматривать стенки и дно желудка, большую и малую дугу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Серия 90i EG – 2990i	EG – 2990Zi
Диаметр вводимой трубки, мм	9,8	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,8	2,8
Длина рабочей части, мм	1050	1050
Общая длина, мм	1373	1376
Поле зрения, град	140°	140°
Глубина резкости, мм	5 – 100	5 – 100
Изгиб дистального конца:		
- вверх	210°	210°
- вниз	120°	120°
- вправо	120°	120°
- влево	120°	120°
Функция подачи воды под давлением	•	•
Дистальный резиновый колпачок		•
Тонкий	•	•



Фиброгастроскопы

Широкий диапазон резкости изображения и большой угол поля зрения способствуют хорошей обзорности и четкости изображения во время проведения диагностики и терапевтических мероприятий.

Отличаются высокой устойчивостью к возникновению «битых пикселей». Исключается риск образования «альфа-петель» рабочей зоны благодаря четко подобранной жесткости тубуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	FG – 24V	FG – 29V
Диаметр вводимой трубки, мм	7,9	9,8
Диаметр инструментального канала, мм	2	2,8
Длина рабочей части, мм	1050	1050
Общая длина, мм	1395	1395
Поле зрения, град	105°	100°
Глубина резкости, мм	3 – 100	3 – 100
Изгиб дистального конца:		
- вверх	210°	210°
- вниз	120°	120°
- вправо	120°	120°
- влево	120°	120°
Стандартный		•
Тонкий	•	



Видеодуоденоскопы

Эндоскопические приборы с ПЗС-матрицей высокого разрешения, которая обеспечивает принципиально новое качество визуализации и возможности её дальнейшей программной обработки.

Использование с видеопроцессорами ЕРК-і5000 и ЕРК-і7000 дает доступ к широким возможностям цифровой обработки изображения, в том числе с помощью технологии i-scan для усиления текстуры поверхности и визуализации сосудов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	ED34 – i10T	ED34 – i10T2
Диаметр вводимой трубки, мм	11,6	11,6
Диаметр инструментального канала, мм	4,2	4,2
Длина рабочей части, мм	1250	1250
Общая длина, мм	1566	1566
Поле зрения, град	100°	100°
Глубина резкости, мм	4 – 60	4 – 60
Изгиб дистального конца:		
- вверх	120°	120°
- вниз	90°	90°
- вправо	105°	105°
- влево	90°	90°
Увеличенная жесткость вводимой трубки		•



Ультразвуковые эндоскопы

Отличаются кристально ясным изображением ультразвука для поддержания диагностической точности и эргономически сконструированы для легкости деятельности и высокого комфорта работы. Это наиболее доступное решение в эндоскопии для получения изображения HD-качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	EB19 – J10U	EG – 3670URK	EG – 3870UTK	EG – 3270UK
Диаметр вводимой трубки, мм	6,3	12,1	12,8	10,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,2	2,4	3,8	2,8
Рабочая длина вводимой трубки, мм	600	1250	1250	1250
Общая длина, мм	875	1560	1560	1560
Поле зрения, град	100°, вперед с наклоном – 45°	140°	120°, вперед с наклоном – 45°	120°, вперед с наклоном – 50°
Глубина резкости, мм	2 – 50	4 – 100	5 – 100	5 – 100
Изгиб дистального конца:				
- вверх	120°	130°	130°	130°
- вниз	90°	60°	130°	130°
-вправо		60°	120°	120°
-влево		60°	120°	120°
Направление сканирования	Продольное	Поперечное	Продольное	Продольное
Метод сканирования	Конвексный	Радиальный	Конвексный	Конвексный



Видеоколоноскопы

Открывают новые возможности в эндоскопической визуализации при проведении операций на нижних отделах ЖКТ за счет матрицы HD+ второго поколения и технологии «Close Focus».

Серия i10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	EC34 – i10L	EC34 – i10F	EC34 – i10M	EC38 – i10L	EC38 – i10F*	EC38 – i10M*
Диаметр вводимой трубки, мм	11,6	11,6	11,6	13,2	13,2	13,2
Диаметр инструментального канала, мм	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Длина рабочей части, мм	1700	1500	1300	1700	1500	1300
Общая длина, мм	2016	1816	1616	2016	1816	1616
Поле зрения, град	140°	140°	140°	140°	140°	140°
Глубина резкости, мм	2 – 100	2 – 100	2 – 100	4 – 100	4 – 100	4 – 100
Изгиб дистального конца:						
- вверх	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вниз	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вправо	160°	160°	160°	160°	160°	160°
- влево	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Тонкий	•	•	•			
Стандартный				•	•	•
Градуированная гибкость вводимой трубки	•	•	•	•	•	•
Функция подачи воды под давлением	•	•	•	•	•	•
Близкий фокус	•	•	•			

* - возможна поставка с увеличенной жесткостью вводимой трубки



Видеоколоноскопы

Видеоэндоскопы для исследования нижних отделов ЖКТ, оснащенные ПЗС-матрицей стандарта HD+ с технологией оптического увеличения изображения MagniView. Эндоскопы серии 90i впитали в себя весь опыт Pentax в обеспечении надежной и долговечной работы с низкими расходами на эксплуатацию.

Серия 90i

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	EC – 3890Li	EC – 3890Fi	EC – 3890Fi2	EC – 2990Li	EC – 3890LZi	EC – 3890FZi
Диаметр вводимой трубки, мм	13,2	13,2	13,2	9,8	13,2	13,2
Диаметр инструментального канала, мм	3,8	3,8	3,8	2,8	3,8	3,8
Длина рабочей части, мм	1700	1500	1500	1700	1700	1500
Общая длина, мм	2023	1823	1823	2023	2023	1823
Поле зрения, град	140°	140°	140°	140°	140°	140°
Глубина резкости, мм	4 – 100	4 – 100	4 – 100	3 – 100	4 – 100	4 – 100
Изгиб дистального конца:						
- вверх	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вниз	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вправо	160°	160°	160°	160°	160°	160°
- влево	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Ультратонкий				•		
Стандартный	•	•	•		•	•
Функция оптического увеличения					•	•
Увеличенная жесткость вводимой трубки			•			



Видеоколоноскопы

Видеоэндоскопы высокой четкости, использующиеся в связке с видеопроцессорами Pentax, обеспечивают великолепное удобство и функциональность при работе. Сочетают в себе изображение высокой четкости и яркую подсветку для обеспечения прекрасной визуализации.

Серия 90K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	EC – 3490LK	EC – 3490FK	EC – 3890LK	EC – 3890FK	EC – 3890FK2	EC – 3890TLK
Диаметр вводимой трубки, мм	11,6	11,6	13,2	13,2	13,2	13,2
Диаметр рабочего канала, мм	3,8	3,8	4,2	4,2	4,2	2,8/3,8
Длина рабочей части, мм	1700	1500	1700	1500	1500	1700
Общая длина, мм	2023	1823	2023	1823	1823	2023
Поле зрения, град	140°	140°	140°	140°	140°	140°
Глубина резкости, мм	3 – 100	3 – 100	3 – 100	3 – 100	3 – 100	3 – 100
Изгиб дистального конца:						
- вверх	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вниз	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вправо	160°	160°	160°	160°	160°	160°
- влево	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Тонкий	•	•				
Стандартный			•	•	•	
С двумя инструментальными каналами						•
Увеличенная жесткость вводимой трубки					•	



Колонофиброскоп

Фиброоптический прибор с удлиненной вводимой трубкой для исследования нижних отделов ЖКТ, предназначенный преимущественно для рутинных операций.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная фиброоптическая система с долгим сроком службы
- Канал подачи воды/воздуха для промывания дистальной линзы
- Высокая устойчивость к появлению «битых пикселей» и образованию «альфа-петель»
- Удобная рукоятка с эргономичным расположением управляющих элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

FC-38LV

Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Диаметр инструментального канала, мм	3,8
Длина рабочей части, мм	1700
Общая длина, мм	2045
Поле зрения, град	120°
Глубина резкости, мм	3 – 100
Изгиб дистального конца:	
- вверх	180°
- вниз	180°
- вправо	160°
- влево	160°



Фиброларингоскоп

Эндоскопические фиброоптические приборы, использующиеся в оториноларингологии для визуальной оценки состояния носовой полости, гортани и горла с возможностью терапевтических вмешательств.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкая и эргономичная рукоятка
- Закругленный дистальный конец
- Высоконадежное фиброволокно с технологией «Superfine Fiber» и зарытой упаковкой гексагональных волокон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	FNL – 7RP3	FNL – 10RP3	FNL – 10RBS
Диаметр вводимой трубки, мм	2,4	3,5	3,5
Длина рабочей части, мм	300	300	300
Общая длина, мм	535	535	570
Поле зрения, град	75°	75°	85°
Глубина резкости, мм	3 – 50	3 – 50	3 – 50
Изгиб дистального конца:			
- вверх	130°	130°	130°
- вниз	130°	130°	130°
Портативный со встроенным источником света			•
Тонкий	•		
Стандартный		•	•
Терапевтический			•



Видеориноларингоскопы

Комплексное решение для расширенных потребностей в гибкой эндоскопии. Обеспечивают поддержку как диагностических, так и терапевтических процедур.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Улучшенная конструкция дистального наконечника
- Новая механическая конструкция инструментального канала
- Раздвоенный пупочный кабель для проведения стробоскопии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	VNL8 – J10	VNL11 – J10	VNL15 – J10
Диаметр вводимой трубки, мм	2,9	3,6	4,9
Диаметр дистального конца, мм	2,4	3,5	4,8
Диаметр рабочего канала, мм	-	-	2,0
Длина рабочей части, мм	300	300	300
Общая длина, мм	500	500	575
Поле зрения, град	80°	80°	80°
Глубина резкости, мм	3 – 50	3 – 50	3 – 50
Изгиб дистального конца:			
- вверх	130°	130°	130°
- вниз	130°	130°	130°



VIVIDEO

Видеоэндоскопическая система для оториноларингологии

Технология VIVIDEO позволяет получить видео HD качества по доступной цене с целью повышения диагностической ценности, улучшения медицинского обслуживания пациента и общей производительности метода исследования.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Выходы: DVI-D (цифровой), VGA (аналоговый)
- Запись видео: накопитель USB 2.0 (с файловой системой FAT32 или Ext3)
- Диаметр вводимой трубки 3,3 мм
- Длина рабочей части 300 мм
- Общая длина 2010 мм



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая диагностика благодаря выполнению эффективных исследований с высоким уровнем достоверности
- Проведение процедуры с максимальным для пациента и врача комфортом
- Гибкость вводимой трубки обеспечивающая плавное продвижение эндоскопа



Видеопроцессор Pentax VIVIDEO CP-1000



Видеоназофаринголарингоскоп Pentax VNL9-CP



Видеоцистоскоп

Обеспечивает самые современные функции в повседневной урологии. Превосходное качество изображения сочетается с улучшенной визуализацией i-scan, что повышает выявляемость заболеваний.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Записывающая матрица высокого разрешения
- Улучшенное распределение света по периферии
- Высокая надежность и долговечность
- Гибкий угол наклона и меньший радиус изгиба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ECY – 1575K

Диаметр вводимой трубки, мм	5,2
Диаметр рабочего канала, мм	2
Длина рабочей части, мм	400
Общая длина, мм	660
Поле зрения, град	120°
Поле зрения в воде, град	80°
Изгиб дистального конца:	
- вверх	210°
- вниз	130°



Цистофиброскоп

Волоконный цистоскоп, который отвечает потребностям современных урологов в скорости и эффективности диагностических, терапевтических и неотложных процедур. Сочетает в себе превосходное качество изображения, надежность и долговечность.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Технология сверхтонких фиброоптических волокон
- Высокая устойчивость к появлению «битых пикселей»
- Используется как со стационарным, так и с портативным источником света
- Эргономичная рукоятка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

FCY – 15RBS

Диаметр вводимой трубки, мм	4,9
Диаметр рабочего канала, мм	2,1
Длина рабочей части, мм	400
Общая длина, мм	680
Поле зрения, град	125°
Поле зрения в воде, град	83°
Изгиб дистального конца:	
- вверх	220°
- вниз	120°
Глубина резкости, мм	3 - 50



ЕРК – i7010

Видеопроцессоры

Обеспечивают неизменно высокое качество HD изображений и предлагают гибкую платформу для выбора уровня технологии, отвечающей вашим клиническим и финансовым потребностям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	ЕРК – 3000	ЕРК - 3000	ЕРК – i7010
Доступный уровень	•	•	
Экспертный уровень			•
HD – качество изображения	•	•	
HD+ качество изображения			•
TwinMode			•
I – scan (виртуальная хромоэндоскопия) SE, TE, CE		•	•
I – scan OE (оптическое усиление)			•
Ксеноновая лампа, Вт	150	150	300
Функция заморозки и захвата изображения	•	•	•
HD – видеовыходы	DVI – D	DVI – D	1080i (HD – SDI), DVI – D, SXGA (DVI – D)
SD – видеовыходы	RGB, Y/C, композитный	RGB, Y/C, композитный	RGB, Y/C, композитный
Совместимые эндоскопы, серии	90K, J10, K10	90K, J10, K10	90K, J10, K10, 90i, i10
Интерфейс для внешних устройств			USB, RJ45
Клавиатура	•	•	•
Сенсорный экран			•
Цифровое увеличение	•	•	•



Источник света

Используется для подключения к фиброэндоскопам и подачи яркого пучка света через канал эндоскопа и дальнейшего освещения операционного поля. Обладает встроенным насосом подачи воды и воздуха для промывания дистальной линзы.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Яркое и равномерное освещение
- Регулировка интенсивности светового потока на корпусе
- Бесшумная работа
- Низкие расходы на эксплуатацию и замену лампы
- Легкая конструкция с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

LH - 150PC

Тип лампы	Галоген
Входная мощность, Вт	150
Тип насоса	Электромагнитный, вибрационный
Давление воздуха при нулевом потоке, кПа	41 – 62
Стандартный поток подачи воздуха на входе в бутылку с водой, л/мин	3,2 – 8,0
Система подачи воды:	
Способ подачи	Сжатие под действием воздушного насоса
Объем бутылки, см3	200



Classic Cart



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Максимальная нагрузка на каждую полку 50 кг, на конструкцию – 159 кг
- Встроенный держатель для ЖК – монитора
- Движущиеся колеса с фиксацией
- Изолирующий трансформатор
- Розетка на 8 выходов

Медицинская стойка

Новое поколение тележек для видеоэндоскопического оборудования. Высокое качество, инновационный дизайн и мобильность делают ее идеальной для ежедневной медицинской.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Размещение видеопроцессора, медицинского отсоса и видеоэндоскопа
- Прочная удароустойчивая конструкция
- Полки с регулируемой высотой
- Отдельная выдвижная полка под клавиатуру
- Выдвижные ящики на роликах



Тестер герметичности SHA – P5

Применяется для проверки на дефекты внутренних каналов эндоскопа. Представляет собой механическое устройство с грушей для накачки давления, манометром и шлангом с коннектором для подключения к эндоскопу. Совместим со всеми эндоскопами Pentax.



Radiance Ultra 27"



EndoVue Monitor 24"

Медицинские мониторы

Отличные модели для визуализации сигналов высокой четкости (HD), оптимизированные для работы с эндоскопическим оборудованием, а конструкция идеальна для легкого монтажа на тележку.




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживают большой спектр входных сигналов
- Оптимизированы для применения в эндоскопии
- Превосходное качество изображения
- Мультимодальные возможности визуализации
- Быстрая высокочувствительная матрица

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Radiance Ultra 27"	EndoVue Monitor 24"
Диагональ, дюймы	27	24,1
Светодиодная подсветка	•	•
Яркость, кд/м2	900	300
Калибровка света	•	•
Стабилизация подсветки	•	•
Бесшовная передняя лицевая панель из защитного стекла	•	•
Устанавливается на подставки и держатели для мониторов	•	•



Stormoff®

info@stormoff.ru

www.stormoff.ru

Тел.: +7 (495) 956-05-57