

## ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

НЕОНАТОЛОГИЯ

Фототерапевтические блоки DIXION BabyGuard состоят из мобильного стэнда и блока с лампами фототерапии, и помогают проводить эффективное лечение новорожденных с гипербилирубинемией.

- Мобильный стэнд с блокировкой колес
- Совместимость с любым инкубатором



	BabyGuard U-1132	BabyGuard U-1133	BabyGuard U-1134
Источник света: светодиоды		•	•
Источник света: флуоресцентные лампы	•		
Диапазон излучения синего света 430–470 нм (не менее)	•	•	•
Диапазон излучения желтого света 585–595 нм (не менее)			•
Изменение угла лампового модуля	•	•	•
Регулируемая по высоте стойка	•	•	•
Таймер	•	•	•