

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Наркозно-дыхательные аппараты DIXION Practice используются для всех групп пациентов, позволяют проводить ингаляционную анестезию дыхательной смесью кислорода с закисью азота или воздуха и двумя жидкими анестетиками, а также осуществлять вентиляционную поддержку пациента.



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ



| | Practice 3000 | Practice 3100 | Practice 3700 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Пневмопривод | • | • | • |
| Полуоткрытый и полузакрытый контур | • | • | • |
| Подогрев дыхательной системы | | | • |
| Функция обхода абсорбера | | | ○ |
| Встроенный бронхоотсос | ○ | ○ | ○ |
| Активная эвакуация отработанных газов | ○ | ○ | ○ |
| Компрессор сжатого воздуха | ○ | ○ | ○ |
| Проведение низкотоочной анестезии | • | • | • |
| Механическая и ручная вентиляция | • | • | • |
| Предохранительный клапан | • | • | • |
| Графики и числовые значения мониторинга | • | • | • |
| Испарители галотана, изофлюрана, севофлюрана | • | • | • |
| Капнометрия в прямом потоке | ○ | ○ | ○ |
| Анализ анестетиков | ○ | ○ | ○ |
| Аккумуляторная батарея | • | • | • |

○ — опция

DIXION