

## Аппараты для прессотерапии Technology, Италия

	BODY BEAUTY CLINIC с миостимуляцией и термотерапией	BODY BEAUTY CLINIC с миостимуляцией	BODY BEAUTY CLINIC	XILIA DIGITAL PRESS	XILIA PRESS
Цветной сенсорный дисплей	10"	10"	10"	8"	5,6"
Прессотерапия	•	•	•	•	•
Импульсная прессотерапия	•	•	•		
Прессотерапия и миостимуляция	•	•			
Прессотерапия и термотерапия	•				
Запрограммированные протоколы	84	66	22	12	8
Создание индивидуальных программ	•	•	•	•	
Программы проверки секторов	•	•	•	•	•
Число каналов	12	12	12	8	8
Установка давления, ммHg	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120
Регулировка каждого канала	•	•	•	•	
Стандартные аксессуары	Манжеты на все тело (32 сектора), лента-электрод, термоманжеты	Манжеты на все тело (32 сектора), лента-электрод	Манжеты на все тело (32 сектора)	Манжеты на нижнюю часть тела (20 секторов)	Манжеты на нижнюю часть тела (20 секторов)
Потребляемая мощность (max), Вт	180	180	90	60	60
Габариты, см	58 x 50 x 115	58 x 50 x 115	58 x 50 x 115	60 x 50 x 120	40 x 35 x 15
Вес, кг	35	35	35	11	8
Манжеты для рук (12 секторов)	•	•	•	●	●
Покрывало	•	•	•	•	•
Тележка	•	•	•	•	●

● - опция