

Электроподъемный стол CIT-4000, Huvitz, Ю. Корея

Медицинские приборные столы относятся к многофункциональной мебели и широко используются для оснащения офтальмологических кабинетов. Их применение обеспечивает возможность расположить приборы наиболее рационально как для врача, так и для пациента. Как правило, приборные столы рассчитаны на один или два прибора. Стол, предназначенный для одного прибора, идеален для щелевых ламп, авторефрактометров, пневмотонометров.

Стол, рассчитанный на два прибора, благодаря столешнице особой формы, хорошо подходит для размещения на нем приборов, в работе которых необходим компьютер: ультразвукового оборудования, фотощелевых ламп, периметров, фундус-камер, эндотелиальных микроскопов, шаймпфлюг-камер, топографов, ЭФИ, а также комбинированных лазерных систем.

Благодаря тихому и плавному ходу подъемного механизма, а также управлению с помощью ножных педалей, электроподъемный стол CIT-4000 является одной из самых популярных моделей приборных столов для офтальмологических приборов.



	CIT-4000	OT-36	ES-40L
Производитель	Huvitz	MediWorks	MediWorks
Страна	Южная Корея	Китай	Китай
Минимальная высота, мм	675	680	665
Максимальная высота, мм	925	840	865
Грузоподъемность, кг	50	50	180
Размер столешницы, мм	400×500	480×550	1100×575
Количество приборов на столе	1	1	2
Управление	Ножные педали	Кнопки на столешнице	Клавиши под столешницей