

Офтальмоскоп Professional, Keeler, Великобритания


Прямой офтальмоскоп Professional от известного английского производителя Keeler с асферической оптикой предназначен для исследования глазного дна и раннего выявления патологии сетчатки и зрительного нерва.

Большое количество диоптрий и апертур дает возможность выполнять точные исследования и обеспечивает комфорт в использовании. Легкое управление линзами, апертурами и фильтрами избавляет от необходимости отводить прибор от глаза пациента.

Офтальмоскоп Professional



Апертуры и фильтры



Specialist



Professional



Pocket



Jazz

Производитель	Keeler			
Страна	Великобритания			
Оптическая система	Асферическая	Асферическая	Стандартная	Асферическая
Корректирующие линзы	от -45 D до +44 D	от -30 D до +29 D	от -20 D до +20 D	от -20 D до +20 D
Шаг	1 D	1 D	Неравномерный	Неравномерный
Освещение	Ксенон-галоген/LED	Ксенон-галоген/LED	Ксенон-галоген	LED
Питание, В	3,6	3,6	2,8	2,8
Источник питания	Li-Ion батарея	Li-Ion батарея	AA батареи	AA батареи
Апертуры	5	6	5	4
Фильтры				
Бескрасный	+	+(Съемный)	+	+
Синий кобальтовый	+			+
Дополнительные параметры				
Окно, показывающее величину выбранной линзы	+	+	+	+
Плавная, управляемая реостатом, регулировка освещения	+	+	+	+
Безрефлексный метод осмотра	+	+	+	+
Пылезащитный корпус	+	+	+	+
Управление одной рукой	+	+	+	+
Упор для брови		+		+
Карманная клипса			+	