

Stormoff

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Гинекологические кресла

RQL

Golem



Гинекологическое кресло GOLEM F1

Гинекологическое кресло Golem F1 объединяет в себе впечатляющий дизайн с функциями высочайшего класса и может использоваться в стандартном гинекологическом кабинете, а также для процедур ЭКО.

Базовая комплектация

- 6 электромоторов
- Функция памяти на 4 рабочих положения
- Опоры для стоп
- Съемный пластиковый поддон
- Держатель для рулона бумаги
- Резервная батарея для аварийных ситуаций
- Управление с помощью ручного пульта и ножной панели
- Колеса диаметром 75 мм с центральным тормозом
- Две розетки 230 В для использования внешних электроприборов



Ключевые особенности

- **Электрическая регулировка** всех сегментов с помощью 6 электромоторов: регулировка высоты, спинной секции, головной секции, ножной секции и опоры для ног, Тренделенбург. Синхронизация всех положений при полной нагрузке
- **Функция памяти** позволяет с помощью одного нажатия приводить кресло в наиболее удобное положение
- **Бесшовная съемная обивка** в расцветке на ваш выбор
- **Современные опоры** для ног позволяют пациентке комфортно расположиться, поставив стопы на опоры на полу, и плавно перевести кресло в гинекологическое положение для осмотра. Форма и положение опор для стоп подходят пациенткам любого веса и роста
- **Легко снимаемые опоры для ног** позволяют осуществлять посадку пациента сбоку (с инвалидной коляски или транспортировочного стола)



Дополнительные аксессуары (опционально)

Артикул

Опоры по Геппелю	D 00 05
Светодиодная лампа на гибкой ножке	D 00 20-23
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 00 20-23
Система крепления инструментов EUROrails на спинную секцию	D 00 40
Подлокотник, используемый при инфузии	D 06 12
Инфузионная стойка	D 06 13
Анестезиологический экран	D 06 14

Кресло для гинекологии и урологии Golem Urodynamic

Стол оптимизирован для уродинамических исследований, но его также можно использовать для гинекологических исследований и в положении лежа.

Базовая комплектация

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг сиденья
- Съемные опоры по геппелю с шарнирным креплением
- Электроприводы, регулирующие высоту кресла, наклон сиденья и спинки
- Инфузионная стойка
- Подножка с нескользящим покрытием
- Ручная регулировка наклона головного сегмента



Ключевые особенности

- Спинная секция принимает строго вертикальное положение
- Сиденье и спинная секция полностью рентгенопрозрачные
- Форма основания позволяет установить стойку урофлоуметра
- Конструкция и внешний вид стола разрабатывались с ведущими специалистами в области уродинамики
- Все компоненты легко регулируются и снимаются
- Возможна посадка пациента сбоку



Дополнительные аксессуары (опционально)

Артикул

Блокируемые колесики Ø100мм	D 18 01
Светодиодная лампа на гибкой ножке	D 18 02
Поручни пациента	D 18 03
Металлический лоток Ø260мм	D 18 04
Металлический лоток Ø260мм со стоком и шлангом	D 18 05
Металлический лоток Ø260мм со стоком, шлангом и емкостью для сбора жидкости	D 18 06
Функция памяти рабочих положений	D 06 11
Система крепления инструментов EUROrails на спинную секцию	D 04 10
Держатель рулона бумаги	D 01 04
Отдельная педальная панель (без ручного управления)	D 06 34
Отдельная педальная панель и ручное управление вместе	D 06 35
Большой металлический лоток Ø400мм со стоком	D 18 14
Локтевые опоры	D 18 15

Гинекологические кресла Golem 6 EXAMINING

Гинекологические кресла серии Golem 6 EXAMINING предназначены для амбулаторных гинекологических процедур и общего лечения. Характеризуются современным дизайном с продуманной и полностью функциональной конструкцией, отвечающей всем вашим требованиям.

Широкая рабочая поверхность обтянута бесшовной искусственной кожей в расцветке на ваш выбор. Все электроприводы управляются ножной педалью и позволяют менять положения даже при полной загрузке.

Базовая комплектация

- Опоры для голени по Геппелю или для стоп (по желанию заказчика) с шарнирным креплением
- Ступенька с нескользящим покрытием
- Лоток из нержавеющей стали
- Съемные поручни
- Держатель для рулона бумаги



Модели

Golem 6P (G 06 01)	• Фиксированная высота • Механическая регулировка угла наклона спинной секции • Фиксированное сиденье
Golem 6 (G 06 02)	• Электрическая регулировка высоты • Механическая регулировка угла наклона спинной секции • Фиксированное сиденье
Golem 6E (G 06 03)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка спинной секции • Фиксированное сиденье
Golem 6ET (G 06 04)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка спинной секции • Электрическая регулировка сиденья (Тренделенбург) • Стол оснащен электронным управлением, позволяющим программировать три рабочих положения, переключение между которыми осуществляется нажатием на соответствующую кнопку



Дополнительные аксессуары (опционально)	Артикул
Блокируемые колесики Ø75мм	D 06 03
Ножная секция	D 06 04
Светодиодная лампа на гибкой ножке	D 06 05
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 06 80 - 83
Металлический лоток со стоком и шлангом	D 06 08
Металлический лоток со стоком, шлангом и емкостью для сбора жидкости	D 06 09
Полка для инструментов из нержавеющей стали	D 06 10
Отдельная педальная панель управления	D 06 31
Двойная полка для дополнительного оборудования	D 06 17

Гинекологические кресла Golem 6 TREATMENT

Гинекологические кресла серии GOLEM 6 TREATMENT предназначены для амбулаторного лечения, а также для проведения «малых» операций. Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта и позволяют менять положения даже при полной загрузке.

Базовая комплектация

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг спинки и сидения
- Опоры для голени по Геппелю или для стоп (по желанию заказчика) с шарнирным креплением
- Ступенька с нескользящим покрытием
- Лоток из нержавеющей стали
- Съемные поручни
- Держатель для рулона бумаги



Модели

Golem 6 (G 06 05)	• Электрическая регулировка высоты • Механическая регулировка спинной секции и головного сегмента • Фиксированное сиденье
Golem 6E (G 06 06)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка спинной секции • Механическая регулировка угла наклона головного сегмента и фиксированное сиденье
Golem 6ET (G 06 07)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка спинной секции • Механическая регулировка угла наклона головной секции • Электрическая регулировка сиденья (Тренделенбург) • Стол оборудован электронным управлением, позволяющим запрограммировать три рабочих положения, переключение между которыми осуществляется нажатием на соответствующую кнопку

Дополнительные аксессуары (опционально)

Артикул

Блокируемые колесики Ø75мм	D 06 03
Ножная секция	D 06 04
Светодиодная лампа на гибкой ножке	D 06 05
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 06 80 - 83
Металлический лоток со стоком и шлангом	D 06 08
Металлический лоток со стоком, шлангом и емкостью для сбора жидкости	D 06 09
Полка для инструментов из нержавеющей стали	D 06 10
Отдельная pedalная панель управления	D 06 31
Отдельная pedalная панель и ручное управление вместе	D 06 35
Двойная полка для дополнительного оборудования	D 06 17
Отдельная ножная секция с газовой пружиной	D 06 16
Подлокотник, используемый при инфузии	D 06 12
Инфузионная стойка	D 06 13
Анестезиологический экран	D 06 14
Фиксирующий ремень	D 06 15

Гинекологические кресла Golem 6 ESP EXAMINING

Гинекологические кресла серии Golem 6 ESP EXAMINING предназначены для амбулаторных гинекологических процедур и общего лечения. Они отвечают всем современным требованиям. Широкая рабочая поверхность обтянута бесшовной искусственной кожей в расцветке на выбор. Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта управления и позволяют менять положения даже при полной загрузке.

Базовая комплектация

- Опоры для голей по Геппелю или для стоп (по желанию заказчика) с шарнирным креплением
- Ступенька с нескользящим покрытием
- Лоток из нержавеющей стали
- Съемные поручни
- Держатель для рулона бумаги



Модели

Golem ESP 6 (G 06 20)

- Электрическая регулировка высоты
- Электрически регулируемая ножная секция
- Механическая регулировка спинной секции
- Фиксированное сиденье

Golem ESP 6E (G 06 21)

- Электрическая регулировка высоты
- Электрическая регулировка ножной секции
- Электрическая регулировка спинной секции
- Фиксированное сиденье

Golem ESP 6ET (G 06 22)

- Электрическая регулировка высоты
- Электрическая регулировка ножной секции
- Электрическая регулировка спинной секции
- Электрическая регулировка сиденья (Тренделенбург)
- Стол оснащен электронным управлением, позволяющим программировать три рабочих положения, переключение между которыми осуществляется нажатием на соответствующую кнопку



Дополнительные аксессуары (опционально)

Артикул

Блокируемые колесики Ø75мм	D 06 03
Светодиодная лампа на гибкой ножке	D 06 05
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 06 80 - 83
Металлический лоток со стоком и шлангом	D 06 08
Металлический лоток со стоком, шлангом и емкостью для сбора жидкости	D 06 09
Отдельная педальная панель управления	D 06 31
Отдельная педальная панель и ручное управление вместе	D 06 35
Двойная полка для дополнительного оборудования	D 06 17
Отдельная педальная панель и ручное управление вместе	D 06 35

Гинекологические кресла Golem 6 ESP TREATMENT

Гинекологические кресла серии GOLEM 6 ESP TREATMENT обладают всеми функциями, необходимыми для амбулаторного лечения, и включают в себя дополнительное оборудование для проведения лечебных процедур. Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта управления и позволяют менять положения даже при полной загрузке.

Базовая комплектация

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг спинки и сидения
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп (по желанию заказчика) с шарнирным креплением, ступенька с нескользящим покрытием
- Лоток из нержавеющей стали
- Съемные поручни
- Держатель для рулона бумаги



Модели

Golem 6 ESP (G 06 23)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка ножной секции • Механическая регулировка спинной секции и головной секции • Фиксированное сиденье
Golem 6E ESP (G 06 24)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка ножной секции • Электрическая регулировка спинной секции • Механическая регулировка головной секции, фиксированное сиденье
Golem 6ET ESP (G 06 25)	• Электрическая регулировка высоты • Электрическая регулировка ножной секции • Электрическая регулировка спинной секции • Механическая регулировка головной секции • Электрическая регулировка сиденья (Тренделенбург) • Стол оборудован электронным управлением, позволяющим программировать 3 рабочие позиции, которые стол принимает автоматически при нажатии на соответствующую кнопку, боковые рельсы-держатели инструментов

Дополнительные аксессуары (опционально)

	Артикул
Блокируемые колесики Ø75мм	D 06 03
Светодиодная лампа на гибкой ножке	D 06 05
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 06 80 - 83
Металлический лоток со стоком и шлангом	D 06 08
Металлический лоток со стоком, шлангом и емкостью для сбора жидкости	D 06 09
Отдельная педальная панель управления	D 06 31
Отдельная педальная панель и ручное управление вместе	D 06 35
Двойная полка для дополнительного оборудования	D 06 17
Подлокотник, используемый при инфузии	D 06 12
Инфузионная стойка	D 06 13
Анестезиологический экран	D 06 14
Фиксирующий ремень	D 06 15

Сравнительная таблица кресел серии Golem

		Golem 6P examining	Golem 6 examining	Golem 6E examining	Golem 6ET examining	Golem 6 treatment	Golem 6 treatment
Артикул		G 06 01	G 06 02	G 06 03	G 06 04	G 06 05	G 06 06
Высота	Электрическая регулировка		.	.	.	.	.
Наклон спинки	Электрическая регулировка			.	.		
	Механическая регулировка	.	.			.	
Тренделенбург	Электрическая регулировка				.		
Головная секция	Механическая регулировка					.	
Ножная секция	Механическая регулировка (опция)	o	o	o	o	o	
	Электрическая регулировка						
Рельсы EUROrails	Спинка и сидение					.	
Управление	Встроенная в корпус педаль		.	.	.	.	
	Педальная панель и ручное					o	
	Отдельная педальная панель		o	o	o	o	
	Ручное		o	o	o	o	
Память на 3 рабочих положения					.		

o - опция

Варианты расцветок для гинекологических кресел



Golem 6E treatment	Golem 6ET treatment	Golem 6 ESP examining	Golem 6E ESP examining	Golem 6ET ESP examining	Golem 6 ESP treatment	Golem 6E ESP treatment	Golem 6ET ESP treatment
G 06 06	G 06 07	G 06 20	G 06 21	G 06 22	G 06 23	G 06 24	G 06 25
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.		.	.		.	.
		.			.		
	.			.			.
.	.				.	.	.
o	o						
		.	.	.	.	.	.
.	.				.	.	.
.	.						
o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	.	.	.	.	.	.
	.			.			.

9D

9E

11H

11K

12D

12A

12H



Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

**www.stormoff.ru
info@stormoff.com**

+7 (495) 956-05-57