

Гинекологическое и урологическое кресло для людей с ограниченными возможностями GOLEM 6ET 200 (RQL, Чехия)

Стол разработан для оказания медицинской помощи людям с ограниченными возможностями: **инвалидам, ампутантам и пожилым пациентам**. Минимальная высота сиденья 450 мм позволяет пациенту пересаживаться на кресло непосредственно с инвалидной коляски. При этом благодаря съемным поручням и опорам для ног садиться в кресло можно не только спереди, но и сбоку!

Кресло удобно для пациентов и медицинского персонала. Основание стола оснащено блокируемыми колесиками повышенной грузоподъемности, что делает кресло **абсолютно устойчивым** во время работы. Более того, Golem 6ET 200 можно с лёгкостью перемещать внутри больницы.

Основание покрыто специальными пластиковыми накладками, что **значительно упрощает обслуживание и дезинфекцию**. **Широкая рабочая поверхность** обтянута бесшовной искусственной кожей в расцветке на выбор.

Базовая комплектация

- Опоры для голени по Геппелю или для стоп (по желанию заказчика) с шарнирным креплением
- Система крепления инструментов EUROrails на тазовую секцию
- Съемные поручни с возможностью крепления в рельсах EUROrails
- Ступенька с нескользящим покрытием
- Лоток из нержавеющей стали
- Держатель для рулона бумаги
- Электрическая регулировка высоты, наклона тазовой и спинной секции
- Регулировка подголовника с помощью газовой пружины
- Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта управления и позволяют менять положения даже при полной загрузке



Технические характеристики

Масса стола	110 кг
Грузоподъемность	200 кг
Габариты	800×1500 мм
Ширина рабочей поверхности	620 мм
Длина кресла	1420 мм
Длина тазовой секции	470 мм
Длина спинной секции	520 мм
Длина подголовника	430 мм
Регулировка высоты	от 450 до 850 мм
Регулировка угла наклона спинной секции	от 0° до +70°
Регулировка угла наклона тазовой секции (Тренделенбург)	от 0° до +25°
Регулировка угла наклона подголовника	±25°

Дополнительные аксессуары (опционально)

Система крепления инструментов EUROrails на спинную секцию	D 04 10
Светодиодная лама на гибкой ножке	D 06 05
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 06 80
Металлический лоток со стоком и шлангом	D 06 08
Металлический лоток со стоком, шлангом и ёмкостью для сбора жидкости	D 06 09
Подлокотник, используемый при инфузии	D 06 12
Инфузионная стойка	D 06 13
Анестезиологический экран	D 06 14
Фиксирующий ремень	D 06 15

Варианты расцветок для гинекологических и урологических кресел



info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru