

Гинекологическое и урологическое кресло для бариатрических пациентов GOLEM 6ET 250 (RQL, Чехия)

Кресло предназначено для обследования, амбулаторных процедур, а также общего лечения **бариатрических пациентов**. Это обеспечивается за счет большой грузоподъемности, широкой рабочей поверхности, а также минимальной высоты тазовой секции 450 мм, позволяющей пациенту пересаживаться в кресло прямо из инвалидной коляски. Важным преимуществом данной модели является возможность пересаживаться на кресло сбоку после снятия боковых поручней и опор для ног.

Конструкция стола удобна как для пациента, так и для персонала. Основание стола оснащено блокируемыми колесиками повышенной грузоподъемности, что делает кресло **абсолютно устойчивым** во время работы. При этом Golem 6ET 250 можно с лёгкостью перемещать внутри лечебного учреждения.

Основание покрыто специальными пластиковыми накладками, что **значительно упрощает обслуживание и дезинфекцию**. **Экстра широкая рабочая поверхность** обтянута бесшовной искусственной кожей в расцветке на ваш выбор.

Базовая комплектация

- Опоры для голени по Геппелю или для стоп (по желанию заказчика) с шарнирным креплением
- Система крепления инструментов EUROrails на тазовую секцию
- Съёмные поручни с возможностью крепления в рельсах EUROrails
- Ступенька с нескользящим покрытием
- Лоток из нержавеющей стали
- Держатель для рулона бумаги
- Электрическая регулировка высоты, наклона тазовой и спинной секции
- Регулировка подголовника с помощью газовой пружины
- Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта управления и позволяют менять положения даже при полной загрузке




Технические характеристики

Масса стола	120 кг
Грузоподъемность	250 кг
Габариты	1000×1500 мм
Ширина рабочей поверхности	820 мм
Длина кресла	1420 мм
Длина тазовой секции	470 мм
Длина спинной секции	520 мм
Длина подголовника	430 мм
Регулировка высоты	от 450 до 850 мм
Регулировка угла наклона спинной секции	от 0° до +70°
Регулировка угла наклона тазовой секции (Тренделенбург)	от 0° до +25°
Регулировка угла наклона подголовника	±25°

Дополнительные аксессуары (опционально)

Система крепления инструментов EUROrails на спинную секцию	D 04 10
Светодиодная лама на гибкой ножке	D 06 05
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	D 06 80
Металлический лоток со стоком и шлангом	D 06 08
Металлический лоток со стоком, шлангом и ёмкостью для сбора жидкости	D 06 09
Подлокотник, используемый при инфузии	D 06 12
Инфузионная стойка	D 06 13
Анестезиологический экран	D 06 14
Фиксирующий ремень	D 06 15

Варианты расцветок для гинекологических и урологических кресел



info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru