

## Рабочее место HRT-7000, Huvitz, Ю. Корея

Для эффективного и быстрого проведения проверки зрения и подбора очков разработаны специальные рабочие места офтальмологов.

Рабочее место связывает диагностические приборы в единую оптометрическую систему, обеспечивает мгновенный обмен данными между авторефрактометром, электронным фороптором, проектором знаков и диоптриметром. Управление всеми приборами осуществляется дистанционно с единого пульта.

Рабочее место HRT-7000 оснащено удобным креслом. Специальный датчик остановки кресла и его плавное вертикальное перемещение обеспечивают комфортное положение пациента и удобную работу офтальмолога.

Кронштейн фороптора обладает огромными функциональными возможностями (наклон вправо/влево под углом 45°) и плавностью движения, что значительно облегчает рутинную работу врача.

Встроенная панель управления позволяет регулировать положение электрического кронштейна фороптора, высоту кресла пациента, а также включать/выключать дополнительное освещение.

Компания Huvitz предлагает на выбор различные комплектации рабочего места HRT-7000: со столешницей на один или два прибора, в серебристом и черном цвете.

Проектор знаков HCP-7000

Осветительная лампа

Кронштейн проектора знаков

Фороптор HDR-9000

Кронштейн фороптора

Авторефрактометр HRK-9000A

Джойстик управления подвижной платформой

Операционная панель

Ящик для пробных линз

Подвижная платформа



Регулировка по высоте кронштейна фороптора



Кронштейн фороптора



Фороптор HDR-9000



Авторефрактометр HRK-9000A



Проектор знаков HCP-7000

## Рабочее место New Simplex, Frastema, Италия

Рабочее место New Simplex — одно из самых популярных рабочих мест офтальмолога. Благодаря своей компактности идеально подходит для использования в небольших помещениях, при этом позволяет разместить два диагностических прибора.

В комплект входит полка для установки проектора знаков, карманы для хранения ручных диагностических приборов или зарядных устройств, а также опционально поставляется механический кронштейн для крепления фороптора.

Имеется широкая цветовая гамма отделки кресла пациента и корпуса.

Рабочее место  
New Simplex



HRT-7000

NewLine

New Simplex

New Omega

Производитель	Huvitz		Frastema	
Страна	Южная Корея		Италия	
Панель управления рабочим местом	+	+	+	+
Поворотный подвижный стол	+	+	+	+
Замок приборного стола		+		+
Высота стола, мм	825	876	910	870
Максимальная нагрузка на стол, кг	50	50	50	50
Максимальное количество приборов на столе	1/2	2	2	2
Лампа общего освещения	+		+	+
Ящик для пробных линз	+	+		+
Кронштейн проектора знаков	+	+	+	+
Кронштейн фороптора	+	Опция	Опция	Опция
Кресло пациента	+	+	+	+
Регулировка кресла пациента по высоте	+	+	+	+

Цветовая гамма отделки кресла пациента

2801	AT 62/51	09	AT 62/57	08	06	AT 62/63	28	AT 62/64	9	31	02
Skinflex ice	Colorado beige	Skinflex brown	Colorado brown	Skinflex red	Skinflex yellow	Colorado green	Skinflex green	Colorado oceano	Skinflex blue	Skinflex grey	Skinflex black