

Радиохирургические аппараты Greenland Medical, Китай



	RFS3800K	RFS4000K
Разрез	•	•
Разрез с коагуляцией	•	•
Монополярная коагуляция	•	•
Фульгурация	•	•
Биполярная коагуляция		•
Частота излучения монополярных электродов, МГц	3,8	4,0
Частота излучения биполярных электродов, МГц		1,71
Мощность макс. 100 Вт	•	•

Радиохирургический аппарат Atmos, Германия



	RS 221
Разрез	•
Разрез с коагуляцией	•
Монополярная коагуляция	•
Биполярная коагуляция	•
Частота излучения, МГц	2,2
Автоматическое переключение выходов разрез/коагуляция	•
Функция памяти последних значений	•
Мощность разреза макс. 100 Вт	•
Мощность коагуляции макс. 90 Вт	•

Эвакуатор дыма Atmos, Германия



	AtmoSafe
ULPA-фильтр, 3-х слойный фильтр из активированного угля, газовый фильтр	•
Предварительный фильтр (HEPA)	•
Индикация состояния фильтра	•
Мощность аспирации 650 л/мин	•
Предварительная установка мощности	•
Крепление Slim-line для соединения рукоятки эвакуатора дыма и инструмента	•
Тележка для мобильного использования	•