

Радиохирургические аппараты MEYER-HAAKE, Германия



РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭВАКУАТОРЫ ДЫМА



	radioSURG 2200	radioSURG 2200new
Радиоволновая частота	2,2 м Гц	2,2 м Гц
Холодный разрез	•	•
Коагуляция с регулируемой интенсивностью нагрева тканей	•	•
Регулируемая длительность коагуляции	•	•
Автоматическое отключение коагуляции	•	•
Возможность сохранения индивидуальных настроек		•

• - опция