

Система обогрева пациента Тахат, Беларусь

Быстрый, эффективный и безопасный обогрев новорожденного с целью предупреждения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений.



Рамонак

✓ Ключевые особенности

- Детское ложе создает релаксирующий эффект
- Водяной матрас имитирует контакт ребенка с теплой кожей матери
- Размеры гладкой гелевой пластины: 520x520x10 мм, 1150x520x10 мм
- Размеры рифленой гелевой пластины: 520x520x12 мм, 1145x520x12 мм

⚙️ Функциональные возможности

- Поддержка заданной температуры 24 ч
- Рабочий диапазон температуры 34-39°C
- Блок управления с LED-дисплеем
- Функция памяти установок пользователя
- Защита кожи от пролежней и повреждений нервов
- Все виды тревог, исключая любой перегрев матрасика

