

Расходные материалы для гистологической проводки и заливки



- При использовании унифицированных расходных материалов повышается качество получаемых образцов и безопасность сотрудников во время работы
- Простота в использовании уменьшает трудозатраты и понижает утомляемость лаборантов
- Кассеты сделаны из химически стойкого пластика, который не корродирует при соприкосновении с химически-активными веществами
- Края кассет обработаны и атравматичны
- Разные типы кассет предназначены для различных видов образцов и модификаций приборов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Одноразовые расходные материалы для проведения и заливки образцов тканей в процессе лабораторного морфологического исследования.

*Позволяют ускорить и упростить процесс
сортировки и маркировки образцов*

- Все типы кассет доступны в широкой цветовой гамме, что позволяет вести различия по видам тканей, отделений или любым параметрам - доступны белый, желтый, оранжевый, розовый, зеленый, голубой, серый, коричневый, персиковый и фиолетовый цвета
- Кассеты производят с различным наклоном поля для записи – под углами в 35° и 45° для разных кассетных принтеров (Leica, Thermo, Sakura, Premier и др.)
- Все кассеты могут быть упакованы в различных типах фасовки: простые пакеты, картонные коробки, рукава для принтеров (75 шт), ленточное соединение

Биопсийные кассеты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



	HP20291	HP20292	HP2029	HP2027	HP2027S	HP202S	6-cell-1000	XWBMH-026	SUPER MEGA 160
Размер пор, мм	0,9×0,9	0,9×0,9	0,9×0,9	1,6×1,6	1,6×1,6	0,26×0,26	0,2×0,2	0,4×0,4	1,0×5,0
Фасовка (коробка)	5000 шт/уп	5000 шт/уп	2500 шт/уп	2500 шт/уп	75 шт/туб × 20 туб	500 шт/уп	1000 шт/уп	500 шт/уп	160 шт/уп
Угол наклона поля для надписи	45°	35°	45°	45°	45°	45°	45°	70°	35°
Тип крышки	с петлевым креплением	присоединенная сдвойным запором для открытия и закрытия одной рукой			для кассетных принтеров в тубах	4-х секционная, с передней петлей	6-ти секционные кассеты, с петлевым креплением	вставки - в стандартную кассету, с петлевым креплением	кассета 75×50×18 мм с двойным запором


Гистологические кассеты



	HP20281	HP20282	HP2028	HP20283	HP20284	HP2030	MEGA 200
Размер пор, мм	1.0×5.0	1.0×5.0	1.0×5.0	1.0×5.0	1.0×5.0	1.0×5.0	1.0×5.0
Фасовка (коробка)	5000 шт/уп 500 шт/уп,10 уп/кор	5000 шт/уп	5000 шт/уп	5000 шт/уп	5000 шт/уп	5000 шт/уп	200 шт/уп
Угол наклона поля для надписи	45°	35°	45°	45°	45°	45°	35°
Тип крышки	с петлевым креплением	присоединенная с двойным запором для открытия и закрытия одной рукой		с передней петлей	4-х секционная, с передней петлей	отрывная	кассета 40×28×15 мм с двойным запором

Прочие изделия

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ



	Заливочные кассеты HP2031	Металлическая крышка к заливочным кассетам HPCSC	Заливочные кольца HP2032	Биопсийная прокладка HPBF-01	Биопсийная прокладка HP20281s
Размер пор, мм	диаметр отверстий Ø 1,6	диаметр отверстий Ø 1,6	2,0×2,0	3,5×2,5×0,2	1,0×5,0
Фасовка (коробка)	500 шт/уп, 10 уп. в коробке	50 шт/уп	5000 шт/уп.	1500 шт	500 шт в кассете с петлевым креплением
Угол наклона поля для надписи	45°				45°



	Заливочные формы, нержавеющая сталь				
	HP2033	HP2034	HP2035	HP2036	HP2037
Размер, мм	7,0×7,0×6,0	15,0×15,0×6,0	24,0×24,0×6,0	30,0×24,0×6,0	34,0×24,0×6,0
Фасовка (упаковка)	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Универсальные одноразовые
микротомные лезвия
Feather, Япония



- Удобство в работе
- Отказ от необходимости регулярной правки и заточки микротомных ножей
- Наилучшее и постоянное качество получаемых срезов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ

Подходят для всех коммерческих марок микротомов: PFM, Leica, Microm/Thermo, Sakura, SLEE, Medite, Shandon/Thermo, Орион Медик.

Большая номенклатура для оптимального подбора
вида лезвия

- Высокая износостойчивость режущей кромки
- Специальный диспенсер для удобного монтажа лезвия в держатель

Тип лезвия	S35	R35	N35	N35HR	A35	C35	S22	A22	S35L	S35LL	S35HP
угол заточки	35°	35°	35°	35°	35°	35°	22°	22°	35°	35°	35°
рутинная работа	•	•							•	•	•
тонкие срезы	○		○		•		•	•	○	○	○
мягкие ткани	•	○	○	○	○		•	•	•	•	•
твердые ткани	○	○	•	•	○				○	○	○
сложные ткани			•								
для криостата						•					
получение ленты	○	•			○			○	•	•	•
большие образцы									•	•	
«высокий» профиль											•
длина лезвия	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	120 мм	180 мм	80 мм
длина лезвия	50 шт	50 шт	50 шт	50 шт	50 шт	20 шт	50 шт	50 шт	20 шт	20 шт	50 шт

• - премиум ○ - база

Держатели для одноразовых микротомных лезвий Feather, Япония

Тип 130А



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Предназначен для криостатов, ротационных
и замораживающих микротомов.

Длина 130 мм, нержавеющая сталь

Тип 160



Предназначен для санных и ротационных
микротомов.

Длина 160 мм, нержавеющая сталь

Тип 160Е



Предназначен для санных микротомов,
возможность быстрой заменой лезвия.

Длина 160 мм, нержавеющая сталь

Держатели для одноразовых микротомных лезвий Feather, Япония

Тип 240D



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Предназначен для санных микротомов
с длинным держателем ножа, возможность
крепления длинных и коротких лезвий 2 зажимами.

Длина 240 мм, нержавеющая сталь

Тип 130C



Предназначен для криостатов.

Длина 130 мм, нержавеющая сталь

Тип 160C



Предназначен для криостатов.

Длина 160 мм, нержавеющая сталь

Инструменты для аутопсии Feather, Япония

F-80 mini



F-80 HL



Лезвия для обрезки



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Рукоятка для применения использованных одноразовых лезвий размером 80 мм как ножа для обрезки.

Расположение лезвия под углом 30 градусов

Рукоятка для применения использованных одноразовых лезвий низкого и высокого профилей длиной 80 мм.

Расположение лезвия по прямой

Для идеальной точной работы, не деформируют ткань при обрезке.

*Нержавеющая сталь, длиной 130 мм и 260 мм,
50 шт/уп*

Инструменты для аутопсии Feather, Япония

Лезвия для безопасной обрезки



Рукоятки к лезвиям для обрезки



- F-1326P, для лезвий безопасной обрезки, длиной 130 и 260 мм
- F-260P, для лезвий длиной 260 мм

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для идеальной точной работы, закрытая внешняя кромка лезвия, не деформируют ткань при обрезке.

Лезвие длиной 260 мм, нержавеющая сталь 10 шт/уп
Лезвие длиной 130 мм, нержавеющая сталь 10 шт/уп

Устойчивые к нагреву и воздействию химических препаратов.

Автоклавируемые

- F-130P, для лезвий длиной 130 мм
- F-80P, применяются для одноразовых микротомных лезвий

Инструменты для аутопсии Feather, Япония

Аутопсийные лезвия



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Высокая острота для качественной вырезки.

*Материал – нержавеющая сталь, длина лезвия
100, 170, 325 мм, 5 шт/уп*

Рукоятка для аутопсийных лезвий F-100



Быстрая и легкая смена аутопсийного лезвия
в процессе работы.

*Автоклавируемая, устойчивая к химическому
воздействию, легко моется*

Секционные лезвия



Сделаны из прочного металла, специально
для увеличения срока службы, длина лезвия 77 мм.

*Лезвие №61, широкое, 20 шт/уп
Лезвие №62, заостренное, узкое, 20 шт/уп*

Инструменты для аутопсии Feather, Япония

Рукоятка для секционных лезвий F-60



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ

Легко моется.

Автоклавируемая

Секционные ножницы №145



- Сменные лезвия для секционных ножниц острое/круглое, 1 пара
- Сменные лезвия для секционных ножниц круглое/круглое, 1 пара

Сменными лезвиями из нержавеющей стали.

Длина 155 мм

- Сменные лезвия для секционных ножниц острое/ острое, 1 пара