

ИФА-анализатор Rayto, Китай



	RT-2100C
Полуавтоматическая система	•
96-луночные планшеты, стрипы	•
Спектральный диапазон 340-850 нм	•
8-канальная оптическая система	•
Время измерения на одной длине волны, сек	5
Время измерения на двух длинах волн, сек	10
Диапазон измерения абсорбции, Abs	0-3,500
Точность установки длины волны, нм	+ 2
Цветной LCD-дисплей	•
Память: 10000 результатов, 500 методик, 100 пациентов	•