

КОАГУЛОМЕТРЫ

Компактные и простые в эксплуатации полуавтоматические коагулометры DIXION Realite позволяют быстро получить результат при использовании небольшого объема пробы 50 – 200 мкл. Это обеспечивает экономию реагента на один тест и снижает объем забираемой у пациента крови.

- Механический метод диагностики сгустка
- Автоматическое начало измерения
- Наличие предустановленных тестов



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Realite 1202	Realite 1204
Количество измерительных каналов	2	4
Объем пробы 50 – 200 мкл	•	•
Объем реагента 50 – 100 мкл	•	•
Количество позиций для инкубации реагентов	3	5
Количество позиций для инкубации проб	6	16
Результаты в секундах, %, INR, g/l, mg/dL	•	•
Вывод результатов на дисплей/на принтер	•	•