

Анестезиология и реанимация

Каталог медицинского
оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

Аппараты искусственной вентиляции легких	2
Наркозные аппараты	17
Компрессоры сжатого воздуха	27
Кислородные концентраторы	28
Дыхательные аппараты CPAP/BiPAP	29
Инфузионные насосы	30
Мониторинг пациента (мониторинг физиологических параметров)	34
Дефибрилляторы	41
Инкубаторы	43
Инкубаторы-трансформеры	48
Открытые реанимационные системы.....	50
Мобильный реанимационный комплекс	55
Кислородные смесители	56
Кислородные палатки	57
Мешки Амбу	58
Фототерапевтическое оборудование	59
Лампы «Лучистое тепло»	63
Система обогрева пациента	64
Вакуумные аспираторы	65
Анализатор газов крови и электролитов	70
Портативные лабораторные экспресс-анализаторы	71
Каталки для транспортировки и медицинские тележки	74
Функциональные кровати	75
Медицинские тележки и прикроватные тумбочки (медицинская мебель)	81
Видеоэндоскопы	83
Ларингоскопы и видеоэндоскопическая система	85
Стандарты оснащения	89

Аппараты ИВЛ eVent Medical, США

Универсальные аппараты с простым интерфейсом, экспертными функциями и надежностью для всех категорий пациентов: от недоношенных новорожденных до взрослых.



eVent 3e

Inspiration 7i

✓ Ключевые особенности:

- Исчерпывающий комплекс графиков и трендов
- Высокоточная работа триггеров
- Инвазивная и неинвазивная вентиляция во всех режимах
- Возможность подключения к центральной станции мониторинга за пациентами

⚙️ Функциональные возможности:

- Работа источников кислорода низкого давления
- Автоматический контроль
- Небулайзер (Smart Nebulizer™)
- Функция вдоха (Smart Sigh™)
- Выбор типа увлажнения
- Калькулятор идеальной массы тела (IBW)



Аппарат ИВЛ GE Healthcare, США

Интуитивный аппарат ИВЛ для ОРИТ, предлагающий комплексное решение в рамках стратегии защиты легких и характеризующийся простотой использования расширенных средств оценки состояния пациента.



Carescape R860

✓ Ключевые особенности:

- Возможность работы с предыдущим, текущим и будущим статусом пациента при проведении ИВЛ
- Нутритивная поддержка на основе принципов доказательной медицины
- Инструменты «протективной» вентиляции
- Интеграция газового модуля

⚙️ Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- Пневмопривод
- Измерения ФОЕ и SpiroDynamics
- Vent Calc – вентиляционный калькулятор
- SBT - оценка готовности к отлучению от ИВЛ
- Парамагнитный датчик кислорода



Аппарат ИВЛ
Löwenstein Medical, Германия

Педиатрический аппарат, который обеспечивает проведение длительной респираторной поддержки у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела, младенцев и детей весом до 30 кг.

✓ Ключевые особенности:

- Триггерная система компенсированного объема утечки
- Вентиляция с поддержкой давлением
- Встроенный высокочастотный модуль (опция)
- Автоматическая регулировка подачи кислорода в пределах определяемого доктором диапазона (опционально)



Leonie Plus

⚙️ Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- 12" цветной сенсорный дисплей
- Работа от аккумулятора до 200 мин
- Непрерывный мониторинг SpO₂ по технологии Masimo
- Тренды 72 ч
- Вентиляция детей и новорожденных от 500 гр



Аппараты ИВЛ
Löwenstein Medical, Германия

Универсальные аппараты ИВЛ с широким спектром возможностей, включающих инвазивные, неинвазивные и современные «гибридные» режимы вентиляции.

✓ Ключевые особенности:

- Подсказки по каждому режиму вентиляции, параметру или тревоге
- Отображение и напоминание интервалов замены расходных материалов
- Протокол отлучения и скрининг состояния пациента с рекомендациями по дальнейшему ведению респираторной поддержки
- 24 режима вентиляции, включая режим вентиляции при проведении СЛР и режим вентиляции с закрытым контуром – ALPV



Elisa-300



Elisa-500



Elisa 600



Elisa 800

Функциональные и технические возможности	Elisa 300	Elisa 500	Elisa 600	Elisa 800
Сенсорный дисплей	12,1	15	18,5	18,5
Ингаляционная седация в реанимации	•	•	•	•
Высокопоточная кислородная терапия – High Flow	•	•	•	•
Мониторинг и поддержание давления в эндотрахеальной манжете	○	•	•	•
Измерение транспульмонарного давления	○	○	○	○
Встроенный модуль Электро-Импедансной Томографии				•
○ - опция				

Аппараты ИВЛ
Dräger, Германия

Аппараты ИВЛ Savina сочетают простой и интуитивно понятный интерфейс с высоким качеством проведения искусственной вентиляции лёгких. Современная технология турбинного привода обеспечивает независимость от системы централизованного газоснабжения. Аппараты также чрезвычайно удобно использовать при внутрибольничной транспортировке пациентов на ИВЛ.

✓ Ключевые особенности:

- Большой диапазон настроек триггера и точные регулировки параметров вентиляции
- Для детей и взрослых
- Встроенная турбина с интенсивностью потока до 250 л/мин
- Два типа вентиляции
- Универсальный аппарат с удобным и легким управлением

Функциональные и технические возможности

	Savina 300 Select	Savina 300 Classic	Savina System
Электропривод	•	•	•
Категория пациентов	взрослые/ дети/ новорожденные	взрослые/ дети	взрослые/ дети
Неинвазивная вентиляция	•	•	•
Принудительная вентиляция	•	•	•
Вспомогательная вентиляция	•	•	•
Мониторинг CO ₂	○	○	

○ - опция

Savina 300 Select



Savina 300 Classic



Savina System

Аппарат ИВЛ
Dräger, Германия

Вентилятор экстра-класса с уникальными возможностями интеграции в систему Infinity® Acute Care System™, предназначенную для оптимальной организации лечебного процесса с учетом задач и проблем современного здравоохранения.

Evita Infinity V500



✓ Ключевые особенности:

- Внутрибольничная стандартизация с другим оборудованием
- Мобильный
- Концепция «свободного дыхания»
- Автоматическая динамическая компенсация утечек

⚙ Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- Электропривод
- Неинвазивная вентиляция
- Принудительная вентиляция
- Вспомогательная вентиляция
- Мониторинг CO₂



Аппарат ИВЛ Dräger, Германия

Evita V300 – масштабируемый многофункциональный аппарат, обеспечивающий высокое качество вентиляции. Для соответствия изменяющимся условиям повседневной работы клиники Dräger предлагает гибко настраиваемое оборудование с универсальными возможностями.



Evita V300

✓ Ключевые особенности:

- Для взрослых, детей и новорожденных
- Универсальный аппарат с удобным и легким управлением
- Кислородная терапия
- ПО для автоматизированного отлучения с оценкой спонтанного дыхания

⚙️ Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- Неинвазивная вентиляция
- Принудительная вентиляция
- Вспомогательная вентиляция
- Мониторинг CO₂

Аппараты ИВЛ Dräger, Германия

Аппараты ИВЛ Evita V600 и Evita V800 сочетают в себе высокоэффективную вентиляцию с эстетичным дизайном, обеспечивающим быструю и безопасную работу на каждом этапе.



Evita V600 и Evita V800

✓ Ключевые особенности:

- Подходит для вентиляции легких взрослым, детям и новорожденным
- 3 вида терапии: инвазивная вентиляция, неинвазивная вентиляция и O₂-терапия
- Продвинутый пользовательский интерфейс
- Можно использовать при транспортировке пациентов
- Запись и экспорт всей информации о пациенте

⚙️ Функциональные возможности:

- Сенсорный экран ёмкостного типа диагональю 15,6" (V600) и 18,3" (V800)
- Тип привода – пневматический
- Датчик кислорода – парамагнитный, не требует замены в течение всего срока эксплуатации
- Встроенное полное руководство по эксплуатации
- Система контекстных подсказок



Аппараты ИВЛ для новорожденных и детей Dräger, Германия

Аппараты Babylog нового поколения позволяют проводить вентиляцию легких новорожденным и детям. Персонализированный подход к ИВЛ в сочетании с разнообразием технологий значительно упрощает процесс принятия решений и улучшает исходы лечения.



Babylog VN600

Babylog VN800

✓ Ключевые особенности:

- 4 вида терапии: инвазивная вентиляция, неинвазивная вентиляция, O₂-терапия и высокочастотная осцилляторная ИВЛ (ВЧО-ИВЛ)
- Набор терапевтических инструментов для защиты мозга и легких у новорожденных на ИВЛ
- Обеспечение поддержки давлением соразмерно дыхательным усилиям ребенка

⚙️ Функциональные возможности:

- Сенсорный экран ёмкостного типа диагональю 15,6 (VN600) и 18,3 (VN800)
- Тип привода — пневматический
- Датчик кислорода — парамагнитный, не требует замены в течение всего срока эксплуатации
- 6 настраиваемых видов экрана
- Для поддержки высокопоточной O₂-терапии обеспечивает поток до 30 л/мин для детей и до 15 л/мин для новорожденных



Аппарат ИВЛ Dixion, Россия

Оптимальное соотношение цены и качества, широкий выбор режимов и низкая стоимость обслуживания делают аппарат доступным и функциональным.



Aeros 4500

✓ Ключевые особенности:

- Пневмопривод с электронным управлением
- Простота эксплуатации
- Активный клапан выдоха, гарантирующий синхронизацию между пациентом и аппаратом
- Съёмный экран для размещения на подвеске

⚙️ Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети
- 12,1-дюймовый сенсорный дисплей
- Автоклавируемый клапан выдоха со встроенным датчиком потока
- Синхронизация с небулайзером
- Поддержка аспирации
- Компенсация утечек



Аппарат ИВЛ Dixion, Китай

Компактный аппарат ИВЛ с бесшумной турбиной, уникальным клапаном выдоха, усовершенствованной системой чувствительных триггеров и интуитивным интерфейсом обеспечит комфортную работу врачу практически в любой клинической ситуации.



Aeros 4700

✓ Ключевые особенности:

- Не требует компрессора для работы
- Аккумулятор большой емкости
- Расположение дисплея ИВЛ: на тележке, на кровати, на стене
- Автоклавируемый клапан выдоха с подогревом
- Доступен апгрейд программного обеспечения через USB порт

⚙️ Функциональные возможности:

- Для взрослых и детей
- Цветной сенсорный дисплей 12,1"
- Полный набор режимов для реанимации, включая BIVENT и PRVC
- Инвазивные и неинвазивные режимы вентиляции, встроенный датчик потока
- Система компенсации утечек
- Капнография (опция)



Аппарат ИВЛ Dräger, Германия

Новый уровень искусственной вентиляции при транспортировке больных. Обладая такими высокоэффективными функциями, как AutoFlow, встроенная капнография и неинвазивная вентиляция, компактный и мощный аппарат Oxylog 3000 plus позволяет оказывать помощь пациентам при их транспортировке, получая информацию об эффективности вентиляции.



Oxylog 3000 Plus

✓ Ключевые особенности:

- Встроенная капнография
- Экспорт данных в реальном времени
- Полный набор режимов вентиляции с контролем по объему и давлению
- Интуитивно понятный интерфейс

⚙️ Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети
- Минимальный дыхательный объем 50 мл
- Наличие таких режимов, как PC-BIPAP, VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP, вентиляции при апноэ и NIV
- Поддержка самостоятельного дыхания
- Автоматическая компенсация высоты над уровнем моря (BTPS)



Транспортный аппарат ИВЛ Dixion, Россия

Компактный дизайн, удобное расположение органов управления и экран для мониторингирования параметров дыхания делают аппарат незаменимым при использовании для транспортировки пациентов в машинах «скорой помощи» и медицинской авиации.



Aeros 4300

✓ Ключевые особенности:

- Питание от бортовой сети и встроенного аккумулятора
- Газоснабжение от переносного баллона или от централизованной разводки
- Малые габариты и вес, удобные для транспортировки
- Газовый баллон в стандартной комплектации

⚙️ Функциональные возможности:

- Триггер по давлению
- Встроенный монитор дыхательных функций
- Режим принудительной вентиляции
- Режим синхронизированной перемежающейся вентиляции
- Режим спонтанного дыхания
- Функция вдоха



Портативный аппарат ИВЛ Magnamed, Бразилия

Аппарат ИВЛ Охумаг для неотложных состояний и транспорта, включая автомобиль и вертолет, используется для поддержания вентиляции легких у пациентов при оказании неотложной помощи, транспортировке или в условиях чрезвычайных ситуаций.



Oxymag

✓ Ключевые особенности:

- Интеллектуальная система сигнализации о тревогах
- Полноценный монитор вентиляции лёгких с графиками и числовыми значениями
- Удобный интерфейс
- Подходит для всех групп пациентов, в том числе новорожденных массой тела от 500 г
- Функция «Удаленный помощник»
- Лёгкий и компактный

⚙️ Функциональные возможности:

- Вес (без тележки): 3 кг
- Время работы от батареи: 6,5 часов
- Привод пневматический: сжатый кислород с давлением 4-10 бар
- Дисплей TFT, цветной 5,7" с Touch Screen
- Триггер по потоку и по давлению
- Дыхательный объем: от 20 до 2500 мл
- Капнография и оксиметрия (опция)



Высокочастотный струйный аппарат ИВЛ
Carl Reiner, Австрия

Аппарат ИВЛ с режимами: нормальночастотной, высокочастотной вентиляции и их сочетания. Режим сочетанной вентиляции оказывает высокоэффективную оксигенацию и активную элиминацию CO₂.



TwinStream

Ключевые особенности:

- Модульность конструкции и возможность выбора опций под конкретные клинические задачи каждой клиники
- Возможность применения для всех возрастных категорий пациентов
- Безопасное применение лазера при ларингоскопических и бронхоскопических вмешательствах

Функциональные возможности:

- Методы вентиляции:
 - Ларингоскопия – хирургия гортани
 - Бронхоскопия – ригидная и гибкая
 - Торакальная хирургия – односторонняя и катетерная вентиляция (1,2,3,4-просветные катетеры)
 - Интенсивная терапия и реанимация
- Стационарный тип аппарата
- Частота дыхания до 1500 цикл/мин



Наркозные аппараты
Dixion, Россия

Оптимальные по цене и качеству наркозно-дыхательные аппараты для детей от 3,5 кг и взрослых.



Practice 3000



Practice 3100



Practice 3700

Ключевые особенности:

- Компактный абсорбер с малым сопротивлением потоку
- Низкий уровень шума аппарата
- Высокая надежность и точность измерений
- Дыхательная система из алюминиевого сплава, легко снимается и очищается, полностью автоклавируется

Функциональные и технические возможности	Practice 3000	Practice 3100	Practice 3700
Количество анестезиологических газов	2	3	3
Диагональ встроенного сенсорного дисплея, дюймы	8,4	8,4	10,4
Графики	давление-время, поток-время + объем-время		
Подогрев дыхательной смеси			•
Капнометрия или газоанализ	○	○	○
Активная система эвакуации отработанных газов	○	○	○
Монитор оценки глубины анестезии	○	○	○

○ - опция

Наркозные аппараты
GE Healthcare, США

Надежное и мобильное оборудование для проведения ингаляционного наркоза, оснащенное экспертными опциями и позволяющее облегчить ежедневную работу и быть готовым к внештатным ситуациям.

✓ Ключевые особенности:

- Для всех категорий пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- Интуитивно понятный интерфейс с навигацией
- Компактная дыхательная система CBS
- Простота эксплуатации в ежедневной работе



Carestation 750



Carestation 620



Carestation 650

Функциональные и технические возможности	Carestation 620	Carestation 650	Carestation 750
Графики и числовые значения мониторинга	•	•	•
Встроенный газоанализ sCAIO	○	•	•
Низкопоточная анестезия	•	•	•
Автоматизированный маневр раскрытия альвеол		•	•
Функция Cardiac ByPass	•	•	•
EcoFlow		○	•

○ - опция

Наркозный аппарат
GE Healthcare, США

Технологически сложная цифровая анестезиологическая система, которая является одновременно клинически развитой и интуитивно понятной для пользователей и максимально безопасной для пациентов.

✓ Ключевые особенности:

- O₂, N₂O, Air, электронный смеситель
- Электронные флоуметры
- Обеспечение возможности проведения низкопоточной анестезии и снижения расхода летучих анестетиков
- Система позволяет достичь необходимой концентрации анестетика на 79% быстрее в сравнении с аналогичными станциями
- Простое управление одним нажатием потоками газа, введением анестетика и ИВЛ



Aisys CS2

⚙ Функциональные возможности:

- 15-дюймовый сенсорный экран
- Наличие графиков и числовых значений мониторинга
- Встроенный газоанализ sCAIO
- Функция EcoFlow
- Автоматизированный и ручной маневры раскрытия альвеол
- Электрические испарители инжекторного типа
- Интегрированный бронхоотсос
- EndTidal Control – инновационный автоматический режим работы



Наркозные аппараты Dräger, Германия

Полный набор клинических характеристик и проверенное качество вентиляции делают Atlan идеальным наркозным аппаратом для любых пациентов и любых хирургических процедур. Конструкция платформы обеспечивает максимальную гибкость для большинства вариантов пространственной компоновки.



Atlan A300 / A300 XL

✓ Ключевые особенности:

- Механический смеситель
- Для взрослых пациентов
- Подогрев дыхательной смеси
- Стартовые настройки ИВЛ
- Автоматическое самотестирование
- Разборка дыхательной системы без инструментов

⚙️ Функциональные возможности:

- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Проведение низкпоточной анестезии
- Испарение Галотана, Изофлюрана, Севофлюрана, Дезфлюрана
- Анализ анестетиков
- Анализ анастетиков



Наркозные аппараты Dräger, Германия

Atlan – это универсальный наркозный аппарат для любых пациентов, процедур и помещений. Аппарат настраивается под конкретные потребности клиницистов, а также оказывает большую помощь в быстром принятии обоснованных решений.



Atlan A350 / A350 XL

✓ Ключевые особенности:

- Электронный смеситель
- Для взрослых, детей и новорожденных
- Органично встраиваются в любую существующую IT-систему клиники
- Протективная вентиляция легких
- Легкая очистка и дезинфекция
- Консольное/настенное размещение (A300/A350)

⚙️ Функциональные возможности:

- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Проведение низкпоточной анестезии
- Бронхоотсос
- Электронные ротаметры
- Встроенный газоанализатор
- Неонатальная опция



Наркозный аппарат Dräger, Германия

Объединяет проверенные технологии вентиляции с последними достижениями эргономики благодаря внедрению передовой анестезиологической платформы, разработанной совместно с мировыми экспертами для усовершенствования вашего рабочего процесса анестезии.



Perseus A500

✓ Ключевые особенности:

- Графический пользовательский интерфейс
- Продвинутая экономичная технология вентиляции
- ID-принадлежности на основе радиочастотной идентификации
- Автоматическая самодиагностика с контролем по времени
- Прогнозирование концентраций летучих анестетиков на вдохе и выдохе

⚙️ Функциональные возможности:

- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Проведение низкотоковой анестезии
- Прогноз уровня кислорода и анестетика (опция)
- Подогрев дыхательной смеси

Наркозный аппарат Dräger, Германия

Функции защитной вентиляции легких, экономичная технология подачи газа, инструменты поддержки принятия решений и комплексный мониторинг. Аппарат Zeus IE позволяет улучшить клинические результаты, эффективность рабочего процесса и снизить затраты на протяжении всего процесса наркоза.



Zeus Infinity Empowered

✓ Ключевые особенности:

- Экономичная подача газа и наркоз с количественным контролем
- Турбинный привод вентиляции
- Применение защитной вентиляции легких
- Оптимизированное введение лекарств
- Эффективная организация рабочего места

⚙️ Функциональные возможности:

- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Проведение низкотоковой анестезии
- Внутренняя анестезия
- Автоконтроль концентрации анестетиков



Наркозный аппарат Dräger, Германия

Fabius plus XL сочетает надежность немецкого инженерного мастерства с высокоэффективными режимами вентиляции. Масштабируемая концепция дизайна аппарата дает возможность подобрать качественную, необходимую сегодня версию рабочей станции, с расчетом на будущие потребности.



Fabius Plus XL

✓ Ключевые особенности:

- 10,5" цветной дисплей с широким углом обзора
- Улучшенная эргономичность: рельсы для дополнительного оборудования, тележка, встроенные электророзетки
- Гибкое модульное расширение
- Три больших выдвижных ящика

⚙️ Функциональные возможности:

- Электропривод
- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Проведение низкпоточной анестезии
- Анализ анестетиков

Наркозный аппарат Dräger, Германия

Наркозный аппарат Fabius MRI разработан специально для применения в условиях магнитных полей. Надежная вентиляция с системами для МРТ, использующими 1,5 и 3 Тл.



Fabius MRI

✓ Ключевые особенности:

- Вентилятор с электронным управлением
- Широкий диапазон режимов терапии
- Компактный дизайн, продуманная эргономика
- Хорошо заметная сигнализация
- Стандартная концепция рабочего процесса

⚙️ Функциональные возможности:

- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Вентиляция с управлением по давлению и объему
- Ручная вентиляция, режим спонтанного дыхания



Наркозный аппарат
Löwenstein Medical, Германия

Современная рабочая станция экспертного класса для проведения анестезии у взрослых, детей и новорожденных, оснащенная точным электронным газовым смесителем с широким диапазоном скорости потока.



Leon Plus

✓ Ключевые особенности:

- Анестезия минимальными потоками
- Электронные ротаметры
- Парамагнитный датчик кислорода
- Бронхоотсос в стандартной комплектации

⚙️ Функциональные возможности:

- 15" цветной сенсорный дисплей
- Дыхательный объем от 3 мл
- Пневматический привод
- Электронный смеситель газов, с диапазоном потоков от 200 мл/мин до 18 л/мин
- Просмотр до 4-х кривых в реальном времени

Компрессоры сжатого воздуха
Dixon
Remeza, Беларусь

Компрессор для обеспечения сжатым воздухом наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов ИВЛ. Также можно использовать отдельно в качестве дополнительного устройства подачи газа.



Dixon



KM-24.OLD10KM
Remeza

✓ Ключевые особенности:

- Рассчитан на долговременную работу
- Шумоизоляционный корпус на колесах с тормозами
- Встроенная система охлаждения и контроль очистки воздуха
- Световые индикаторы, отображающие нормальную работу компрессора и перегрев

Функциональные и технические возможности

	Dixon	KM-24.OLD10KM
Фильтр 5μ	•	•
Режим работы	непрерывный	непрерывный
Таймер	•	•
Ресивер, л		24
Срок службы, часы	не менее 8000	не менее 8000
Производительность, л/мин	40	60

Кислородные концентраторы Tekomax, Белоруссия

Кислородные концентраторы для снабжения кислородом/сжатым воздухом наркозные аппараты, аппараты ИВЛ в медицинских учреждениях, машинах скорой помощи, реанимобилях, полевых госпиталях.

- ✓ **Ключевые особенности:**
- Обеспечивают необходимый поток кислорода для наркозного аппарата или ИВЛ
 - Предназначены для установки в медучреждениях без централизованной подачи газов
 - Низкий уровень шума
 - Минимальные затраты на техническое обслуживание
 - Постоянное рабочее давление 5 бар



KC MO2-20



KC MO2-10+Air



KC MO2-10 TR



KC MSO2-20

Функциональные и технические возможности	KC MO2-20	KC MO2-10+Air	KC MO2-10TR	KC MSO2-20
Поток сжатого воздуха, л/мин	50			
Поток кислорода, л/мин	2-20	2-10	2-10	2-20
Концентрация кислорода, %	93±3	93±3	93±3	93±3
Давление на выходе, бар (±3%)	5	5	5	5
Требования к сети, 5	230 В ± 10%,	230 В ± 10%,	230 В ± 10%,	230 В ± 10%,
Давление на выходе, б	50 Гц ± 2%	50 Гц ± 2%	50 Гц ± 2%	50 Гц ± 2%
Максимальный стартовый ток, А	8	8	8	8
Максимальная мощность, Вт	1560	1560	1100	1750
Уровень шума, дБ	≤60	≤60	≤60	≤60
Размеры, мм	950×650×660	950×650×660	850x410x310	1100x755x725
Вес, кг	100	100	48	130
Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 40	от 5 до 40	от 5 до 40	от 5 до 40

Дыхательные аппараты CPAP/BiPAP Resvent, Китай

Умный, тихий, удобный аппарат для использования в составе комплексного лечения дыхательной недостаточности легкой степени тяжести, легкой или тяжелой форм обструктивного апноэ сна, хронической обструктивной болезни легких, различных нейромышечных заболеваний и других заболеваний, требующих аппаратной дыхательной поддержки.

- ✓ **Ключевые особенности:**
- Встроенный интеллектуальный увлажнитель
 - Инновационный, компактный и эргономичный дизайн
 - IPR – Интеллектуальный Сброс Давления
 - Matrix – бесплатное приложение для управления



iBreeze CPAP/ BiPAP device



Функциональные и технические возможности	iBreeze CPAP	iBreeze BiPAP
Функция постепенного увеличения давления AutoRAMP		•
Распознавание самостоятельных вдохов пациента		•
Компенсация утечек	•	•
Степень защиты от проникновения влаги IP22	•	•
Сброс давления на выдохе	•	•

Инфузионные шприцевые насосы
Dixion, Россия

Надежные, точные, проверенные временем приборы, подходящие для любых задач, отделений и пациентов. Программа экспорта данных импортирует на ПК сведения о времени, объеме, скорости вливаний, характерах и времени ошибок.

- ✓ **Ключевые особенности:**
- Работа с любыми шприцами
 - Скорость от 0,01 мл/ч
 - Программа с расчетом веса пациента
 - Сохранение и вывод в программе графических и табличных трендов по каждому вливанию



Instilar 1438



Instilar 1428

Функциональные и технические возможности	Instilar 1438	Instilar 1428
Количество каналов	1	2
Объединение до 4-х насосов в единую систему	•	
Калибровка под шприцы любых брендов	•	•
Программа для анестезиолога	•	•
Подходит для новорожденных	•	•

Инфузионные волюметрические насосы
Dixion, Россия

Насосы высокой точности для проведения инфузионной терапии, парентерального/энтерального питания, введения онкопрепаратов.



Instilar 1486

- ✓ **Ключевые особенности:**
- Инфузия в реальном времени
 - Автоматическое отключение питания
 - Сигналы тревог
 - Запись истории



Instilar 1487



Instilar 1488

Функциональные и технические возможности	Instilar 1486	Instilar 1487	Instilar 1488
Инфузионная терапия	•		•
Энтеральное питание	•	•	•
Калибровка под любые инф. системы	•	•	•
Встроенный обогреватель	•	•	
Датчик капель	•		•

Инфузионные и волюметрические насосы Beyond, Китай

Легкие и небольшие насосы из высококачественного материала (PBT). Конструктивные особенности корпусов позволяют надежно и безопасно комбинировать шприцевые и волюметрические насосы.



Sunfusion Anim-5



Sunfusion Anim-8

✓ Ключевые особенности:

- Удобство дезинфекции и обработки
- Интуитивно понятный интерфейс, простой в управлении
- «Умная» система тревог
- Сохранение истории записей (до 2000)
- Наличие ночного режима
- До 11 уровней настройки времени отключения
- Двойной ЦПУ

⚙️ Функциональные возможности:

- Сенсорный дисплей 3,5 дюйма
- Габариты Д*Ш*В, мм: 300*180*90
- Число уровней окклюзии: 13
- Объем используемых шприцов (Anim-5): 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл
- Объем используемых инфузионных наборов (Anim-8): 1 мл/15кап, 1 мл/19 кап, 1 мл/20 кап, 1 мл/60кап

Система управления инфузионными и шприцевыми насосами Beyond, Китай

Эргономичная система управления инфузионными и шприцевыми насосами



Sunfusion FS3

✓ Ключевые особенности:

- Управление информацией
- Настройка системных параметров с помощью док-станции
- Несколько портов для передачи данных
- Сбор и анализ данных
- Автоматическое переключение между дневным и ночным режимами
- Управление хранилищем инфузионных препаратов




Мониторы пациенты
Dixon, Россия

Проверенные временем надежные приборы для слежения за состоянием пациента в различных отделениях лечебного учреждения.

✓ Ключевые особенности:

- Беспроводное и проводное подключение к станции мониторингования
- Синхронизация с дефибриллятором, перезаряжаемая батарея
- Гарантия 24 месяца



Storm 5800



Storm 5500



Storm 5900

Функциональные и технические возможности	Storm 5900	Storm 5500	Storm 5800
Диагональ дисплея, дюймы	10,4	8,4	15
Количество графических трендов, ч	96	120	120
Количество тревожных событий	60	70	70
Количество отображаемых кривых	9	11	13
Стандартные 5 параметров	•	•	•
ИАД, капнометрия	○	○	○
Сердечный выброс, мультигаз, анализ ЭКГ по 12 отведениям			○
Встроенное крепление на кровать		•	


○ - опция

Мониторы пациента
GE Healthcare, США

Простые, универсальные и надежные мониторы пациента: достоверность параметров, которым вы можете доверять при принятии клинических решений.

✓ Ключевые особенности:

- Портативный мониторинг с несколькими параметрами, включая сигналы тревоги и точки физиологических данных для взрослых и детей
- Используются в качестве автономного или подключенного к сети устройства и обеспечивают дополнительную универсальность, которая необходима в процессе ухода



B155



B105



B125

Функциональные и технические возможности	B105	B125	B155
Диагональ сенсорного дисплея, дюймы	10,1	12,1	15,6
Дублирующий дисплей	•		•
Количество графических трендов, ч	168	168	168
ИАД, сердечный выброс, капнометрия, мультигаз	○	○	○
ЭКГ 3/5 каналов, SpO ₂	•		
Комплектации	без модулей, E-miniC, Entropy, E-sCO, E-sCAiO, E-COP, E-NMT, комплект аксессуаров		
Габаритные размеры, мм	275 x 265 x 175	280 x 312 x 175	305 x 405 x 175
Масса, кг	3,8	4,2	5,2

○ - опция

Мониторы пациенты GE Healthcare, США

Гибкость и расширенные возможности мониторов серии Carescape помогут обеспечить наивысший уровень медицинского обслуживания и оптимизировать рабочие процессы без рисков для ваших долгосрочных вложений.

-  **Ключевые особенности:**
- Высокоточная визуализация данных пациента в реальном времени
 - Параметры программного обеспечения для операционных отвечают конкретным потребностям мониторинга
 - Возможность наращивания аппаратного обеспечения с помощью модулей параметров и различных вариантов крепления корпуса



Carescape B850



Carescape B650

Carescape B450

Функциональные и технические возможности	Carescape B850	Carescape B650	Carescape B450
Диагональ сенсорного дисплея, дюймы	19	15	12
Максимальное количество отображений	14	14	6
SpO ₂ , 2 канала температуры, ЭКГ 12 каналов, стандартные 5 параметров	•		
ИАД, сердечный выброс, капнометрия, мультигаз	○	○	○
Количество графических трендов, ч	72	72	72
Дополнительное количество слотов	5/7	2	1
Модульная конструкция	•		
○ - опция			

Мониторы пациенты Dräger, Германия

Мониторы серии Vista 120 и Vista 120 S разработаны для решения клинических задач в рамках имеющегося бюджета, позволяя обеспечивать эффективный и высококачественный уход за пациентами.

-  **Ключевые особенности:**
- Расширенные возможности визуализации клинических данных, тренды и возможности подключения
 - Предназначен для транспортировки



Система центрального мониторинга Vista 120



Vista 120



Vista 120 S

Функциональные и технические возможности	Vista 120	Vista 120 S
Отображение данных от газовых анализаторов Scio Four	•	•
Тренды 240 часов	•	
Тренды 120 часов		•
Крепление на кровать пациента		•
Отбор пробы для определения концентрации CO ₂ в конце выдоха		•
Беспроводной мониторинг во время транспортировки		•
Технология биспектрального индекса	•	
Подключение к ЦСМ до 64 мониторов	•	

Портативный монитор витальных функций пациента
Dixion, Россия

Уникальные комбинированные транспортные мониторы с мультипараметрическим блоком измерения.



Storm DS2



Storm D1

✓ Ключевые особенности:

- Современный и эргономичный дизайн
- Удобное расположение кнопок управления позволяет быстро перемещаться по меню и настройкам

Функциональные возможности	Storm D1	Storm DS2
Дисплей, дюймы	2,8	7
Стандартные параметры	EtCO ₂ и кривые, ЧД или НИАД, SpO ₂ , ЧСС	НИАД, SpO ₂ , ЧСС
Опции	SpO ₂ , ЧП	SpO ₂ Nellcor, SpO ₂ Masimo, EtCO ₂ и мультигаз
Встроенный гироскоп	•	
Аудиовизуальная система тревог	•	•
Автономная перезаряжаемая батарея	•	•

Модульный монитор
Dixion, Россия

Модульный монитор данной серии был разработан с учетом повседневных клинических требований и легко интегрируются в работу больницы. Благодаря легкому весу и модульной конструкции он является лучшим выбором для отделений интенсивной терапии.



Storm DS5

✓ Ключевые особенности:

- Возможность подключения дополнительного внешнего дисплея
- Доступ к функциям в одно касание с возможностью настройки значения клавиш
- Модульная конструкция plug-and-play позволяет собирать необходимые модули измеряемых параметров в одну систему, а также докупать и варьировать их в зависимости от нужд больниц

⚙ Функциональные возможности:

- Диагональ сенсорного дисплея: 12,1'
- Стандартные 5 параметров: анализ аритмий, ST-сегмента по всем отведениям, SpO₂, плетизмограмма, ЧП, ЭКГ, температура
- Опционально: ЭКГ 12 каналов, ИАД., капнометрия, Nellcor/Masimo, SpO₂, сердечный выброс, неинвазивная ЭКГ
- Опционально: мультигазовый блок, ЭЭГ, модуль глубины анестезии
- Количество слотов: 2

Пульсоксиметры
Dixon, Россия

Точные пульсоксиметры для контроля уровня насыщения кислородом крови у пациентов разного возраста с возможностью измерения ЭКГ.



ДС1



Storm 5000/H100B

✓ Ключевые особенности:

- Подходят для взрослых, детей и новорожденных
- LCD дисплей с подсветкой
- Отображение графической и цифровой (%) составляющей SpO₂

Функциональные и технические возможности	ДС1, Россия	Storm 5000/H100B, Китай
Подключение разных типов датчиков	•	•
Подключение к ПК	•	•
Большой цветной дисплей, дюймы	2,4 цветной	•
Измерение ЭКГ и блок SpO ₂ Nellcor	○	

○ - опция

Дефибрилляторы
Dixon, Южная Корея

Созданы с использованием передовых технологий для обеспечения наиболее быстрой реанимации и удобства применения в самых экстренных ситуациях.



HD - 1



Heart PAD

✓ Ключевые особенности:

- Предустановленные электроды
- Влагостойкость
- Пошаговая инструкция при выполнении дефибрилляции, текстовые и голосовые подсказки
- Возможность передачи и анализа событий при помощи специального ПО

Функциональные и технические возможности	HD -1	Heart PAD
Режим работы	Полуавтоматический, ручной	Полуавтоматический
Усеченная экспоненциальная бифазная форма импульса	•	•
Энергия max, Дж	200	150
Количество дефибрилляций	100 (200 Дж)	200 (150 Дж)
Тип электродов	Многоразовые/одноразовые	Одноразовые
Отображение информации	Цветной LCD экран	Дисплей статусов

Дефибрилляторы
Metrax, Германия

Бескомпромиссный выбор в экстренной ситуации. Профессиональные дефибрилляторы для неотложной медицинской помощи.

- ✓ **Ключевые особенности:**
- Прекрасная репутация во всех странах мира
 - Многолетний опыт
 - Высокое качество



Primedic Defi B



Primedic HeartSave 6

Функциональные и технические возможности	Primedic Defi B	Primedic HeartSave 6
Режим работы	Ручной	Полуавтоматический\ ручной
Монофазный демпфированный синусоидальный импульс	•	Бифазный импульс со стабилизацией тока
Бифазный импульс со стабилизацией тока		•
Энергия max , Дж	360	360
Количество дефибрилляций	45 (360 Дж)	100 (360 Дж)
Тип электродов	Многоразовые	Одноразовые
Отображение информации	Индикаторы	LCD дисплей

Инкубатор
Dixion, Россия

Скоро в продаже


Бэбигард-1122 – это комплексное решение для отделений интенсивной терапии новорожденных. Прибор, сочетающий в себе функционал инкубатора с передовыми возможностями и монитор витальных функций новорожденного.



Бэбигард-1122

- ✓ **Ключевые особенности**
- Внешний сенсорный TFT-экран 12" с регулируемым углом обзора 360°
 - Режим «родитель-ребенок»: не требуется отсоединять датчики, чтобы взять новорожденного на руки
 - Видеокамера для наблюдения за младенцем
 - Уровень шума в инкубаторе менее 45 дБ
 - Система демпфирования боковых стенок плавно опускает стенки вниз

- ⚙ **Функциональные возможности**
- Сервоконтроль Т тела, воздуха и влажности
 - Встроенный держатель рентген-кассеты
 - Контроль кислорода (сервоконтроль – опция)
 - Встроенные весы (опция)
 - Мониторинг SPO2 (опция)
 - Мониторинг : ЭКГ, НИАД, CO2, мониторинг Гемоглобина (опция)
 - Датчик Апноэ (опция)
 - Покрывало (опция)



Инкубатор
Dixion, Россия

Функциональный инкубатор интенсивной терапии, предназначенный для поддержания температуры тела новорожденных и необходимой влажности воздуха, лечения гипоксии у детей рожденных раньше срока и у доношенных с пневмопатиями, гипоксическими поражениями ЦНС.



Бэбигард-1120

✓ Ключевые особенности

- ЖК-дисплей
- Тревоги по всем параметрам и сбоям работы микропроцессора и вентилятора
- Рабочая камера с двойными боковыми стенками и воздушной завесой
- Широкий матрасик с плавной регулировкой угла наклона (положение Тренделенбурга/Фоулера)
- Три ящика, выдвигающиеся в обе стороны

⚙️ Функциональные возможности

- Сервоконтроль Т воздуха, кожи
- Сервоконтроль влажности
- Контроль кислорода (сервоконтроль - опция)
- Встроенные весы (опция)
- Тренды по всем параметрам за 24 часа
- Лоток для рентген-кассеты
- Ложе выдвигается для легкого доступа к ребенку



Инкубаторы
Dixion, Россия

Бэбигард-1101 - базовый инкубатор для обогрева младенца. Идеальный выбор при оснащении фельдшерско-акушерских пунктов и небольших больниц.

Бэбигард-1103, 1107 – стандартный инкубатор для новорожденных.



Бэбигард-1107

✓ Ключевые особенности

- Специальная система циркуляции воздуха внутри кювета, минимизирующая потоки внутри камеры
- Рабочая поверхность с плавной регулировкой угла наклона
- Тепловая завеса при открытии дверцы
- Тревожная сигнализация по всем основным параметрам
- Индикаторы



Бэбигард-1101



Бэбигард-1103

Технические возможности	Бэбигард-1101	Бэбигард-1103	Бэбигард-1107
Сервоконтроль Т воздуха, кожи	•	•	•
Увлажнитель	•	•	•
Контроль влажности		Пассивный	Сервоконтроль
Контроль кислорода			•
Сервоконтроль кислорода			○
Встроенные весы		○	○
○ - опция			

Инкубатор
GE Healthcare, США

Представляет собой ультрасовременную среду для новорожденных, которая обеспечивает естественное спокойное лечение и при этом укрепляет отношения между семьей и новорожденными, позволяя родственникам присутствовать на всех этапах терапии.

✓ Ключевые особенности

- Улучшенный пользовательский интерфейс и система управления сигналами тревоги
- Защита от инфекций, бесконтактное отключение сигнала тревоги
- Каскадная система контроля увеличения температуры
- Вращающийся на 360° матрас

⚙️ Функциональные возможности

- Сервоконтроль Т воздуха, кожи
- Увлажнитель
- Контроль кислорода
- Сервоконтроль кислорода (опция)
- Встроенные весы (опция)
- Сенсорный дисплей 10,4"



Giraffe INC

Инкубаторы
Dräger, Германия

Новый стандарт терморегуляции с большим количеством функций для создания стабильной и комфортной среды вокруг малыша. Инкубатор непрерывно контролирует центральную и периферическую температуру тела новорождённого.

✓ Ключевые особенности

- Контроль трендов, развитая система тревог
- Регулировка наклона матраса
- Двойные боковые стенки с воздушной завесой и дополнительная система терморегуляции
- Контакт с родителями в режиме «кенгуру» (8000 plus)
- Возможность выхаживания близнецов



Isolette 8000 plus



Isolette C2000

Технические возможности	Isolette C2000	Isolette 8000 plus
Сервоконтроль Т воздуха, кожи	•	•
Увлажнитель	Пассивный/Сервоконтроль	Пассивный/Сервоконтроль
Контроль кислорода	•	•
Сервоконтроль кислорода	○	○
LCD-дисплей		•
Встроенные весы	○	○
○ - опция		

Инкубатор-трансформер Dräger, Германия

Кювез надежно защищает малышей, обеспечивая им условия для роста и развития, а также упрощает рабочие процессы в отделениях за счет быстрого и удобного доступа к ребенку.



Babyleo TN500

✓ Ключевые особенности

- Терморегуляция – 3 источника обогрева
- Предотвращение образования конденсата
- Инфекционная безопасность младенца
- Переход из режима обогрева в открытый за 2 сек.
- Электропривод изменения высоты и регулировки наклона и подъема лежа

⚙️ Функциональные возможности

- Сервоконтроль Т воздуха, кожи
- Контроль кислорода
- Сервоконтроль кислорода
- Сервоконтроль влажности (до 99%)
- Встроенные весы (опция)
- Фототерапия (опция)
- Система управления тревогами



Инкубатор-трансформер GE Healthcare, США

Система удовлетворяет постоянно меняющимся потребностям ОРИТН, обеспечивая среду с постоянным контролем температуры, обогрев во время перемещения, свободный доступ к пациенту и возможности визуального контроля.



Giraffe Omnibed Carestation

✓ Ключевые особенности

- Запатентованная вращающаяся конструкция матрасика с углом поворота 360°
- Защита от инфекций, бесконтактное отключение сигнала тревоги
- Воздушный занавес
- Подъем колпака одним касанием
- Запись трендов до 96 часов

⚙️ Функциональные возможности

- Сервоконтроль Т воздуха, кожи
- Контроль кислорода
- Сервоконтроль кислорода (опция)
- Сервоконтроль влажности
- Встроенные весы (опция)
- Фототерапия (опция)
- Мониторинг новорожденного, измерение ЧСС



Реанимационные системы
Dixion, Россия

Скоро в продаже

Новые модели открытых реанимационных систем экспертного уровня со встроенным реанимационным блоком и возможностью мониторинга витальных функций необходимы для отделений интенсивной терапии новорожденных. Большой выбор опций позволяет комплектовать систему под любую задачу.

✓ Ключевые особенности

- Большой цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Откидывающиеся стенки с доводчиками
- Бесконтактное управление системой тревог
- Плавная регулировка угла наклона лежа
- Видеокамера и внешняя смотровая лампа
- Нижний обогрев (Бэбигард-1146)
- Апгар-таймер и CPR-таймер
- Электронная регулировка наклона лежа

Функциональные возможности

	Бэбигард-1143	Бэбигард-1146
Фототерапия	○	•
Мониторинг SpO2	○	○
Мониторинг уровня гемоглобина		○
Мониторинг ЭКГ, НИАД, CO2		○
Мониторинг асфиксии		○
Реанимационный блок	○	•
Встроенные весы	○	○

○ - опция



Бэбигард-1146



Бэбигард-1143

Реанимационная система
Dixion, Россия

Надежное и функциональное оборудование для обогрева младенца, обследования, проведения реанимационных мероприятий и контроля новорожденных детей. Идеальное соотношение цена-качество.



Бэбигард-1145

✓ Ключевые особенности

- Дисплей
- Апгар-таймер
- Полки для вспомогательного оборудования
- Полностью откидывающиеся стенки
- Обогрев лежа сверху и снизу: источник лучистого тепла с возможностью поворота в двух плоскостях и обогрев лежа
- Гелиевый противопролежневый матрас

⚙ Функциональные возможности

- Сервоконтроль Т кожи
- Нижний подогрев и обогреватель «лучистое тепло» (зависит от комплекта)
- Светодиодная фототерапия
- 2 датчика температуры тела
- 2 режима подсветки – дневная и ночная
- Подача кислорода (опция)
- Графические тренды до 48 часов
- Весы (опция)



Реанимационные системы
Dixon, Россия

Золотой стандарт качества для базовых открытых реанимационных систем: надежное, функциональное и удобное в работе оборудование.

✓ Ключевые особенности

- Возможность подключения кислородного смесителя
- Полки для дополнительного оборудования
- 4 быстросъемные или откидывающиеся стенки
- Поворот облучателя
- Тревожная сигнализация
- Возможность проведения рентген-исследований



Бэбигард-1140



Бэбигард-1138



Бэбигард-1139

Функциональные возможности	Бэбигард-1138	Бэбигард-1139	Бэбигард-1140
Сервоконтроль Т кожи	•	•	•
Верхний обогрев	•	•	•
Фототерапия			•
Держатель рентген кассет		•	•
Апгар-таймер	•	•	•
Подача кислорода	○	○	○
Встроенные весы			○

○ - опция

Реанимационные системы
GE Healthcare, США

Данное оборудование является идеальным решением для сложных случаев. Благодаря высоким тепловым характеристикам и бесперебойной работе, эти модели обеспечивают комфортную среду, которая способствует правильному развитию новорожденного.

✓ Ключевые особенности

- Встроенный реанимационный блок
- Бесконтактное отключение тревог
- Продуманная система освещения с регулировкой интенсивности, режимами день/ночь
- Мониторинг температуры, веса, SpO₂ и частоты пульса



Giraffe Warmer



Panda iRes Warmer



Lullaby Warmer

Функциональные и технические возможности	Giraffe Warmer	Panda iRes Warmer	Lullaby Warmer
Сервоконтроль Т кожи	•	•	•
Верхний обогрев	•	•	•
Фототерапия	○	○	○
Держатель рентген кассет	•	○	•
Встроенный реанимационный блок	○	○	
Отсос	•	•	
Блок контроля SpO ₂	○	○	
Встроенные весы	•	○	

○ - опция

Реанимационные системы
Dräger, Германия

ОРС является идеальным помощником при принятии родов и дальнейшем уходе за новорожденным, создавая оптимальную температурную среду для ребенка и облегчая работу медицинского персонала.

✓ Ключевые особенности

- Обогреватель с вертикальным поворотным механизмом
- 2 режима подсветки: ночь/день
- Ложе с регулируемым углом наклона
- Автоматический предварительный нагрев (Resuscitaire RW)

Функциональные возможности

	Resuscitaire RW	Babytherm 8010	Babytherm 8004
Сервоконтроль Т кожи	•	•	•
Верхний обогрев	•	•	•
Фототерапия	○	○	○
Держатель рентген кассет	○		•
Встроенный реанимационный блок	•		
Отсос	•		
Нижний обогрев		•	•
Встроенные весы	○	○	○

○ - опция



Resuscitaire RW



Babytherm 8010



Babytherm 8004

Мобильный реанимационный комплекс
GE Healthcare, США

Система обеспечивает полноценный непрерывный уход за новорожденным во время перемещения из одного отделения в другое.

✓ Ключевые особенности

- Легкая транспортировка в пределах стационара
- Снижает стресс новорожденного и риск медицинских осложнений
- Уменьшает транспортные факторы риска
- Повышает эффективность работы персонала
- Снабжение электроэнергией до 45 минут

⚙ Функциональные возможности

- Совместим с оборудованием семейства Giraffe и Panda
- Подключение к инкубатору и ОРС
- Встроенный источник питания
- Обеспечение подачи медицинских газов
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей и оборудования



Giraffe Shuttle



Кислородный смеситель
Dixon

Необходим для подачи кислородно-воздушной смеси при реанимации новорожденных и при проведении кислородной терапии. Используется вместе с мешком типа «Амбу», Т-образным коннектором, кислородной палаткой.

✓ Ключевые особенности

- Настраиваемый диапазон подачи концентрации кислорода
- Настраиваемый диапазон скорости потока
- Увлажнение кислородно-воздушной смеси



Функциональные возможности

Диапазон концентрации кислорода, %	21-100
Диапазон скорости потока, л/мин	0-18
Сигналы тревоги	•
Флоуметр, шт	1
Ёмкости увлажнения, шт	1
Силиконовая трубка	•
Держатель	•

Кислородные палатки
Dixon

Устройство, повышающее эффективность лечения при поражениях головного мозга, выраженных изменениях метаболизма, нарушениях легочного кровотока, а также лечении дыхательной недостаточности у детей с первых месяцев жизни.

✓ Ключевые особенности

- Возможность регулировки концентрации кислорода
- Легкий доступ, благодаря открывающимся дверцам
- Отсутствие утечки кислорода в окружающий воздух
- Прозрачный материал, обеспечивающий постоянное наблюдение за малышом



YZ – 130/160/200



YZ – 260/300

Функциональные возможности

	YZ - 130	YZ - 160	YZ - 200	YZ - 260	YZ - 300
Габариты	Ø16см, В13см	Ø20см, В16см	Ø25см, В20см	Д28 × Ш27 × В18см	Д33 × Ш28 × В17см
Регулятор концентрации кислорода	•	•	•	•	•
Съемная крышка для доступа к младенцу	•	•	•		
Открывающиеся окна с двух сторон				•	•
Порт для подключения кислородной трубки	•	•	•		

Мешки Амбу
Dixon

Незаменимое устройство для ручной искусственной вентиляции легких у новорожденных и детей, применяемое в условиях дыхательной недостаточности, при проведении реанимационных мероприятий.

✓ Ключевые особенности

- Изготовлены из качественного силикона многоразового применения
- Пригодны для стерилизации
- Неонатальный и детский комплект с двумя масками



HF-I



HF-II

Функциональные возможности

	HF-I	HF-II
Клапан ограничения давления	•	•
Маски 2-х размеров	•	•
Пациенты с весом до 5 кг	•	
Пациенты с весом от 5 до 10 кг		•
Общий объем, мл	≥50	≥150

Фототерапевтические блоки
Dixon

Эргономичный дизайн и мобильное основание позволяют медицинскому персоналу легко перемещать блоки между палатами и удобно размещать облучающий блок в рабочей области манипуляций врача.



Dixon XHZ-90P



Dixon XHZ-90L

✓ Ключевые особенности

- Мобильный стенд с блокировкой колес
- Совместимость с любым инкубатором
- Высокая интенсивность излучения сокращает необходимую длительность проведения сеанса
- 4-х колесное основание
- Большая рабочая площадь облучения

Функциональные возможности

	Dixon XHZ-90L	Dixon XHZ-90P
Источник света: флюоресцентные лампы		
Источник света: светодиоды	•	•
Диапазон излучения синего света 400 - 550 нм	•	•
Диапазон излучения желтого света 580 - 595 нм		•
Изменение угла лампового модуля	•	•
Регулируемая по высоте стойка	•	•

Лампа фототерапии с контроллером Dixon

Скоро в продаже

Система с высокой интенсивностью излучения и равномерным распределением света облегчает работу медицинского персонала и обеспечивает более точное задание параметров проведения терапии.



✓ Ключевые особенности

- Отображение основных параметров во время проведения процедуры
- 2 режима отсчета времени – прямой и обратный отсчет
- Регулировка интенсивности синего света от 0% до 100%

⚙️ Функциональные возможности

- Источник излучения – высокоинтенсивные светодиоды
- Контроллер с сенсорным цветным дисплеем 4,3"
- Изменение угла лампового модуля
- Регулируемая по высоте стойка
- Удобное 4-х колесное основание с тормозами



Аппарат круговой фототерапии Dixon

Скоро в продаже

Новое слово в лечении желтухи новорожденных - комфортный в использовании, безопасный аппарат незаменим для младенцев высокого риска, особенно с ядерной желтухой. Помогает существенно сократить сроки лечения благодаря максимально интенсивному световому потоку, всецело направленному на поверхность кожи ребенка.



✓ Ключевые особенности

- Автоматическая регулировка температуры воздуха
- Независимый контроль верхних и нижних источников света
- Световые и звуковые аварийные индикаторы
- Окошко для наблюдения за пациентом

⚙️ Функциональные возможности

- Светодиодный источник синего света 360° - 16 равномерно расположенных ламп
- ЖК-дисплей 5,1" с большим количеством контролируемых в один клик функций
- Выдвижная кровать с регулируемым наклоном $\geq 9^\circ$



Лампа фототерапии на гибком штативе Dixon

Скоро в продаже

Легкая и компактная лампа на гибком штативе, которая удобно крепится на любом неонатальном оборудовании.



✓ Ключевые особенности

- Легкая регулировка угла наклона лампы
- Возможность проводить терапию определенной области на теле новорожденного
- Позволяет проводить сеансы фототерапии с прерываниями

⚙️ Функциональные возможности

- Источник излучения – светодиоды
- Легкость, масса менее 5 кг
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Индикаторы неисправности вентилятора, неисправности или перегрева светодиодного источника



Лучистое тепло Dixon

Создание оптимальной температуры окружающей среды и поддержание температуры тела у детей в родильных домах, в кабинетах для новорожденных, процедурных кабинетах и детских поликлиниках.



✓ Ключевые особенности

- Защитная сетка, предупреждающая касание нагревательного элемента
- Регулятор температуры
- Устойчивое П-образное основание
- Мобильный стенд с блокировкой колес


⚙️ Функциональные возможности

- Основной источник излучения – керамический обогреватель
- 10 тепловых режимов
- Рабочий диапазон температуры от 20° до 39°
- Изменение угла осветительного блока
- Изменяемая по высоте стойка



Система обогрева пациента Тахат, Беларусь

Система обогрева пациента РАМОНАК обеспечивает поддержание теплового режима пациента во время хирургических вмешательств, после тяжелых травм и ожогов, значительно облегчая течение послеоперационного периода, а также дальнейшую реабилитацию и выздоровление пациента.



Рамонак

✓ Ключевые особенности

- Гибкий нагревательный модуль и гелевая пластина, позволяющие размещать систему обогрева на столах и кроватях, а также креслах с любым наклоном
- Возможность выбора размера гелевой пластины: от новорожденных до взрослых
- Размеры гладкой гелевой пластины: 520×520×12 мм, 1150×520×10 мм, 1800×520×10 мм

⚙️ Функциональные возможности

- Поддержка заданной температуры в течение 24 ч
- Диапазон рабочих температур 34-39°C
- Блок управления с LED-дисплеем
- Функция памяти установок пользователя
- Защита кожи от пролежней и повреждения нервов
- Все виды тревог, исключающие любой перегрев матрасика



Вакуумные аспираторы портативные Dixon, Россия

Предназначены для аспирации жидкостей в неотложной терапии в больницах, при оказании первой медицинской помощи, а также в центрах оказания медицинской помощи. Качество исполнения гарантирует долговечность и надежность в работе.



Vacus 7018



Vacus 7209



Vacus 7032g/7032

✓ Ключевые особенности

- Клапан защиты от переполнения
- Контроль мощности всасывания
- Безмасляный компрессор, не требующий постоянного технического обслуживания
- Гибкие прозрачные шланги из нетоксичного материала, легкие в установке и дезинфекции
- Низкий уровень шума
- Используется в эндоскопических отделениях

Функциональные и технические возможности

	7018	7209	7032	7032g
Переносной	•	•	•	•
Комплектация для гинекологии				•
Для работы в машинах СМП		•		
Использование различных объемов емкостей	•	•	•	•
Аккумуляторная батарея, питание от автомобильной сети		•		

Вакуумные аспираторы хирургические
Dixon, Россия

Предназначены для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Высокая мощность обеспечивает качественную и комфортную работу при проведении сложных операций с большим количеством аспирата.

Ключевые особенности

- Мобильный эргономичный облегченный корпус
- Низкий уровень шума
- Уплотнительное кольцо накопителей обеспечивает их высокую герметичность
- Педаль для управления
- Низкий уровень шума
- Клапан защиты от переполнения



Vacus 7305



Vacus 7308

Функциональные и технические возможности	7305	7308
Передвижной	•	•
Емкости из стекла	•	•
Емкости из поликарбоната	•	•
Скорость потока более 80 л/мин		•
Хирургическая насадка	•	•
Клапан защиты от переполнения	•	•

Хирургические аспираторы
Atmos, Германия

Аспираторы Atmos обладают первоклассной мощностью всасывания, имеют высокий показатель вакуума и предназначены для различного применения в операционном зале. Они найдут достойное применение везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система.

Ключевые особенности

- Значительная мощность всасывания
- Пониженный уровень шума
- Высокий показатель вакуума
- Современная система емкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов



C 451



C 361

Функциональные и технические возможности	C 361	C 451
Производительность, л/мин	36 ± 4	45 ± 4
Вакуум, кПа	-91 ± 2	-91±2
Уровень шума, дБ	50	48
Переносной	•	•
На системном шасси		○
На простой тележке	○	
2 емкости для секрета		○

○ - опция

Хирургические аспираторы
Atmos, Германия

Легкие и удобные в управлении аспираторы с высокой производительностью обеспечивают хорошую видимость в операционном поле.

✓ Ключевые особенности

- Дисплей с высоким разрешением
- Опциональное оснащение электронным ножным регулятором
- Повышенный уровень безопасности применения
- Управляемый датчиком уровень вакуума



Record 55



S 351

Функциональные и технические возможности	S 351	Record 55
Производительность, л/мин	35 ± 2	55 ± 3
Вакуум, кПа	-90 ± 2	-98 ± 2
Уровень шума, дБ	43,9	46
Мобильный на роликах	•	•
2 емкости для секрета	•	•
Графический ЖК-дисплей	•	•

• - опция

Кардиоторакальный дренаж
Atmos, Германия

Обеспечивают максимально безопасный цифровой кардиоторакальный дренаж. Предназначены для пациентов с пневмотораксом и плевральным выпотом, после хирургических вмешательств в торакальной хирургии и кардиохирургии, а также пульмонологии.

✓ Ключевые особенности

- Безопасность
- Сокращение сроков реабилитации
- Точная установка и регулировка уровня вакуума
- Мобильность
- Двухходовая шланговая система



S 201 Thorax



C 051 Thorax

Функциональные и технические возможности	S 201 Thorax	C 051 Thorax
Производительность, л/мин	18 ± 2	5 ± 0,5
Вакуум, кПа	от 0,5 до -10 (± 0,2)	от 0,5 до -10 (± 0,2)
Уровень шума, дБ	39	39
Количество камер для секрета	4	2
Режим пассивного дренажа	•	•
Сенсорный экран	•	•

Переносной анализатор газов крови и электролитов
Edan Instruments, Китай

Полностью автоматизированный портативный анализатор i15 позволяет получить критически важные анализы у постели пациента за 1 минуту.



i15

✓ Ключевые особенности

- Встроенное хранилище результатов измерений
- Простота обслуживания i15
- Надежность
- Подходит для минимального оснащения отделения реанимации

⚙️ Функциональные возможности

- Измеряемые параметры: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Glu, Lac, Hct
- Объем образца: 140 мкл
- Встроенный термопринтер
- Память: 10 000 данных
- Встроенный сканер штрих-кодов
- Дисплей: цветной 7", LCD тач-скрин, 800x480
- Габариты: 238x153x310 мм

Портативные лабораторные экспресс – анализаторы
Nova Biomedical, США

Являются наиболее надежными и проверенными тестами на глюкозу и кетоны в мире. Безопасны и эффективны для использования во всех больницах и профессиональных медицинских учреждениях, включая реанимацию.



StatStrip Glucose/Ketone



StatStrip Xpress Glucose/Ketone

✓ Ключевые особенности

- Портативные
- Простые в использовании
- Результат: для глюкозы - 6 секунд, для кетонов - 10 секунд
- Большая память по данным пациентов и результатам анализа



Технические возможности	StatStrip Glucose/ Ketone	StatStrip Xpress Glucose/ Ketone
Дисплей	цветной сенсорный	ЖК-черно-белый
Хранение данных	тесты пациентов: 1000 тестов тесты контроля качества: 200 тестов пользователей: 8000 пользователей	данные пациентов и контролей качества: 400 тестов
Передача данных	Порт RJ-45 Ethernet	USB порт
Время работы	6-8 часов при использовании / 12-24 часов в режиме ожидания	минимум на 600 тестов

Портативные лабораторные
экспресс – анализаторы
Nova Biomedical, США

StatStrip Lactate – недорогое устройство, которое делает тестирование на лактат практичным и доступным в отделении неотложной помощи, отделении интенсивной терапии или медицинском отделении любого размера. Он полностью подключается к ИТ-системе больницы через NovaNet.

✓ Ключевые особенности

- Самый быстрый оборот - 13 секунд
- Образец цельной крови 0,6 мкл
- Отличная корреляция с эталонными методами центральной лаборатории



StatStrip Lactate



StatStrip Xpress Lactate

Технические возможности	StatStrip Lactate	StatStrip Xpress Lactate
Дисплей	цветной сенсорный экран	черно-белый LCD - дисплей
Хранение данных	Тесты пациентов: 1000 тестов Тесты контроля качества: 200 тестов Пользователи: 8000 пользователей	Тесты пациентов и контроля качества: всего 400 тестов (FIFO)
Передача данных	Порт Ethernet RJ-45	USB порт
Срок службы	6-8 часов использования (примерно 40 тестов со сканированием штрих-кода) /12-24 часа в режиме ожидания	минимум на 600 тестов

Портативные лабораторные
экспресс – анализаторы
Nova Biomedical, США

StatSensor Creatinine использует запатентованную технологию Multi-Well™. Передовая технология StatSensor Creatinine обеспечивает простую, быструю и точную оценку функции почек путем забора капиллярной крови из пальца в месте оказания медицинской помощи.

✓ Ключевые особенности

- Практически безболезненное взятие капиллярной крови из пальца объемом 1,2 мкл
- Результаты креатинина и eGFR за 30 секунд
- Разрешено для использования персоналом пункта оказания медицинской помощи



StatSensor Creatinine



StatSensor Xpres Creatinine

Технические возможности	StatSensor Creatinine	StatSensor Xpres Creatinine
Дисплей	цветной сенсорный экран	черно-белый LCD - дисплей
Хранение данных	Тесты пациентов: 1000 тестов Тесты контроля качества: 200 тестов Пользователи: 8000 пользователей	Тесты пациентов и контроля качества: всего 400 тестов
Передача данных	Порт Ethernet RJ-45	USB порт
Срок службы	8 часов использования (примерно 40 тестов со сканированием штрих-кода)/12-24 часов в режиме ожидания	минимум на 600 тестов

Каталки для транспортировки пациентов
Lojer, Финляндия

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях.

Ключевые особенности

- Модульная конструкция, возможность создания нескольких конфигураций
- Интуитивно понятные и легкие в управлении функции
- Легкая транспортировка в любых положениях



Merivaara

Функциональные и технические возможности	6230	6250/6270	6350/6370
Количество секций	2	2	3
Фиксированная высота ложа	•		
Гидропривод высоты ложа		•	•
Тренделенбург/Антитренделенбург	•	•	•
Инфузионная стойка	○	○	○
Пятое центральное колесо	○	○	○
○ - опция			

Функциональные кровати
Dixon, Тайвань/КНР

Медицинские (функциональные) кровати для лежачих больных обеспечивают безопасность и комфорт пациента и облегчают работу медицинского персонала.

Ключевые особенности

- Широкий диапазон регулировки высоты для удобства пациента и медицинского персонала
- Расположение органов управления позволяет легко регулировать параметры медицинской кровати, как персоналу, так и самому пациенту
- Поверхности, контактирующие с телом пациента, выполнены из пластика по ABS-технологии, которая обеспечивает уникальные прочностные и эстетические характеристики материала



Intensive Care Bed



Classic Bed



Hospital Bed

Технические возможности	Intensive Care Bed	Classic Bed	Hospital Bed
Привод	электрический	электрический	механический
Пульт управления в боковых поручнях	•	•	
Центральный тормоз	•	○	
Функция сердечно-лёгочной реанимации	•	○	
Отображение углов наклона	•		
○ - опция			

Функциональные кровати
Lojer, Финляндия

Разработаны для комфорта пациента, как в обычных палатах, так и в специализированных отделениях.



Salli F

✓ Ключевые особенности

- Протестированы и одобрены Финским центром технических исследований VTT
- Лучшая на рынке гарантия – от 2 до 10 лет
- Большое количество аксессуаров
- Модульная конструкция



Salli H



Merivaara Carena

Технические возможности	Salli F	Salli H	Merivaara Carena
Привод	механический	механо – гидравлический	электрический
Количество секций	1/2/4	2/4	4
Тренделенбург/Антитренделенбург	○	○	○
Регулировка высоты		•	•
Центральный тормоз		•	
○ - опция			

Функциональные кровати
Lojer, Финляндия

Медицинские кровати высокого качества – беспрогрешный выбор для больничных палат. Предназначены для использования профессиональными медицинскими работниками в больницах, медицинских центрах и других медицинских учреждениях.



ScanAfia X TK

✓ Ключевые особенности

- Исключительная долговечность
- Легкая маневренность
- Высокая безопасная рабочая нагрузка
- Отличный диапазон высоты



ScanAfia X ICU



ScanAfia X ICU W

Функциональные и технические возможности	ScanAfia X TK	ScanAfia X ICU	ScanAfia X ICU W
Привод (электрический)	•	•	•
Количество секций	2/4	4	4
Тренделенбург/Антитренделенбург (электропривод)		•	•
Регулировка высоты	•	•	•
Центральный тормоз	•	•	•
Функция сердечно-лёгочной реанимации (CPR)		•	•

Функциональные кровати
Lojer, Финляндия

Обеспечивают комфортное и функциональное использование в больницах, медицинских центрах и других медицинских учреждениях.



ScanAfia XS



Merivaara Futura Plus

✓ Ключевые особенности

- Эргономичное рабочее положение благодаря впечатляющему диапазону регулировки по высоте
- Высокая надежная рабочая нагрузка
- Легкость маневрирования

Функциональные и технические возможности

	ScanAfia XS	Merivaara Futura Plus
Привод	электрический	пневматический/электрический
Количество секций	2/4	2/3
Тренделенбург/Антитренделенбург	○	○
Регулировка высоты	•	○
Центральный тормоз	•	•
Аккумулятор	○	○

○ - опция

Медицинская складная кровать
Lojer, Финляндия

Функциональная модель, максимально удобная в использовании как пациентом, так и обслуживающим персоналом в условиях домашнего пребывания.



Modux

✓ Ключевые особенности

- Оптимальное решение для длительного и краткосрочного использования
- Складывается и раскладывается нажатием одной кнопки, инструменты не требуются
- Торцы и боковые ограждения из чистого дерева (береза)
- Боковые ограждения с двойной блокировкой

⚙ Функциональные возможности

- Электрический привод
- 4 секции
- Регулировка высоты
- Антитренделенбург
- Индивидуальный тормоз на каждом колесе
- Минимальная высота 27 см (с колесами диаметром 100 мм)



Кровать функциональная медицинская Saikang, Китай

Медицинская функциональная кровать с линейным электродвигателем оснащена специальным индикатором угла, а также роликовыми бамперами, что позволяет максимально безопасно транспортировать пациента.



SK005-42

✓ Ключевые особенности

- Боковые панели ножной части и головной части высокие и длинные, что позволяет пациенту чувствовать себя комфортно
- Рама кровати цельнолитая, без следов сварки
- ЖК дисплей со встроенным пультом управления расположен в ножной части кровати

⚙ Функциональные возможности

- Габариты кровати: 2280x1090 мм
- Габариты ложа кровати: 1925x900 мм
- 4 секции
- Гнезда для крепления: 4 штуки
- Безопасная максимальная нагрузка: 250 кг
- Регулировка высоты: 435 - 725 мм
- Регулировка спиной секции: 0 - 750
- Регулировка коленной секции: 0 – 350
- Угол наклона Тренделенбурга: 0 - 120



Тележки медицинские Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.



Тележки для медикаментов

✓ Ключевые особенности

- Функциональность
- Современный дизайн
- Мягкий ход и превосходная подвижность
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью

⚙ Функциональные возможности

- Высокотехнологичные колеса со стальными шариковыми подшипниками, разработанные специально для больничных тележек
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Защитные бамперы
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации



Многофункциональные тележки



Анестезиологические тележки



Тележки специального назначения

Прикроватные тумбочки
Lojer, Финляндия

Качественная медицинская мебель, которая повышает уровень комфорта пациента и упрощает работу обслуживающего персонала.

Ключевые особенности

- Гарантия от 2-х лет
- Надежность
- Возможность выбрать тот же цвет и отделку, что и у медицинской кровати Lojer
- Простота в эксплуатации и чистке



Функциональные возможности

- Высота от 65 до 106 см
- Блокирующиеся колеса
- Каркас из дерева, алюминия или металла
- Выдвижные ящики



Видеоэндоскопы
Insighters, Китай

Единая рабочая станция для всех видов видеоэндоскопов с неонатальной и педиатрической линейкой размеров и длин.



Гибкие видеоэндоскопы
Insighters



Неонатальные
видеоэндоскопы Insighters

Ключевые особенности

- Съемный, портативный, универсальный монитор для всех рукояток
- Запись фото и видео на внутреннюю память мобильного монитора или рабочей станции
- Работа в беспроводном режиме (беспроводной адаптер)
- Комплексное решение для традиционной (рутинной) интубации и для сложных дыхательных путей

Функциональные возможности (iS3)	FN2	FN2S	F2	F2S	C32	C32S	C35	C35S
Размерный ряд	Неонатальный				Педиатрический			
Неизгибаемый	•	•	•	•				
Диаметр вводимой трубки, мм	2,2	2,2	2,4	2,4	3,2	3,2	3,5	3,5
Диаметр рабочего канала, мм					1,2	1,2	1,2	1,2
Рабочая длина, мм	600	380	600	380	600	380	600	380
Область применения:								
- Интубация	•	•	•	•	•	•	•	•
- Ларингоскопия						•		•
- Бронхоскопия					•		•	

Видеоэндоскопы для трудной интубации
Insighters, Китай

Ригидный видеоларингоскоп iS3-R позволяет проводить интубацию на трудных дыхательных путях у пациентов с нарушением анатомического соотношения, новообразованиями, снижением подвижности височно-нижнечелюстного сустава и т.д.



Видеоларингоскоп iS3-R

✓ Ключевые особенности

- Подключение к рабочей станции или к внешнему медицинскому монитору через кабель Type-C, а также при помощи беспроводной технологии NFC
- Подача кислорода через специальный коннектор

⚙️ Функциональные возможности

- Контрастный 3,5-дюймовый универсальный портативный монитор
- Запись фото и видео на внутренний носитель (8GB)
- Время работы до 4 часов
- Изгибаемый кончик для лучшего позиционирования интубационной трубки

Видеоэндоскопы для традиционной интубации
Insighters, Китай

Для обеспечения достаточного освещения гортани была разработана линейка ларингоскопов для рутинной интубации с широким набором клинков, с помощью которых можно справиться даже со сложной клинической ситуацией.



Видеоларингоскопы iS6,

✓ Ключевые особенности

- Сменные клинки для интубации:
- Одноразовые
- Многоразовые
 - Из поликарбоната
 - Из металла

⚙️ Функциональные возможности

- Контрастный 3,5-дюймовый универсальный портативный монитор
- Запись фото и видео на внутренний носитель (8GB)
- Время работы до 4 часов
- iS3-L – пластиковая рукоятка
- iS6 – металлическая рукоятка

Ларингоскопы
Heine, Германия

Ларингоскоп используется для визуализации голосовых связок, осмотра гортани и надгортанника при интубации пациента. Необходим для оказания первой помощи и при непроходимости дыхательных путей. Помогает обеспечить полноценную вентиляцию легких; правая рука анестезиологов и реаниматоров.



Технические возможности	Classic + Macintosh F.O.	Classic + Miller F.O.	Classic + WIS F.O.	Classic + Paed	FlexTip +	XP Macintosh	XP Miller
Размер 00		•					
Размер 0	•	•		•			•
Размер 1	•	•	•	•		•	
Размер 2	•	•	•			•	•
Размер 3	•	•	•		•	•	
Размер 3m	•						
Размер 4	•	•			•	•	•
Размер 5	•						
Нержавеющая сталь	•	•	•	•	•		
Поликарбонат/акрил						•	•
Диаметр Ф.О. пучка, мм	4,3	3,7	3,7	3,6	4,3		
Многоразовые	•	•	•	•	•		
Одноразовые						•	•
Стерилизация без разборки	•	•	•	•			

Видеориноларингоскопы
Pentax, Япония

Линейка продуктов PENTAX Medical VNL-J10 предлагает комплексное решение для расширенных потребностей в гибкой эндоскопии.



Терапевтический VNL15 – J10



Рутинный VNL11 – J10

Тонкий VNL8 – J10

✓ Ключевые особенности

- Обновленная конструкция рабочего канала для более плавного введения эндоскопических инструментов
- Минимальный внешний диаметр эндоскопа для лучшей переносимости процедур пациентом
- Технология i-scan (для EPK-3000 DEFINA с i-scan)
- Новый дизайн рукоятки и элементов управления

Технические возможности	VNL15 – J10	VNL11 – J10	VNL8 – J10
Диаметр дистального конца, мм	4,8	3,5	2,4
Диаметр вводимой трубки, мм	4,9	3,6	2,9
Рабочая длина, мм	300	300	300
Общая длина, мм	575	500	500
Угол обзора, °	80	80	80
Фокусное расстояние, мм	3 - 50	3 - 50	3 - 50

Видеопроцессор
Pentax, Япония

Видеопроцессор DEFINA EPK-3000 позволит создать гибкую и оптимальную эндоскопическую систему для вашего учреждения, обеспечивая эндоскопию высокого разрешения с возможностью использования преимуществ технологии улучшения качества изображения.



DEFINA EPK-3000

✓ Ключевые особенности

- Великолепная визуализация
- Гибкая платформа
- Возможность модернизации
- Новая технология поиска лучшего кадра при «заморозке» и сохранении изображения

⚙️ Функциональные возможности

- HD-изображение при работе с эндоскопами серии 90K
- Функция виртуальной хромоэндоскопии i-scan
- Архивация фото/видео на съемный носитель
- Встроенный ксеноновый источник света 150 Вт



i – scan 1 (SE) -
обнаружение



i – scan 2 (TE) -
классификация



i – scan 3 (CE) -
разграничение

Видеоэндоскопическая система
для оториноларингологии
Pentax, Япония

Технология VIVIDEO позволяет получить видео HD качества по доступной цене с целью повышения диагностической ценности, улучшения медицинского обслуживания пациента и общей производительности метода исследования.



✓ Ключевые особенности

- Обеспечение быстрой диагностики благодаря выполнению эффективных исследований с высоким уровнем достоверности
- Очень малый диаметр вводимой рабочей части, позволяющий провести процедуру максимально комфортно для пациента
- Уникальная гибкость вводимой трубки

⚙️ Функциональные возможности

- Система записи HD-видео, позволяющая сохранять изображения и документировать клинические данные
- Выходы видео: DVI-D [цифровой], VGA [аналоговый]
- Запись видео: накопитель USB 2.0 [с файловой системой FAT32 или Ext3]
- Диаметр вводимой трубки 3,3 мм
- Угол обзора 90 °



Видеопроцессор Pentax VIVIDEO CP-1000



Видеоназофаринголарингоскоп Pentax VNL9-C

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Аппарат искусственной вентиляции легких	Aeros 4500, Dixon	Elisa 800, Dräger	7
Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP)	Aeros 4300, Dixon	Oxylog 3000, Dräger	2
Мешок Амбу	мешок Амбу, Dixon	по запросу	3
Монитор пациента на 5 параметров (SpO2, NiBP, ECG, Resp, Temp)	Storm 5500/5800/5900,	Vista 120, Dräger	3
Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания	Storm D8, Dixon	Carescape B850, GE Healthcare	3
Центральный пульт монитора	ЦСМ Storm, Dixon	Carescape, GE Healthcare	1
Насос шприцевой	BYZ-810, Beyond	Instilar 1438, Dixon	12
Насос инфузионный	BYS-820, Beyond	Instilar 1488, Dixon	12
Насос для зондового	Instilar 1487, Dixon	по запросу	6
Насос для интубации	по запросу	по запросу	1
Дефибриллятор	HD-1, Dixon	Primedic Defi B, Metrax	1
Матрац термостабилизирующий	по запросу	по запросу	3
Матрац противопролежневый	по запросу	по запросу	6
Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности	i15, Edan Instruments	Stat Profile pHox Ultra, Nova Biomedical	1 на отделение

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Тромбоэластограф	по запросу	по запросу	1 на отделение
Электрокардиограф	ECG 1012, Dixon	08 LC Plus, BTL	1
Транспортный рентгеновский аппарат	Remodix 9507, Dixon	Optima XR 200 AMX, GE Healthcare	1
Аппарат УЗИ портативный с набором датчиков	Logiq F6, GE Healthcare	Vivid E95, GE Healthcare	1
Кровать функциональная многосекционная	Intensive Care Bed, Dixon	Merivaara Carena, Lojer	6
Каталка медицинская	ТБП-01, Мединдустрия	Merivaara, Lojer	1
Тумбочка прикроватная	2300, Lojer	Nova 2660, Lojer	6
Электроэнцефалограф 8-канальный	Neurotravel MINI, ATES MEDICA device	Neurotravel SMART, ATES MEDICA device	1



Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных	eVolution 3e, eVent Medical	Evita Infinity V500, Dräger	6
Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров	по запросу	по запросу	2
Реанимационный стол для новорожденных	BabyGuard 1145, Dixon	Giraffe Warmer, GE Healthcare	3
Кислородная палатка	YZ-160, Dixon	YZ-300, Dixon	по требованию
Инкубатор для новорожденных (стандартная модель)	BabyGuard 1101, Dixon	BabyGuard 1103, Dixon	3
Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель)	BabyGuard 1120, Dixon	Giraffe INC, GE Healthcare	5
Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток	Storm 5300, Dixon	Storm 5500, Dixon	6
Электроотсос (вакуумный отсос)	Vacus 7032g, Dixon	S351 Natal, Atmos	6
Пульсоксиметр	Storm H100B, Dixon	Storm D1, Dixon	2
Система обогрева новорожденных (матрасик)	по запросу	по запросу	2
Облучатель фототерапевтический для новорожденных	BabyGuard 1132, Dixon	BabyGuard 1134, Dixon	5
Обогреватель излучающий для новорожденных	Babyguard 1135, Dixon	по запросу	3

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Шприцевой инфузионный насос	BYZ-810, Beyond	Instilar 1438, Dixon	30
Волюмический инфузионный насос	BYS-820, Beyond	Instilar 1486, Dixon	6
Светильник медицинский передвижной	Convelar 1605 LED, Dixon	Sim.LED, Simeon	по требованию
Весы электронные для новорожденных	BD-815 MA, Tanita	SECA 727, Seca	по требованию
Билирубинометр	по запросу	по запросу	1
Прибор для мониторинга электрической активности	по запросу	по запросу	1
Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком	Logiq e, GE Healthcare	Logiq iq, GE Healthcare	1
Передвижной аппарат электрокардиографии	ECG-1003, Dixon	ECG-1012, Dixon	1
Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс)	TI-2000. David	Babyleo TN500, GE Healthcare	1
Передвижной рентгеновский цифровой аппарат	АПР-МАКСИМА/АПР-ОКО, Электрон	Remodix 9507, Dixon	1
Тележка медицинская для инструментов/ для анестезиолога	Q605 W (серия SQM)/3684 B, Lojer	Q142 B (серия SQM)/3956 G, Lojer	3

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Аппарат наркозно-дыхательный	Practice 3000, Dixon	Aisys CS2, GE	1
Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP)	Aeros 4300, Dixon	Oxylog 3000, Dräger	1
Мешок Амбу	мешок Амбу, Dixon	по запросу	3
Монитор пациента на 5 параметров (SpO ₂ , NiBP, ECG, Resp, Temp)	Storm 5500/5800/5900, Dixon	Vista 120, Dräger	3
Набор для интубации	по запросу	по запросу	1
Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	UA-777, AND	precisa N, Rudolf	3
Транспортная тележка-каталка для пациента	ТБП-01, Мединдустрия Сервис	Merivaara, Lojer	3
Насос шприцевой	BYZ-810, Beyond	Instilar 1438, Dixon	3
Насос инфузионный	BYS-820, Beyond	Instilar 1488, Dixon	3
Матрац термостабилизирующий	по запросу	по запросу	3
Аспиратор хирургический	Vacus 7308, Dixon	C 451, Atmos	1
Дефибриллятор	HD-1, Dixon	Primedic HeartSave 6, Metrax	1
Аппарат УЗИ портативный с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и перинеуральных пространств	Logiq F6, GE	Vivid E95, GE Healthcare	1

Lojer (Финляндия)

Транспортные каталки, функциональные кровати, медицинские кровати, тележки медицинские, прикроватные тумбочки

Atmos (Германия)

Аспираторы, кардиоторакальный дренаж

Dräger (Германия)

Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, мониторы пациента, анестезиологические мониторы, инкубаторы для новорожденных, инкубаторы-трансформеры, ОРС, настенные медицинские консоли

GE (США)

Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, мониторы пациента, инкубаторы для новорожденных, инкубаторы-трансформеры, ОРС, мобильные реанимационные комплексы

Dixon (Россия)

Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, инфузионные насосы, аспираторы, мониторы пациента, портативные мониторы витальных функций пациента, модульные мониторы, пульсоксиметры, дефибрилляторы, инкубаторы для новорожденных, ОРС, кислородные палатки, лампы фототерапии, лучистое тепло, функциональные кровати

David (Китай)

Транспортные инкубаторы для новорожденных, инкубаторы-трансформеры

EVENT MEDICAL (США)

Аппараты ИВЛ

LÖWENSTEIN MEDICAL (Германия)

Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты

Remeza (Беларусь)

Компрессоры сжатого воздуха

CARL REINER (АВСТРИЯ)

Аппараты высокочастотной ИВЛ

LOJER



Dräger



DIXION



CARL REINER
Breathing Engineering

RESVENT (КИТАЙ)

Дыхательные аппараты CPAP/BiPAP

BEYOND (КИТАЙ)

Инфузионные насосы

METRAX (ГЕРМАНИЯ)

Дефибрилляторы

EDAN INSTRUMENTS (КИТАЙ)

Анализаторы газов крови и электролитов

HEINE (ГЕРМАНИЯ)

Ларингоскопы

PENTAX (ЯПОНИЯ)

Видеоэндоскопическое оборудование

NOVA BIOMEDICAL (США)

Анализаторы газов крови и электролитов, портативные лабораторные экспресс-анализаторы

INSIGHTERS (КИТАЙ)

Видеоэндоскопы

MAGNAMED (БРАЗИЛИЯ)

Портативный аппарат ИВЛ

SAIKANG (КИТАЙ)

Функциональные кровати

TAXAT (БЕЛОРУССИЯ)

Система обогрева пациентов

ТЕКОМАХ (БЕЛОРУССИЯ)

Кислородные концентраторы

resvent

BYOND 比扬
Pioneer in Life Science

METRAX

EDAN



PENTAX
MEDICAL

nova
biomedical

insighters
Trust in sight

MAGNAMED

SAIKANG Medical
LEADING BRAND OF CHINA MEDICAL FURNITURE
Prod. Code: 87088

Taxat

Tekomax



Stormoff®



info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru